

Phonak Virto™ B

Termék információk



A Phonak Virto B egy átfogó egyéni hallókészülék család kis-közepes hallásvesztésektől egészen a súlyos nagyfokú hallásvesztésekig. Hat modell négy tudásszinten érhető el.




A Phonak Belong platform innovatív technológiája révén a Phonak Virto B hallókészülékek ideális megoldást nyújtanak azon ügyfelek számára akiknél a hangminőség a teljesítmény és az egyéni kialakítás a diszkrét megjelenés is fontos.

Részletes információkért kérjük látogassa meg honlapunkat: www.phonakpro.hu

Termékleírás

						
	Phonak Virto B-10 NW O B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-312 NW O B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-10 O V90/V70/V50/V30	Phonak Virto B-10 B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-312 B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-13 B90/B70/B50/B30
Erősítési szintek						
M	•	•	•	•	•	•
P	•	•	•	•	•	•
SP	•	•	•	•	•	•
UP ¹					•	•
Készülék variációk / opciók / technológia						
Elemméret	10	312	10	10	312	13
Nyomógomb (Program / hangerő)	•	•	•	•	•	•
Hangerőszabályzó VC (forgókerékkel)		•	•	•	•	•
Telefontekercs	•	•	•	•	•	•
EasyPhone	•	•	•	•	•	•
Mikrofon technológia	Omni	Omni	Omni	Direkcionális	Direkcionális	Direkcionális
Vezeték nélkülség (kapcsolódás és QuickSync)			•	•	•	•
Binaural VoiceStream Technology™				•	•	•
IP68-as védelem (VC nélkül)	•2		•2			

Technikai adatok

Erősítési szintek		M	P	SP	UP ¹
Maximális kimeneti hangnyomás (dB SPL)	2cc csatoló	109	115	119	127
	Fülszimulátor	120	125	129	135
Maximális erősítés (dB)	2cc csatoló	40	50	60	70
	Fülszimulátor	50	60	70	78
Frekvenciaátviteli tartomány (Hz)	2cc csatoló	<100 - 7000	<100 - 6700	<100 - 7000	<100 - 5200
Áramfelvétel (mA)	NW	0.95	1.0	0.95	1.2
	WHS	1.2	1.2	1.2	
Illesztési mező					

Változatos audiometriai konfigurációka kis -közepes hallásvesztésegtől a nagy-súlyos hallásvesztésekig.

1 Csak néhány országban elérhető verzió
2 IP68 -as védelem azt jelenti, hogy a készülék túléli a 60 percen keresztül tartó 1 méteres vízoszlop nyomását és 8 órás porkamrában lévő tesztelést IEC60529-es szabvány szerint.

Színek

Előlap színek



22
Kakaó



26
Rózsaszín



28
Barna



06
Fekete
(csak IIC estén)

Ház színek



22
Kakaó



26
Rózsaszín



28
Brown



19
White



21
Transparent



36
Piros
átlátszó



37
Kék
átlátszó

Ház típusok

	 Phonak Virto B-10 NW O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-312 NW O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-10 O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-10 B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-312 B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-13 B90/B70/B50/B30
IIC	•					
CIC	•	•	•			
MC	•	•	•	•		
ITC	•	•	•	•	•	•
HS	•	•	•	•	•	•
FS	•	•	•	•	•	•

Programozás

Szoftver	Phonak Target™ 5.2 vagy újabb
Interfész	iCube II, programozó kábel, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

Vezeték nélküli portfólió

Vezeték nélküli kiegészítők		 Phonak Virto B-10 NW O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-312 NW O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-10 O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-10 B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-312 B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-13 B90/B70/B50/B30
	Phonak DECT II			•	•	•	•
	Phonak PilotOne II			•	•	•	•
	EasyCall II			•	•	•	•
	Phonak ComPilot II			•	•	•	•
	Phonak ComPilot Air II			•	•	•	•
	Phonak TVLink II			• ¹	• ¹	• ¹	• ¹
	Phonak RemoteMic			• ¹	• ¹	• ¹	• ¹
	Phonak MiniControl	•					
Roger							
	Roger X / Phonak ComPilot II			•	•	•	•
	Roger MyLink	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²

Még több információt szeretne tudni a Roger mikrofonokról? Kérjük látogassa meg a:
www.phonakpro.hu/roger

1 Szükséges kiegészítők: ComPilot II vagy ComPilot Air II
 2 Csak telefontekercs estében

Teljesítményszintek

	Premium B90	Advanced B70	Standard B50	Essential B30
AutoSense OS	Premium	Advanced	Standard	Essential
Calm Situation	•	•	•	•
Speech in Noise	•	•	•	•
Comfort in Noise	•	•	•	
Music	•	•		
Speech in Loud Noise ²	•			
Speech in Car	•			
Comfort in Echo	•			
Additional programs				
Max. additional programs	5	5	5	5
Speech in Wind ²	•			
Comfort in Echo	•			
Speech in Loud Noise ²	•	•		
Speech in 360° ²	•	•		
Speech in Noise	•	•	•	•
Calm Situation	•	•	•	•
Comfort in Noise	•	•	•	•
Music	•	•	•	•
Acoustic phone	•	•	•	•
Custom program	•	•	•	•
Streaming programs				
Max. streaming programs	4	4	4	4
Bluetooth audio + mic	•	•	•	•
Bluetooth phone / DECT + mic	•	•	•	•
RemoteMic / Roger	•	•	•	•

Features	Premium B90	Advanced B70	Standard B50	Essential B30
UltraZoom ²	Premium	Advanced	Standard	Essential
SNR-Boost ²	•	•	•	
FlexControl	•	•	•	
FlexVolume	•	•	•	
DuoPhone ²	•	•	•	
SoundRecover 2	•	•	•	•
User Preference Tuning	•	•	•	•
Finetuning Channels	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock ²	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync ²	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•	•

2 Only with Binaural VoiceStream Technology™ (directional microphone needed)

Life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen az élet teljességéhez. Több mint 70 éve hűek vagyunk küldetésünkhöz, hogy úttörőnek számító hallási megoldásokat biztosítsunk, amelyek megváltoztathatják az emberek életét. Hogy társadalmilag és érzelmileg is képesek legyenek boldogulni.

www.phonakpro.gt