

Phonak Slim™ L-R

テクニカルデータ


Phonak Slim L-R (L90/L70/50/30/Trial)




S レシーバ 2 cm³ カプラデータ

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

出力音圧レベル



音響利得




| 周波数帯 | <100 Hz->8000 Hz |
|-----------|--|
| 全高調波歪み | 500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz 1.5% 2.0% 2.0% 1.0% |
| 期待動作時間* | 18 時間 |
| 等価入力雑音レベル | 19 dB SPL |


M レシーバ 2 cm³ カプラデータ

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

出力音圧レベル



音響利得



| 周波数帯 | <100 Hz->8000 Hz |
|-----------|--|
| 全高調波歪み | 500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz 1.5% 2.0% 2.0% 1.0% |
| 期待動作時間* | 18 時間 |
| 等価入力雑音レベル | 19 dB SPL |

一般的な試験情報

- 特殊な測定設定を使用。ボリュームコントロールによる RTS 調整
- 補聴器をリニアモードで動作
- 低音量伸長増幅を有効にする
- すべての収集データをフォナック ターゲットの測定設定で測定
- 音声信号の遅延は、社内規格に従って 6.2 ms に決定

警告

- ⚠ この補聴器の出力音圧レベルは、132 dB SPL を超える場合があります。この補聴器をフィッティングする際、装用者の残存聴力を損なう危険があるため、特に注意してください。
- ⚠ 製造業者によって明示的に許可されていない本補聴器の変更または改造は禁止されています。そのような変更で、耳や補聴器が損傷することがあります。

* 充電式電池の期待動作時間は、有効にした機能、ワイヤレスアクセサリの使用、難聴の程度、電池の使用年数、音環境により異なります。



Sonova AG · Laubrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Phonak Slim™ L-R


テクニカルデータ

Phonak Slim L-R (L90/L70/50/30/Trial)


MAV レシーバ 2 cm³ カプラデータ

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

出力音圧レベル



音響利得




| | | | | |
|-----------|------------------|--------|---------|---------|
| 周波数帯 | <100 Hz~>8000 Hz | | | |
| 全高調波歪み | 500 Hz | 800 Hz | 1600 Hz | 3200 Hz |
| | 1.5% | 1.5% | 1.0% | 1.0% |
| 期待動作時間* | 18 時間 | | | |
| 等価入力雑音レベル | 19 dB SPL | | | |


P レシーバ 2 cm³ カプラデータ

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

出力音圧レベル



音響利得



| | | | | |
|-----------|------------------|--------|---------|---------|
| 周波数帯 | <100 Hz~>6300 Hz | | | |
| 全高調波歪み | 500 Hz | 800 Hz | 1600 Hz | 3200 Hz |
| | 1.0% | 1.5% | 1.0% | 1.0% |
| 期待動作時間* | 18 時間 | | | |
| 等価入力雑音レベル | 19 dB SPL | | | |

* 充電式電池の期待動作時間は、有効にした機能、ワイヤレスアクセサリの使用、難聴の程度、電池の使用年数、音環境により異なります。



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on