

Phonak Virto B-Titanium

プロダクトインフォメーション



革新的なオーダーメイド補聴器であるフォナック バート B-チタンは、軽度から高度難聴向けに2クラスのラインナップを備えています。

新しいプラットフォームであるフォナック ビロングを搭載したフォナック バート B-チタンは、非常に優れた外観のオーダーメイドで、最適な聴覚パフォーマンスを希望するお客様に理想的なソリューションです。

より詳細情報（英文）は www.phonakpro.com

製品概要



バート B-チタン
(B90/B70)

出力レベル	
M	●
P	●
SP	●
本体仕様	
電池サイズ	PR536 (10A)
プログラムスイッチ	オプション
イージーフォン	オプション
ミニコントロール※1	オプション
Tコイル	オプション
マイクロホン	無指向性
国際保護等級IP	IP68※2

シェルスタイル
IIC / CIC


シェルの色
チタングレー




フェイスプレートの色
ブラック

テクニカルデータ


	レシーバ M	レシーバ P	レシーバ SP
最大出力音圧レベル (dB SPL)			
HFA-OSPL90	103	111	114
最大OSPL90	109	115	119
最大音響利得 (dB)			
HFA-FOG	35	46	54
最大値	40	50	60
周波数範囲 (Hz)	100 – 7000	100 – 6700	100 – 7000
消費電流	1.0	1.0	1.0



軽度～中等度難聴



軽度～中等度難聴



中等度～高度難聴

※1 ミニコントロール仕様の場合、プログラムスイッチは使用不可です。
※2 IP68は防水・防塵の国際保護等級で、粉塵試験装置に8時間入れた後や、水面から1mの水中に長時間入れた後でも修理が必要なダメージが発生せず、水面下での使用可能なことを示しています。

フィッティング

ソフトウェア	Phonak Target5.1 以上
インターフェース	NOAHLink、HI-PRO、HI-PRO 2

ワイヤレスアクセサリー との互換性

ワイヤレスアクセサリー		フォナック バート B-チタン (B90/B70)	
	フォナック クロス B-312	オプション	

機能一覧

	プレミアム B90	アドバンス B70	機能	プレミアム B90	アドバンス B70
オートセンス OS	プレミアム	アドバンス	フレックスコントロール	●	●
静かな環境	●	●	サウンドリカバー 2	●	●
騒音下でのことば	●	●	ユーザー志向のチューニング	●	●
騒音下での快適性	●	●	リアルイヤーサウンド	●	●
音楽	●	●	微調整チャンネル	20	16
車の中でのことば	●		ホイッスルブロック	●	●
反響する環境での快適性	●		ノイズブロック	●	●
追加のプログラム			エコブロック	●	
最大プログラム数	5	5	サウンドリラックス	●	●
反響する環境での快適性	●		耳鳴りノイズバランス	●	●
騒音下でのことば	●	●	AOV & AOV-O	●	●
静かな環境	●	●	自動順応マネージャ	●	●
騒音下での快適性	●	●			
音楽	●	●			
電話	●	●			
カスタムプログラム	●	●			

Life is on

「聞こえ」に悩む全ての人の声に耳を傾け、
よりよい知識、アイデア、そして聴覚ケアをお届けする。
フォナックは、人々がそれぞれの人生において、
豊かな音を聞き取り、理解し、経験できるよう、
これからも独創的な発想で
テクノロジーの限界に挑みつづけます。

自由な交流と自信に満ちたコミュニケーション。
豊かな人生のために、さあ **Life is on!**