

Phonak Virto™ B

プロダクトインフォメーション



包括的なオーダーメイド補聴器であるフォナック バート B は、軽度から重度の難聴向けに、4つの性能レベルで6つのモデルを備えています。





革新的な技術であるフォナック ビロングプラットフォームを搭載したフォナック バート B は、優れた外観のオーダーメイドで、最適な聴覚パフォーマンスを希望するお客様に理想的なソリューションです。

詳細は、www.phonakpro.com (英文)をご覧ください。

製品概要

						
	フォナック パート B-10 NW O B90/B70/B50/B30	フォナック パート B-312 NW O B90/B70/B50/B30	フォナック パート B-10 O B90/B70/B50/B30	フォナック パート B-10 B90/B70/B50/B30	フォナック パート B-312 B90/B70/B50/B30	フォナック パート B-13 B90/B70/B50/B30
出力レベル						
M	●	●	●	●	●	●
P	●	●	●	●	●	●
SP	●	●	●	●	●	●
UP ¹					●	●
製品仕様 / オプション / テクノロジー						
電池サイズ	PR536(10)	PR41(312)	PR536(10)	PR536(10)	PR41(312)	PR48(13)
プログラムスイッチ(プログラム/ボリューム)	●	●	●	●	●	●
ボリュームコントロール(ホイール)		●	●	●	●	●
T コイル	●	●	●	●	●	●
イージーフォン	●	●	●	●	●	●
マイクロホン	無指向性	無指向性	無指向性	指向性	指向性	指向性
ワイヤレス(接続性とクイックシンク)			●	●	●	●
Binaural VoiceStream Technology™(両耳間音声通信技術)				●	●	●
IP68等級(VC なし)	● ²		● ²			

テクニカルデータ

出力レベル		M	P	SP	UP ¹
最大出力音圧(dB SPL)	2cm ³ カブラ	109	115	119	127
	密閉型疑似耳	120	125	129	135
最大利得(dB)	2cm ³ カブラ	40	50	60	70
	密閉型疑似耳	50	60	70	78
周波数範囲(Hz)	2cm ³ カブラ	<100～7000	<100～6700	<100～7000	<100～5200
使用電流(mA)	NW	0.95	1.0	0.95	
	WHS	1.2	1.2	1.2	1.2
フィッティングレンジ					
		軽度～中等度 難聴	軽度～中高度 難聴	中等度～高度度 難聴	中等度から重度 難聴にとって、 全聴力タイプに 適用

¹ 特定の国でのみ
² IP68は防水・防塵の保護等級で、粉塵試験装置に8時間入れた後や、水面から1m の水中に1時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生せず、水面下での使用が可能なことを示しています(IEC60529規格による)。ハウジング内に塵の痕跡はありませんでした。

色

フェースプレートの色



22
ココア



26
ピンク



06
ブラック
(IIC のみ)

シェルの色



26
ピンク



21
スケルトン



36
スケルトン
レッド



37
スケルトン
ブルー

シェル スタイル

	 フォナック パート B-10 NW O B90/B70/B50/B30	 フォナック パート B-312 NW O B90/B70/B50/B30	 フォナック パート B-10 O B90/B70/B50/B30	 フォナック パート B-10 B90/B70/B50/B30	 フォナック パート B-312 B90/B70/B50/B30	 フォナック パート B-13 B90/B70/B50/B30
IIC	●					
CIC	●	●	●			
MC	●	●	●	●		
ITC	●	●	●	●	●	●
HS	●	●	●	●	●	●
FS	●	●	●	●	●	●

フィッティング

ソフトウェア	Phonak Target™ 5.2以降
インターフェース	アイキューブ II、プログラミング ケーブル、NOAHLink、HI-PRO、HI-PRO2

ワイヤレス コミュニケーション ポートフォリオ

						
ワイヤレス アクセサリー	フォナック パート B-10 NW O B90/B70/B50/B30	フォナック パート B-312 NW O B90/B70/B50/B30	フォナック パート B-10 O B90/B70/B50/B30	フォナック パート B-10 B90/B70/B50/B30	フォナック パート B-312 B90/B70/B50/B30	フォナック パート B-13 B90/B70/B50/B30
 フォナック パイロットワン II			●	●	●	●
 イージーコール II			●	●	●	●
 フォナック コムパイロット II			●	●	●	●
 フォナック コムパイロット エア II			●	●	●	●
 フォナック テレビリンク II			● ¹	● ¹	● ¹	● ¹
 フォナック リモートマイク			● ¹	● ¹	● ¹	● ¹
 フォナック ミニコントロール	●					
ロジャー						
 ロジャー X/フォナック コムパイロット II			●	●	●	●
 ロジャー マイリンク	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²

ロジャー マイクロホンの詳細については、
www.phonakpro.com/roger をご覧ください。

1 コムパイロットⅡまたはコムパイロットエアⅡが必要
2 Tコイルと併用のみ

機能一覧

	プレミアム	アドバンス	スタンダード	エッセンシャル		プレミアム	アドバンス	スタンダード	エッセンシャル
	B90	B70	B50	B30	機能	B90	B70	B50	B30
オートセンス OS	プレミアム	アドバンス	スタンダード	エッセンシャル	ウルトラズーム ²	プレミアム	アドバンス	スタンダード	エッセンシャル
静かな環境	●	●	●	●	SNR ブースト ²	●	●	●	
騒音下でのことば	●	●	●	●	フレックスコントロール	●	●	●	
騒音下での快適性	●	●	●		フレックスボリューム	●	●	●	
音楽	●	●			デュオフォン ²	●	●	●	
非常に騒がしい中でのことば ²	●				サウンドリカバー ²	●	●	●	●
車の中でのことば	●				ユーザー志向のチューニング	●	●	●	●
反響する環境での快適性	●				微調整チャンネル	20	16	12	8
追加のプログラム					ホイスルブロック	●	●	●	●
最大プログラム数	5	5	5	5	ノイズブロック	●	●	●	●
風の中でのことば ²	●				ウインドブロック ²	●	●		
反響する環境での快適性	●				エコーブロック	●			
非常に騒がしい中でのことば ²	●	●			サウンドリラックス	●	●		
全方向（360°）からのことば ²	●	●			クイックシンク ²	●	●	●	●
騒音下でのことば	●	●	●	●	AOV	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●	耳鳴りバランス	●	●	●	●
騒音下での快適性	●	●	●	●	自動順応マネージャー	●	●	●	●
音楽	●	●	●	●					
通常の電話	●	●	●	●					
カスタムプログラム	●	●	●	●					
ストリーミングプログラム									
最大ストリーミングプログラム	4	4	4	4					
Bluetooth® オーディオ+マイク	●	●	●	●					
Bluetooth® の電話+マイク	●	●	●	●					
リモートマイク/ロジャー	●	●	●	●					

2 Binaural VoiceStream Technology™ (両耳間音声通信技術)のみ(指向性マイクロホン要)

Life is on

「聞こえ」に悩むすべての人の声に耳を傾け、
よりよい知識、アイデア、そして聴覚ケアをお届けする。
フォナックは、人々がそれぞれの人生において、
豊かな音を聞き取り、理解し、経験できるよう、
これからも独創的な発想で
テクノロジーの限界に挑みつづけます。

自由な交流と自信に満ちたコミュニケーション。
豊かな人生のために、さあLife is on !

www.phonakpro.com