

Phonak Audéo™ B-Direct ワイヤレス アクセサリー

プロダクトインフォメーション



フォナックが導入した フォナック オーデオ B-ダイレクトは、軽度から高度難聴者向けの優れたRICタイプのラインナップを拡張させます。フォナックのポートフォリオに加わる、フォナック ビロング技術を内蔵するフォナック オーデオ B-ダイレクトは、ダイレクト通信することを希望する方のためのソリューションです。フォナック オーデオ B-ダイレクトは、より多くの方々の快適性を高めるため、汎用互換性のある直接接続セグメントを最初に取り入れました。新しい補聴器は、スマートフォンやテレビと簡単に接続できます。

Bluetooth® 4.2ワイヤレス技術およびそれ以前のバージョンの概ねのブルートゥース対応機種

テレビコネクターは、テレビ視聴や音楽鑑賞用に使いやすいストリーミング機器です。



テレビコネクターは、テレビなどの音源を送信するプラグアンドプレイインターフェースとして、フォナック オーディオ B-ダイレクトと音源とのダイレクト通信をサポートします。設定と使用を簡略化するように設計され、AirStream™技術を用いた優れたステレオ音質を提供します。テレビコネクターは、同時に接続している無制限の数の聞き手に、最長 15 メートルの距離まで音声信号をストリーミングできます。


機能の概要

- 両耳の補聴器にステレオサウンドでストリーミング
- AirStream™ 技術を駆使し、音質を改良し、ストリーミングの遅延を低減し、接続方法を単純化
- 「1回のクリック」で、範囲内にあるすべての互換性がある補聴器に接続。補聴器での特別な操作は不要
- 無制限の数のユーザーに同時にストリーミング
- 目立たぬように、テレビの後ろに設置可能

互換性

- テレビコネクターは、フォナック オーディオ B-ダイレクトとのみ互換性があります。他のすべてのワイヤレス補聴器との互換性はありません。

使用方法



テレビコネクターをセットアップして使用方法のビデオは、www.phonakpro.com/TVConnector でご覧ください。

テクニカルデータ



- 1 接続ボタン
- 2 インジケータライト (LED)
- 3 マイクロ USB 電源プラグ
- 4 Toslink (デジタル光学) 用のオーディオプラグまたは 3.5mm ジャック (アナログ) ケーブル

小型のハウジングサイズ (L:63 mm x W:63 mm x H:12 mm)

フォナック リモートは、シンプルなりモコンアプリです。



フォナック リモートでは、補聴器に対するダイレクト通信をサポートし、基本的な機能をリモコンで簡単に操作できます。アプリは、リモコンを使用する場合の操作性が向上するように設計されています。スマートフォンで表示された補聴器の機能を容易にコントロールでき、補聴器以外の装置着用は不要です。


機能の概要

- 両耳または片耳ごとに補聴器のボリューム調節可能
- 補聴器のプログラムで利用可能な直接選択プログラムリスト
- アプリで使用可能な補聴器のプログラム名をカスタマイズ可能
- 補聴器と接続している音源の選択
- 音源からのストリーミング中に補聴器の環境バランス機能を容易に調節
- 耳鳴りノイズ機能を有効にしている場合、耳鳴りノイズの音量を個別に調節
- アプリ上で接続した補聴器の平均装用時間をチェック


フォナック リモートアプリを電話にセットアップして使用方法のビデオは、www.phonakpro.com/remotapp でご覧ください。




片耳ごとの
ボリューム調節



音声ストリームの
環境バランス



プログラムの選択と
カスタマイズ



耳鳴りノイズの
ボリューム調節

互換性

- フォナック リモートアプリは、フォナック オーデオ B-ダイレクトとのみ互換性があります。他のすべてのワイヤレス補聴器との互換性はありません。
- フォナック リモート アプリは、Apple iPhone iOS 10.2 以降と Google Android 6 以降で使用できます。

Apple、Apple のロゴ、iPhone、iOS は、米国およびその他の国における Apple Inc. の商標および登録商標です。

Android、Google Play、Google Play のロゴは、Google Inc. の商標です。

Bluetooth(R)の文字商標およびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

Life is on

豊かな聞こえは人生を彩るための大切な要素です。
皆様が、社会的にも精神的にも豊かに過ごす
お手伝いができるよう、
フォナックは最先端の聞こえのソリューションを、
70年以上にわたり開発し続けています。 **Life is on.**

www.phonak.com