

フォナック オーデオ パラダイス




プロダクトインフォメーション



フォナック オーデオ パラダイス（以下、オーデオ P）は、軽度から重度難聴の方を対象とした、幅広くご利用いただける RIC タイプの補聴器です。フォナック オーデオ P は、3つのデザイン、4つのレシーバ、そして4つのパフォーマンスレベルで構成されており、耳鳴り音響療法のためのノイズジェネレータ機能もあります。フォナック パラダイス プラットフォームの革新的なテクノロジーを搭載したオーデオ P は、柔軟性のある目立たない RIC タイプの補聴器で、最適な聴覚パフォーマンスを望むお客様に理想的なソリューションです。

詳細に関しては、www.phonakpro.com/jp/jaをご覧ください。

製品概要

				
		オーディオ P-312	オーディオ P-13T	オーディオ P-R
電気音響的性能はJIS C 5512:2015による公称値 (2cm ² カプラで測定)		オーディオ P-312 トライアル P90/P70/P50/P30	オーディオ P-13T トライアル P90/P70/P50/P30	オーディオ P-R トライアル P90/P70/P50/P30
空気電池サイズ		PR41 (312)	PR48 (13)	
多機能ボタン		・	・	・
T コイル			・	
Bluetooth®		・	・	・
ナノ コーティング		・	・	・
国際保護等級 IP		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
サイズ	縦x幅x奥行	26.8 x 11.2 x 7.1 mm	29.0 x 11.9 x 8.1 mm	28.0 x 11.9 x 8.0 mm
	重さ	1.1g	1.4g	2.1 g
充電時間 ²	0%~100%			3時間
	0%~80%			1.5時間
	30分フィッティング ³			10分
S レシーバ				
最大出力音圧(dB SPL)		111	111	111
最大音響利得(dB)		47	47	47
周波数範囲(Hz)		<200 - >5000	<200 - >5000	<200 - >5000
消費電流(mA)		2.04 mA以下	(1.7mA + 20%)	
M レシーバ				
最大出力音圧(dB SPL)		114	114	114
最大音響利得(dB)		51	51	51
周波数範囲(Hz)		<200 - >5000	<200 - >5000	<200 - >5000
消費電流(mA)		2.04 mA以下	(1.7mA + 20%)	
P レシーバ				
最大出力音圧(dB SPL)		122	122	122
最大音響利得(dB)		59	59	59
周波数範囲(Hz)		<200 - >5000	<200 - >5000	<200 - >5000
消費電流(mA)		2.04 mA以下	(1.7mA + 20%)	
UP レシーバ				
最大出力音圧(dB SPL)		132	132	132
最大音響利得(dB)		71	71	71
周波数範囲(Hz)		<200 - >5000	<200 - >5000	<200 - >5000
消費電流(mA)		2.04 mA以下	(1.7mA + 20%)	


ハウジング カラー



P1
サンドベージュ



HO
ベージュ



P4
チェストナット




P5
シャンパン



P6
シルバーグレー



P7
グラファイトグレー



P8
ベルベットブラック

1 IP68は、補聴器が防水および防塵であることを示します。水深1m に長時間(60分)入れた後や、粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しないことを示しています(IEC60529規格による)。

2 実際の充電時間は、電池残量によって変わりますが、3時間を超えることはありません。

パフォーマンスレベル

	プレミアムクラス アドバンスクラス スタンダードクラス エssenシャルクラス					プレミアムクラス アドバンスクラス スタンダードクラス エssenシャルクラス			
	P90	P70	P50	P30		P90	P70	P50	P30
オートセンスOS 4.0					機能				
反響する環境での快適性	•				ウルトラズーム	•	•	•	•
車の中でのことば	•				ダイナミックノイズキャンセル	•			
非常に騒がしい中でのことば	•				スピーチエンハンサー	•			
音楽	•	•			エコブロック	•			
騒音下での快適性	•	•	•		タップコントロール*				
騒音下でのことば	•	•	•	•	-Siri/Google アシスタント	•	•		
静かな環境	•	•	•	•	-ストリーミングの一時停止/再生	•	•		
メディア ことば + マイク	•	•	•	•	-通話開始/通話終了	•	•		
メディア 音楽 + マイク	•	•	•	•	ソフトノイズリダクション	•	•	•	•
追加のプログラム					ウインドブロック	•	•		
最大プログラム数	4	4	4	4	サウンドリラックス	•	•		
反響する環境での快適性	•				モーションセンサーヒアリング*	•	•	•	
非常に騒がしい中でのことば	•	•			デュオフォン	•	•	•	
全方向(360°)からのことば	•	•			リアルイヤーサウンド	•	•	•	
騒音下でのことば	•	•	•	•	ロジャーと指向性	•	•	•	
静かな環境	•	•	•	•	サウンドリカバー2	•	•	•	•
騒音下での快適性	•	•	•	•	ホイスルブロック	•	•	•	•
音楽	•	•	•	•	ノイズブロック	•	•	•	•
電話	•	•	•	•	ロジャーダイレクト	•	•	•	•
カスタムプログラム	•	•	•	•	ユーザー志向のチューニング	•	•	•	•
ストリーミングプログラム					クイックシンク	•	•	•	•
ロジャー ダイレクト + マイク	•	•	•	•	AOV	•	•	•	•
パートナーマイク + マイク	•	•	•	•	耳鳴りバランス	•	•	•	•
通話 + マイク	•	•	•	•	自動順応マネージャ	•	•	•	•
					環境音バランス	•	•	•	•
					微調整チャンネル	20	20	16	12

* フォナック オーデオ P-Rのみで利用できます。


フィッティング

	オーディオ P-312 オーディオ P-312トライアル	オーディオ P-13T オーディオ P-13Tトライアル	オーディオ P-P-R オーディオ P-P-Rトライアル
	P90/P70/P50/P30	P90/P70/P50/P30	P90/P70/P50/P30
フォナック ターゲット	7.0以降	7.0以降	7.0以降
Noahlink Wireless	•	•	•
NOAHLINK		•	
HI-PRO、HI-PRO2		•	

Bluetooth® のワード マークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
IOS は Cisco, Inc. の商標です。
Android は Google, Inc. の商標です。

音響カプリング

長さ		S レシーバ	M レシーバ	P レシーバ	UP レシーバ
左右の異なる4つの長さで利用可(0、1、2、3)		•	•	•	•
耳せん					
キャップ型耳せん		•	•	•	
オープン型耳せん	3種類のサイズ(S、M、L)を用意	•	•	•	
ベント付き耳せん	3種類のサイズ(S、M、L)を用意	•	•	•	
パワー型耳せん	3種類のサイズ(S、M、L)を用意	•	•	•	
スリムチップ*					
アクリル		•	•	•	
シリコン		•	•	•	
SPシェル					
アクリル		•	•	•	•
チタン		•	•	•	•
フィッティングレンジ					



フォナック オーデオ P トライアル

新しいフォナック オーデオ P トライアルは、聴覚専門家の推奨するパフォーマンスレベル（クラス）に提供できるよう、フィッティングソフトを使用して速やかにパフォーマンスレベルを変更することができます。オーディオ P トライアル補聴器は、1 台に全パフォーマンスレベルの技術が搭載されているので、初回フィッティング時や補聴器修理中の代替品といった聞こえのソリューションに合わせた選択肢をユーザーに提供することができます。

*外耳延長オプションが利用可能

フォナック オーデオ P 充電器オプション



チャージャーケース Combi
チャージャーケース Combi は、充電器、乾燥キットおよび保管ケースが1つにまとまった製品です。さらに、頑丈で防滴のハウジング仕様になっています。

パワーパック
パワーパックは、充電式補聴器をいつでもどこでも充電できるようにチャージャーケース Combi の底に簡単に装着できるようになっています。

ミニチャージャーケース
USB-C 充電差込口を備えたミニチャージャーケースは、2つの補聴器を充電できるコンパクトでおしゃれなデザインの充電器です。

チャージャー BTE RIC
USB-C 充電差込口を備えたチャージャー BTE RIC は、2つの補聴器を充電できるおしゃれなデザインで、且つオーダーメイド耳せんを余裕を持って収納できる充電器です。

フォナック オーデオ P Bluetooth® バージョン

ダイレクト コール / オーディオ
ストリーミング

Bluetooth® 4.2のワイヤレス テクノロジーとおおよそ全ての旧式 Bluetooth 対応機器に対応

Bluetooth® のワード マークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

ワイヤレス コミュニケーション ポートフォリオ

	オーデオ P-312 オーデオ P-312トライアル	オーデオ P-13T オーデオ P-13Tトライアル	オーデオ P-P-R オーデオ P-P-Rトライアル
	P90/P70/P50/P30	P90/P70/P50/P30	P90/P70/P50/P30
ワイヤレス アクセサリー			
テレビコネクターD	•	•	•
フォナック パートナー マイク	•	•	•
フォナック リモートコントロール	•	•	•
ロジャー			
ロジャーダイレクト	•	•	•
アプリ			
マイフォナック	•	•	•

詳細に関しては、www.phonakpro.com/audeoparadise（英語サイト）をご覧ください。
ロジャー マイクロホンの詳細については、www.phonakpro.com/roger（英語サイト）をご覧ください。
詳細に関しては、www.phonakpro.com/smartapps（英語サイト）をご覧ください。

Life is on

フォナックは、よりよい聞こえが人々の健康に深くつながり、
人生を豊かにするために欠かせないものと考えています。
そのため、私たちは70年以上にわたり、
補聴器やワイヤレス通信機器などの研究開発に情熱を傾けてきました。
これからも、聞こえに悩むすべての人々のアクティブで健康的な毎日を支え、
前向きな心と豊かな感性を育むために、
革新的な聞こえのソリューションをお届けします。

www.phonakpro.com/jp/ja