

製品名			チャージャーケース Go	ライフ チャージャー	チャージャーケース Combi	チャージ アンド ケア	チャージャー BTE RIC	チャージャー Combi BTE	チャージャー Ease	スリム チャージャー
品番			075-3017-10	075-3023-10	075-0040	075-0041-10	075-3016-10	075-0062-10	075-0080-10	075-3024-10
イメージ										
希望小売価格（税込） ※ 2022 年 8 月時点			31,900 円	14,300 円	12,606 円	17,325 円	12,606 円	12,650 円	15,400 円	15,400 円
サイズ（幅 x 奥行 x 高さ）			94 x 51 x 62 mm		101.3 × 76.1 × 49 mm	102 x 78 x 52 mm	95 x 61 x 73 mm	101.3 × 76.1 × 49 mm	69 x 40 x 58 mm	75 x 75 x 34 mm
USB 種類			USB Type-C		USB Type-B	USB Type-B	USB Type-C	USB Type-B	USB Type-C	USB Type-C
補聴器の充電時間			フル充電：約 3 時間 80%充電：約 120 分 50%充電：約 75 分 30%充電：約 45 分		フル充電：約 3 時間 80%充電：約 90 分 50%充電：約 60 分 30%充電：約 30 分					
動作時環境温度			5℃～30℃		5℃～40℃					
充電の仕組み			非接触充電（補聴器の出し入れが容易）		接触充電（補聴器を手前に引っ張ってから取り出すリーンプック式）				接触充電（マグネット式）	
特徴			<ul style="list-style-type: none">● ライフ用。● リチウムイオン電池内蔵で、両耳 3 回分の充電が可能。● 外出が多い方・移動時に充電して補聴器の装用時間を延ばしたい方などにオススメ。	<ul style="list-style-type: none">● ライフ用。● 外出や移動が少なく、主に毎日夜に充電して使う生活スタイルに最適。	<ul style="list-style-type: none">● RIC 標準タイプ。● 充電・乾燥・保管ができる便利な充電器。● 初回購入時、ドライカプセル（6 個入）付き。● パワーパック（別売）を使えばモバイルバッテリーのように使えて便利。両耳 4 回分の充電が可能。	<ul style="list-style-type: none">● RIC 用。● 除菌・換気乾燥・充電・保管ができる便利な充電器。● UV-C ライトを使った 4 分間の除菌とベンチレーターを使った換気乾燥が可能なので、常に清潔に補聴器を使いたい方にオススメです。	<ul style="list-style-type: none">● 旧 BTE 標準タイプ。● 充電・乾燥・保管ができる便利な充電器。● 初回購入時、ドライカプセル（6 個入）付き。● 耳せん収納部が深いので大きいイヤモールド・長いチューブを使用する方に便利。	<ul style="list-style-type: none">● 新 BTE 標準タイプ。● 充電・乾燥・保管ができる便利な充電器。● 初回購入時、ドライカプセル（6 個入）付き。● パワーパック（別売）を使えばモバイルバッテリーのように使えて便利。両耳 4 回分の充電が可能。	<ul style="list-style-type: none">● ルミティ用。● 初回購入時、乾燥ケース、詰め替え用シリカゲル（1 個ずつ）付き。	<ul style="list-style-type: none">● スリム用。● 初回購入時、乾燥ケース、詰め替え用シリカゲル（1 個ずつ）付き。
互換性	ルミティ	スリム	×		×	×	×	×	×	○
		ライフ	○		×	×	×	×	×	×
		RIC	×		×	×	×	×	○	×
		BTE	×		×	×	○	○	×	×
		CROS	×		×	×	×	×	○	×
	パラダイス	ライフ	○		×	×	×	×	×	×
		RIC	×		○	○	○	×	×	×
		BTE	×		×	×	○	○	×	×
		CROS	×		○	○	○	×	×	×
	マーベル	RIC	×		○	○	○	×	×	×
		BTE	×		×	×	○	○	×	×
	ビロング	RIC	×		○	×	×	×	×	×
		BTE	×		○	×	×	×	×	×
	ロジャー フォーカス II		×		×	×	○	○	×	×