Phonak


Fast Fact

SWORDTM 3.0

What is it?

2.4 GHz のワイヤレスチップ、Sonova Wireless One Radio Digital (SWORD) 3.0 は、複数のプロトコルによる可能性を切り開くべくさらなる進歩を遂げました。

- Bluetooth® クラシックおよび低エネルギープロトコル
- 両耳間音声通信技術
- AirStream[™] テクノロジー
- ロジャーテクノロジー



Why use it?

SWORD 3.0 は、以下を搭載しています。

- 互換性のあるあらゆる Android™ または iOS® デバイス からの音楽を両耳にストリーミング。
- 両耳へ電話通話をストリーミング。携帯電話を持つ必要なく完全ハンズフリー通話。

- 両耳間音声通信技術による語音明瞭度の向上。 これにより、聞き取りが困難な音環境でも聞きたい音声 に集中できます。つまり、音声信号が増強され、雑音が 減り、理解しやすくなります。
- あらゆるテレビおよびステレオシステムからより良い音質の ストリーミングを提供する AirStream™ テクノロジー。
- ロジャーダイレクトは、ロジャー電波を補聴器本体に直接 ストリーミングし、雑音の中や離れた距離での聞き取りを 強力にサポートします。

How to use it?

互換性のあるフォナック補聴器に SWORD 3.0 を実装する と、以下が可能になります。

- 全帯域の音声をリアルタイムで両耳にストリーミング
- 補聴器のボタンを1回押すだけで電話の応答や着信拒 否が可能
- あらゆるテレビやステレオシステムに自動接続し良い音質のストリーミングを実現
- ロジャーテクノロジーを簡単にインストール可能

* Bluetooth® 4.2 のワイヤレス技術と、多くの旧式の Bluetooth の電話と併用 Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。Apple、Apple のロゴ、iPhone および iOS は、Apple Inc. の商標であり、米国およびその他の国で登録されています。 Android は Google Inc. の商標です。

詳細については、www.phonakpro.comを閲覧するか、お近くのフォナックの担当者にご連絡ください。

