

Phonak

Fast Fact

オートセンス OS 3.0

What is it?

オートセンス OS 3.0 は、マーベル プラットフォームと同時に導入された、フォナック独自のオートマッチックオペレーティングシステムです。新しい機能を備えたオートセンス OS 3.0 は、最新のストリーミングテクノロジーをサポートすると同時に、静寂下だけでなく複雑な音環境下でも優れたことばの理解と音質を確保します。マーベル補聴器は、補聴器のマイクロホンが拾い上げる音声をリアルタイムで分類するだけでなく、業界で唯一ストリーミングされた音声信号も分類します。そのため、テレビを観たり音楽を聴いたり Podcast をストリーミングしたりする際もより良い音質のストリーミング音声を体験いただけます。

Why use it?

オートセンス OS 3.0 には以下の機能があります。

- 複数の機能を駆使して組み合わせることにより、小声の会話や小さい音量の音楽に対する検出力を高め、最適な快適性と語音明瞭度を実現します。
- ストリーミングされた信号の利得特性を分類・適合させ、最高のストリーミング音質を実現します。ストリーミング信号および音声信号は、各種タスクを遂行し、さまざまな期待にお応えする必要があるため、独立した信号処理が適用されます。
- 信号の自然な挙動を長時間維持することにより再現性が高い音声を再生することは、語音明瞭度と自然な聴取体験に有効です。

How to use it?

オートセンス OS 3.0 は、すべてのマーベル補聴器に搭載されており、Phonak Target 6.0 以上でフィッティングすることで、静寂な音環境下でも複雑な音環境下でも音質を自動調整し最適化するように設計されています。

