

世代	補聴器の種類 (耳あな型は通信機能を持つ器種のみ)	フォナック補聴器対象 一体型タイプ		オーディオシュー + ユニバーサルタイプ (MLxi/Roger X)	MyLink+ (FM) Roger MyLink	フォナック マイコム フォナック コムパイロット フォナック コムパイロット II + MLxi/Roger X
		FM	Roger	FM/Roger	FM/Roger	FM/Roger
	クラロ 耳かけ型	■ MicroLink ML8	-	-	■	-
	クラロ 耳あな型	-	-	-	■	-
	アエロ 耳かけ型	-	-	■ AS4-MLx	■	-
	アエロ 耳あな型	-	-	-	■	-
	スーペロ 耳かけ型	-	-	■ AS5-MLx	■	-
	ベルセオ 耳かけ型	■ MicroLink ML8	-	-	■	-
	ベルセオ 耳あな型	-	-	-	■	-
	マックス 耳かけ型	-	-	■ AS4-MLx	■	-
	パワーマックス 耳かけ型	-	-	■ AS4-MLx	■	-
	ヴァレオ 耳かけ型	-	-	■ AS4-MLx	■	-
ヴァレオ 耳あな型	-	-	-	■	-	
dB	サヴィア 耳かけ型	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-
	サヴィア 耳あな型	-	-	-	■	-
	エレヴァ 耳かけ型	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-
	エレヴァ 耳あな型	-	-	-	■	-
	エクストラ 耳かけ型	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-
	エクストラ 耳あな型	-	-	-	■	-
	マイクロパワー 耳かけ型 RIC	-	-	-	■	-
	ソロT 耳かけ型	-	-	■ AS5-MLx	■	-
	サヴィア アート 耳かけ型 マイクロ	-	-	-	■	-
	サヴィア アート 耳かけ型 マイクロ CRT	-	-	-	■	-
サヴィア アート 耳かけ型	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-	
サヴィア アート 耳あな型	-	-	-	■	-	
ウナ 耳かけ型	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-	
ウナ 耳あな型	-	-	-	■	-	
オーディオ 耳かけ型 RIC	-	-	-	■ (IIIを除く)	-	
コア	ナイーダ 耳かけ型 SP	■ ML11i	■ Roger11	■ AS11	■	■
	ナイーダ 耳かけ型 UP	■ ML10i	■ Roger10	■ AS10	■	■
	エクセリア 耳かけ型 マイクロ	■ ML12i	-	■ AS12	■	■
	エクセリア 耳かけ型	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■
	エクセリア 耳あな型 312プチ	-	-	-	■	-
	エクセリア 耳あな型 312/13	-	-	-	■	■
	ベルサータ 耳かけ型 マイクロ	■ ML12i	-	■ AS12	■	■
	ベルサータ 耳かけ型	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■
	ベルサータ 耳あな型 312プチ	-	-	-	■	-
ベルサータ 耳あな型 312/13	-	-	-	■	■	

世代	補聴器の種類 (耳あな型は通信機能を持つ器種のみ)	フォナック補聴器対象 一体型タイプ		オーディオシュー + ユニバーサルタイプ (MLxi/Roger X)	MyLink+ (FM) Roger MyLink	フォナック マイコム フォナック コムパイロット フォナック コムパイロット II + MLxi/Roger X
		FM	Roger	FM/Roger	FM/Roger	FM/Roger
コア	セルティナ 耳かけ型 マイクロ	■ ML12i	-	■ AS12	■	■
	セルティナ 耳かけ型	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■
	セルティナ 耳あな型 312プチ	-	-	-	■	-
	セルティナ 耳あな型 312/13	-	-	-	■	■
	オーディオ YES 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	■
	オーディオ SMART 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	■
	オーディオ MINI 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	-
	エクセリア アート 耳かけ型 マイクロ	■ ML12i	-	■ AS12	■	■
	エクセリア アート 耳かけ型	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■
	エクセリア アート 耳あな型 312プチ	-	-	-	■	-
	エクセリア アート 耳あな型 312/13	-	-	-	■	■
	オーケープラス 耳かけ型 M/SP	■ ML11i	■ Roger11	■ AS11	■	-
	オーケープラス 耳かけ型 UP	■ ML10i	■ Roger10	■ AS10	■	-
	ミロ/ミロプラス 耳かけ型 マイクロ	■ ML12i	-	■ AS12	■	-
	ミロ/ミロプラス 耳かけ型 SP	■ ML11i	■ Roger11	■ AS11	■	-
	ミロ/ミロプラス 耳かけ型 UP	■ ML10i	■ Roger10	■ AS10	■	-
	ミロプラス 耳あな型	-	-	-	■	-
	ベルサータ アート 耳かけ型 マイクロ	■ ML12i	-	■ AS12	■	■
	ベルサータ アート 耳かけ型	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■
	ベルサータ アート 耳あな型 312プチ	-	-	-	■	-
ベルサータ アート 耳あな型 312/13	-	-	-	■	■	
セルティナ アート 耳かけ型 マイクロ	■ ML12i	-	■ AS12	■	■	
セルティナ アート 耳かけ型	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■	
セルティナ アート 耳あな型 312プチ	-	-	-	■	-	
セルティナ アート 耳あな型 312/13	-	-	-	■	■	
スパイス	オーディオ S SMART 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	■
	オーディオ S SMART I 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	-
	オーディオ S YES 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	■
	オーディオ S MINI 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	-
	フォナック アンブラ 耳かけ型 microM	-	-	-	-	■
	フォナック アンブラ 耳かけ型 microP/SP	■ ML13i	■ Roger13	■ AS13	■	■
	フォナック アンブラ 耳かけ型 M H20	■ ML15i	■ Roger15	■ AS15	■	■
	フォナック アンブラ 耳あな型 312プチ	-	-	-	■	-
	フォナック アンブラ 耳あな型 312/13	-	-	-	■	■
	フォナック ソラナ 耳かけ型 microM	-	-	-	-	■
フォナック ソラナ 耳かけ型 microP/SP	■ ML13i	■ Roger13	■ AS13	■	■	
フォナック ソラナ 耳かけ型 M H20	■ ML15i	■ Roger15	■ AS15	■	■	
フォナック ソラナ 耳あな型 312プチ	-	-	-	■	-	
フォナック ソラナ 耳あな型 312/13	-	-	-	■	■	

世代	補聴器の種類 (耳あな型は通信機能を持つ機種のみ)	フォナック補聴器対象 一体型タイプ		オーディオシュー + ユニバーサルタイプ (MLxi/Roger X)	MyLink+ (FM) Roger MyLink	フォナック マイコム フォナック コムパイロット フォナック コムパイロット II + MLxi/Roger X
		FM	Roger	FM/Roger	FM/Roger	FM/Roger
ス パ イ ス	フォナック カッシーア 耳かけ型 microM	-	-	-	-	■
	フォナック カッシーア 耳かけ型 microP/SP	■ ML13i	■ Roger13	■ AS13	■	■
	フォナック カッシーア 耳かけ型 M H20	■ ML15i	■ Roger15	■ AS15	■	■
	フォナック カッシーア 耳あな型 312プチ	-	-	-	■	-
	フォナック カッシーア 耳あな型 312/13	-	-	-	■	■
	ナイーダ S 耳かけ型 SP	■ ML11i	■ Roger11	■ AS11	■	■
	ナイーダ S 耳かけ型 UP	■ ML10i	■ Roger10	■ AS10	■	■
	ナイーダ S CRT 耳かけ型 RIC	■ ML15i	■ Roger15	■ AS15	■	■
	ニオス S H20 耳かけ型	■ ML15i	■ Roger15	■ AS15	■	■
	フォナック ダリア 耳かけ型 microM	-	-	-	-	-
	フォナック ダリア 耳かけ型 microP/SP	■ ML13i	■ Roger13	■ AS13	■	-
	フォナック ダリア 耳かけ型 M H20	■ ML15i	■ Roger15	■ AS15	■	-
	フォナック ダリア 耳あな型 312/13	-	-	-	■	-
	ク エ ス ト	フォナック パート Q 耳あな型 312プチ	-	-	-	■
フォナック パート Q 耳あな型 312/13		-	-	-	■	■
フォナック ボレロ Q 耳かけ型 M312		-	-	-	-	■
フォナック ボレロ Q 耳かけ型 M13		■ ML15i	■ Roger15	■ AS15	■	■
フォナック ボレロ Q 耳かけ型 P/SP		■ ML16i	■ Roger16	■ AS16	■	■
フォナック オーデオ Q 10 耳かけ型 RIC		-	-	-	-	-
フォナック オーデオ Q 312 耳かけ型 RIC		-	-	-	-	■
フォナック オーデオ Q 312T 耳かけ型 RIC		-	-	-	■	■
フォナック ナイーダ Q 耳かけ型 RIC		■ ML15i	■ Roger15	■ AS15	■	■
フォナック ナイーダ Q 耳かけ型 SP		■ ML11i	■ Roger11	■ AS11	■	■
フォナック ナイーダ Q 耳かけ型 UP		■ ML10i	■ Roger10	■ AS10	■	■
フォナック ボレロ バセオ Q 耳かけ型		■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-
フォナック パート タオ Q 耳あな型		-	-	-	■	-
ペ ン チ ャ ー		フォナック オーデオ V-13 耳かけ型 RIC	-	■ Roger18	■ AS18	■
	フォナック オーデオ V-312T 耳かけ型 RIC	-	-	-	■	■
	フォナック オーデオ V-312 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	■
	フォナック ボレロ V 耳かけ型 M	-	-	-	■	■
	フォナック ボレロ V 耳かけ型 P/SP	-	■ Roger18	■ AS18	■	■
	フォナック パート V 耳あな型 10 O NW	-	-	-	■	-
	フォナック パート V 耳あな型 10 O/10/312/13	-	-	-	■	■
	フォナック ナイーダ V 耳かけ型 RIC	-	■ Roger18	■ AS18	■	■
	フォナック ナイーダ V 耳かけ型 SP	-	■ Roger18	■ AS18	■	■
	フォナック ナイーダ V 耳かけ型 UP	-	■ Roger19	■ AS19	■	■
	フォナック スカイ V 耳かけ型 RIC	-	■ Roger18	■ AS18	■	■
	フォナック スカイ V 耳かけ型 P/SP	-	■ Roger18	■ AS18	■	■
	フォナック スカイ V 耳かけ型 UP	-	■ Roger19	■ AS19	■	■

世代	補聴器の種類 (耳あな型は通信機能を持つ器種のみ)	フォナック補聴器対象 一体型タイプ		オーディオシュー + ユニバーサルタイプ (MLxi/Roger X)	MyLink+ (FM) Roger MyLink	フォナック コムパイロット II + MLxi/Roger X
		FM	Roger	FM/Roger	FM/Roger	FM/Roger
ピ ロ ン グ	フォナック オーデオ B-ダイレクト 耳かけ型 M/P/UP	-	-	-	-	-
	フォナック オーデオ B 耳かけ型 312	-	-	-	-	■
	フォナック オーデオ B 耳かけ型 312T	-	-	-	■	■
	フォナック オーデオ B 耳かけ型 13	-	■ Rpger18	■ AS18	■	■
	フォナック オーデオ B 耳かけ型 R	-	-	-	-	■
	フォナック ボレロ B 耳かけ型 M	-	-	-	■	■
	フォナック ボレロ B 耳かけ型 P	-	■ Rpger18	■ AS18	■	■
	フォナック ボレロ B 耳かけ型 SP	-	■ Rpger18	■ AS18	■	■
	フォナック ボレロ B 耳かけ型 PR	-	-	-	■	■
	フォナック パート B チタン 耳あな型	-	-	-	■	-
	フォナック パート B 耳あな型 10 NW O/ 312 NW O	-	-	-	■	-
	フォナック パート B 耳あな型 10 O/ 10/ 312/ 13	-	-	-	■	■
	フォナック ヴィータス/ヴィータス+ BTE micro	-	-	-	■	-
	フォナック ヴィータス/ヴィータス+ BTE P	-	■ Rpger18	■ AS18	■	-
	フォナック ヴィータス/ヴィータス+ BTE UP	-	■ Rpger19	■ AS19	■	-
	フォナック ヴィータス+ RIC 312T	-	-	-	■	-
	フォナック ヴィータス+ ITE 10 NW O	-	-	-	■	-
	フォナック ヴィータス+ ITE 312/13	-	-	-	■	-
	フォナック ナイダ B-R	-	-	-	-	■
	フォナック ナイダ B-SP	-	■ Rpger18	■ AS18	■	■
フォナック ナイダ B-UP	-	■ Rpger19	■ AS19	■	■	
フォナック スカイ B-P/SP/RIC	-	■ Rpger18	■ AS18	■	■	
フォナック スカイ B-UP	-	■ Rpger19	■ AS19	■	■	

※ コムパイロット II はベンチャー/ピロングシリーズから使用可能です。
 ※ オーデオ、オーデオ MINI、オーデオ S SMART I、オーデオ S MINI、オーデオ Q-10、フォナック ダリア microM、nano、オーデオ B-ダイレクトはRoger/FMを使用できません。
 ※ MyLink+/Roger MyLinkを使用する際は、補聴器のプログラムをTコイルプログラムに変更する必要があります。
 ※ テレコイルが搭載されたヴィータス+ ITE、パート B、パート VはMyLink/Roger MyLinkを使用することが可能です。(テレコイルは注文時に無償オプションを選択する必要があります)
 ※ パート B-チタンでマイリンクを使用する際は、本体にテレコイルが内蔵されていることが必須です。