










製品名	写真	形態	価格（税抜） ※ 発売当時価格	シリーズ名	一体型タイプ対応器種	防塵 防水	販売開始	販売終了	修理対応 終了
2007年以前									
MicroLink RX2	写真なし	箱型	-	75MHz帯利用 FMシステム	-	-	2003年以前		
MicroLink ML8		一体型タイプ	¥72,000 (非課税)	マルチ チャンネルFM	・クラロ ・ペルセオ	-	2003年以前	2008年3月	2013年3月
MicroLink MLx		ユニバーサルタイプ (要オーディオシュー)	¥65,000 (非課税)	マルチ チャンネルFM	-	-	2003年以前	2008年3月	2013年3月
2007年									
MLxS		ユニバーサルタイプ (要オーディオシュー)	¥80,000 (非課税)	マルチ チャンネルFM	-	-	2007年10月	2009年3月	2014年3月
Micro MLxS		ユニバーサルタイプ (要オーディオシュー)	¥88,000 (非課税)	マルチ チャンネルFM	-	-	2007年10月	2009年10月	2014年10月
ML9S		一体型タイプ	¥88,000 (非課税)	マルチ チャンネルFM	・エクセリア ・エクセリアアート ・ベルサータ ・ベルサータアート ・セルティナ ・セルティナアート ・サヴィア アート ・サヴィア ・エ レヴァ ・エクストラ ・ウナ	-	2007年10月	2009年12月	2014年12月
MyLink		Tコイル利用タイプ	¥65,000 (非課税)	マルチ チャンネルFM	-	-	2007年10月	2009年12月	2014年12月
2008年									
iLink		FM受信機内蔵型 補聴器	¥210,000 (非課税)	マルチ チャンネルFM	-	-	2008年1月	2009年3月	2014年3月
MicroLink Freedom		コクレア社耳掛け型 フリーダム専用	¥98,000 (非課税)	マルチ チャンネルFM	・耳掛け型フリーダム	-	2008年1月	2016年9月	2021年9月

MLxi		ユニバーサルタイプ (要オーディオチュー)	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	-	-	2008年11月	2016年12月	2021年12月
ML9i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・エクセリア ・エクセリアアート ・ベルサータ ・ベルサータアート ・セルティナ ・セルティナアート ・サヴィア アート ・サヴィア ・エ レヴァ ・エクストラ ・ウナ ・フォナック ポレロ バセオQ	-	2008年11月	2016年12月	2021年12月
ML10i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・ナイーダ UP ・ナイーダ S UP ・ナイーダ Q UP ・ミロ/ミロプラス UP	JIS 3級	2008年11月	2016年12月	2021年12月
ML11i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・ナイーダ SP ・ナイーダ S SP ・ナイーダ Q SP ・ミロ/ミロプラス SP	JIS 3級	2008年11月	2016年12月	2021年12月
2010年									
ML12i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	<b>マイクロタイプ</b> ・エクセリア アート ・エクセリア ・ベルサータ アート ・ベルサータ ・セルティナ アート ・セルティナ ・ミロ/ミロプラス	-	2010年2月	2016年12月	2021年12月
MyLink+		Tコイル利用タイプ	¥65,000 (非課税)	ダイナミックFM	-	-	2010年2月	2016年9月	2021年9月
2011年									
ML13i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・フォナック アンブラ microP/SP ・フォナック ソラナ microP/SP ・フォナック カッシーア microP/SP ・フォナック ダリア microP/SP	-	2011年2月	2016年12月	2021年12月
iSense micro		レシーバ内蔵 FM受信機	¥90,300 (課税)	ダイナミックFM	-	-	2011年4月	2016年12月	2021年12月
MyLink+ short loop		Tコイル利用タイプ	¥65,000 (非課税)	ダイナミックFM	-	-	2011年4月	2016年9月	2021年9月

MLxi Baha		コクレア社骨固定型 骨導補聴器 Baha Divino専用	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・ Baha Divino	-	2011年8月	2016年9月	2021年9月
ML14i		コクレア社耳かけ型 ニュークレアス専用	¥98,000 (非課税)	ダイナミックFM	・ ニュークレアス5 ・ ニュークレアス6	IPX4	2011年9月	2016年12月	2021年12月
2012年									
ML15i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・ フォナック ボレロ Q-M13 ・ フォナック アンブラ M H20 ・ フォナック ソラナ M H20 ・ フォナック カッシーア M H20 ・ フォナック ダリア M H20 ・ ナイーダ S CRT ・ フォナック ナイーダ Q-RIC ・ ニオス S H20	IP67	2012年2月	2016年12月	2021年12月
2013年									
ML16i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・ フォナック ボレロ Q-P/SP	-	2013年1月	2016年12月	2021年12月
Roger X		ユニバーサルタイプ (要オーディオシュー)	¥92,000 (課税)	ロジャー	-	-	2013年9月		
Roger 10		一体型タイプ	¥92,000 (課税)	ロジャー	・ ナイーダ UP ・ ナイーダ S UP ・ ナイーダ Q UP	IP57	2013年9月		
Roger 11		一体型タイプ	¥92,000 (課税)	ロジャー	・ ナイーダ SP ・ ナイーダ S SP ・ ナイーダ Q SP	IP57	2013年9月		
Roger 13		一体型タイプ	¥92,000 (課税)	ロジャー	・ フォナック アンブラ microP/SP ・ フォナック ソラナ microP/SP ・ フォナック カッシーア microP/SP ・ フォナック ダリア microP/SP	-	2013年9月		
Roger 15		一体型タイプ	¥92,000 (課税)	ロジャー	・ フォナック ボレロ Q-M13 ・ フォナック アンブラ M H20 ・ フォナック ソラナ M H20 ・ フォナック カッシーア M H20 ・ フォナック ダリア M H20 ・ ナイーダ S CRT ・ フォナック ナイーダ Q-RIC ・ ニオス S H20	IP67	2013年9月		

Roger 16		一体型タイプ	¥92,000 (課税)	ロジャー	・フォナック ボレロ Q-P/SP	-	2013年9月	2018年9月	2023年9月
Roger MyLink		Tコイル利用タイプ	¥65,000 (課税)	ロジャー	-	-	2013年9月		
Roger 14		コクレア社耳かけ型 ニュークレアス専用	¥98,000 (課税)	ロジャー	・ニュークレアス5 ・ニュークレアス6	IPX4	2013年11月		
2014年									
Roger Focus		レシーバ内蔵 Roger受信機	¥76,000 (課税)	ロジャー	-	IP57	2014年9月		
2015年									
Roger 18		一体型タイプ	¥92,000 (課税)	ロジャー	・フォナック オーデオV-13 ・フォナック ボレロV-P/SP ・フォナック ナイーダ V-SP/RIC ・フォナック スカイ V-SP/RIC ・フォナック オーデオ B-13 ・フォナック ボレロ B-P/SP ・フォナック ヴィータス BTE-P ・フォナック ヴィータス+ BTE-P ・ナイーダ B-SP ・スカイ B-P/SP/RIC	IP68	2015年6月		
2016年									
Roger 19		一体型タイプ	¥92,000 (課税)	ロジャー	・フォナックナイーダ V-UP ・フォナック スカイ V-UP ・フォナック ヴィータス BTE-UP ・フォナック ヴィータス+ BTE-UP ・ナイーダ B-UP ・スカイ B-UP	IP68	2016年7月		
2017年									
Roger 17		バイオニクス社耳かけ型 ナイーダ CI専用	¥98,000 (課税)	ロジャー	・ナイーダ CI	IP54	2017年9月		
Roger 21		メドエル社耳かけ型 SONNET専用	¥98,000 (課税)	ロジャー	・SONNET ・SONNET EAS	IP54	2017年9月		

- ※ 耳あな型（通信機能のない器種は除く）、充電式補聴器、ボレロ B-M、オーディオ B（312/312T）、オーディオ V（312/312T）、オーディオ Q（10を除く）、オーディオ S（SMART IとMINIを除く）、オーディオ（初代オーディオとMINIを除く）は、フォナック コムパイロット II / フォナック コムパイロット / フォナックマイコム）にユニバーサルタイプ受信機を差して使用することが可能です。
- ※ オーディオ、オーディオ MINI、オーディオ S SMART I、オーディオ Q-10、フォナック ダリア microM、nano、オーディオ B-ダイレクトはRoger/FM システムを使用できません。
- ※ マルチチャンネルFM/ダイナミックFMは169MHz帯、ロジャーは2.4GHz帯。