


機器名	写真	アクセサリー カテゴリ	発売時価格*2	補聴器、その他機器との グルーピングおよび接続方法	互換性がある 補聴器シリーズ	電源供給	その他/機能	発売開始	販売終了	修理対応 終了日
～2010年										
Phonak iCom フォナック アイコム		インターフェース	¥45,000 (税抜)	フィッティングソフト上で USB-ミニUSBケーブル接続	・ コア ・ スパイス ・ クエスト	充電電池	・ 通信距離約10m ・ Bluetooth*1.2 CLASS II		2010年 7月30日	2015年 7月30日
WatchPilot2 ウォッチパイロット 2		リモコン	¥115,000 (税抜)	接続作業なし	・ dB ・ コア	電池 (内蔵)	・ 通信距離約30cm ・ 修理対応終了に伴い電池交換の受付も終了		2010年 9月30日	2015年 9月30日
SoundPilot2 サウンドパイロット 2		リモコン	¥36,000 (税抜)	フィッティングソフト上で リモコンのIDの登録	・ dB ・ コア	単4電池	通信距離約70cm		2010年 9月30日	2015年 9月30日
iView アイビュー		リモコン	¥30,000 (税抜)	接続作業なし	・ コア ・ スパイス ・ クエスト	充電電池	・ 通信距離約50cm ・ 装着状態の確認 ・ 電池残量の確認		2011年 3月31日	2016年 3月30日
VoiceStereo ボイスステレオ		インターフェース	¥10,000 (税抜)	アイコムとBluetooth*接続	-	AC アダプタ	Bluetooth* CLASS I	2008年 10月8日	2011年 3月31日	2016年 3月30日
Phonak myCom フォナック マイコム		インターフェース	¥24,800 (税抜)	フィッティングソフト上で USB-ミニUSBケーブル接続	・ コア ・ スパイス ・ クエスト	充電電池	・ 通信距離約10m ・ Bluetooth*1.2 CLASS II	2010年 7月21日	2012年 8月31日	2017年 8月31日
CROSLink 送信機		CROS システム	¥62,500 (税抜)	-	-	電池 PR48(13)	他社メーカー補聴器との使用が可能		2012年 9月30日	2017年 9月30日
CROSLink 受信機		CROS システム	¥47,500 (税抜)	使用する補聴器に付けた オーディオシューの3ピン穴に装着	-	-	-		2012年 9月30日	2017年 9月30日
KeyPilot2 キーパイロット 2		リモコン	¥15,000 (税抜)	接続作業無し	・ dB ・ コア	電池 (内蔵)	・ 通信距離約50cm ・ 修理対応終了に伴い電池交換の受付も終了		2013年 3月31日	2018年 3月31日
Phonak MyPilot フォナック マイパイロット		リモコン	¥45,000 (税抜)	フィッティングソフト上で USB-ミニUSBケーブル接続	・ コア ・ スパイス ・ クエスト	充電電池	・ 通信距離約40cm ・ カラーディスプレイ ・ 左右を別に設定することが可能		2013年 12月31日	2018年 12月31日
Phonak PilotOne フォナック パイロットワン		リモコン	¥18,000 (税抜)	フィッティングソフト上で USB-ミニUSBケーブル接続	・ スパイス ・ クエスト	単4電池	通信距離約50cm	2010年 2月8日	2018年 9月30日	2023年 9月29日

製品名	写真	アクセサリー カテゴリ	発売時価格*2	補聴器、その他機器との グルーピングおよび接続方法	互換性がある 補聴器シリーズ	電源供給	その他/機能	発売開始	販売終了	修理対応 終了日
2011年										
Phonak TVLink フォナック テレビリンク		インターフェース	¥10,000 (税抜)	アイコム/マイコムと Bluetooth*接続	-	AC アダプタ	・ Bluetooth*2.1 CLASS I ・ アナログ音声入力端子	2011年 2月22日	2012年 8月31日	2017年 8月31日
Phonak CROS フォナック クロス		CROS システム	耳かけ型 ¥85,000(税抜) 耳あな型 ¥110,000(税抜)	補聴器と通常通り接続	・ スパイス ・ クエスト	電池 PR41(312) PR48(13)	・ 通信距離12~18cm ・ 通信機能付きフォナック補聴器専用アクセサリー	2011年 6月10日	2018年 9月30日	2023年 9月29日
2012年										
Phonak Complot フォナック コムパイロット		インターフェース	¥30,000 (税抜)	フィッティングソフト上で USB-ミニUSBケーブル接続	・ コア*1 ・ スパイス ・ クエスト	充電電池	・ 通信距離約50cm ・ Bluetooth*2.1 CLASS II	2012年 2月22日	2018年 9月30日	2023年 9月29日
Phonak TVLink S フォナック テレビリンク S		インターフェース	¥10,000 (税抜)	コムパイロットと Bluetooth*接続	-	AC アダプタ	・ Bluetooth*2.1 CLASS I ・ アナログ音声入力端子	2012年 9月27日	2015年 12月31日	2020年 12月25日
Phonak MiniControl フォナック ミニコントロール		リモコン	¥19,800 (税込)	フィッティングソフト上で プログラムスイッチの設定変更	クエスト以降	-	マグネット利用タイプ	2013年 1月21日		
2013年										
Phonak RemoteMic フォナック リモートマイク		インターフェース	¥28,000 (税抜)	コムパイロット/ コムパイロット II/ コムパイロット エア II と Bluetooth*接続	-	充電電池	・ Bluetooth*2.1 CLASS I ・ 無指向性マイクロホン	2013年 7月1日	2021年 2月26日	2026年 2月26日
2015年										
Phonak PilotOne II フォナック パイロットワン II		リモコン	¥19,800 (税込)	フィッティングソフト上で USB-ミニUSBケーブル接続	・ ベンチャー ・ ピロング	単4電池	通信距離約50cm	2015年 2月2日		
Phonak Complot II フォナック コムパイロット II		インターフェース	¥33,000 (税込)	フィッティングソフト上で USB-ミニUSBケーブル接続	・ ベンチャー ・ ピロング	充電電池	・ 通信距離約50cm ・ Bluetooth*4.1 CLASS II	2015年 2月2日		
Phonak Complot Air II フォナック コムパイロット エア II		インターフェース	¥32,000 (税抜)	フィッティングソフト上で USB-ミニUSBケーブル接続	・ ベンチャー ・ ピロング	充電電池	・ 通信距離約50cm ・ Bluetooth*4.1 CLASS II	2015年 4月13日	2020年 3月31日	2025年 3月31日
Phonak TVLink II フォナック テレビリンク II		インターフェース	¥19,800 (税込)	コムパイロット/ コムパイロット II/ コムパイロット エア II と Bluetooth*接続	-	AC アダプタ	・ Bluetooth*3.0 CLASS I ・ 光デジタル端子 ・ 同軸デジタル端子 ・ アナログ音声入力端子	2015年 4月13日	2021年 6月30日	2026年 6月30日
Phonak EasyCall フォナック イージーコール		インターフェース	¥18,000 (税抜)	携帯電話/スマートフォンと Bluetooth*接続	・ スパイス ・ クエスト	充電電池	・ 通信距離約25cm ・ Bluetooth*3.0 CLASS III ・ ペアリング最大8台	2015年 5月11日	2018年 11月30日	2023年 11月30日
Phonak EasyCall II フォナック イージーコール II					・ ベンチャー ・ ピロング				2019年 3月31日	2024年 3月29日

Phonak デジタルワイヤレスアクセサリーの歴史									2024年6月現在	
機器名	写真	アクセサリー カテゴリ	発売時価格*2	補聴器、その他機器との グルーピングおよび接続方法	互換性がある 補聴器シリーズ	電源供給	その他/機能	発売開始	販売終了	修理対応 終了日
Phonak Smartphone App フォナック スマートフォン アプリ		アプリ	無料 Appストア/ Googleプレイ からダウンロード	コムバイロット II / コムバイロット エア II と Bluetooth*接続	・ベンチャー ・ピロング	-	・左右別の音量設定が可能 ・Android / iOS 対応	2015年 1月19日 配信開始	2019年 10月15日 配信終了	
Phonak CROS II-312/13 フォナック クロス II-312/13		CROS システム	¥90,000 (税抜)	補聴器と通常通り接続	・ボレロ V ・オーデオ V ・ナイダ V ・スカイ V	電池 PR41(312) PR48(13)	・通信距離12-18cm ・ステレオズーム利用可(V90/V70との仕様で可能) ・耳かけ型専用クロス	2015年 7月21日	2019年 12月27日	2024年 12月27日
Phonak CROS II Custom-312/13 フォナック クロス II カスタム-312/13		CROS システム	¥115,000 (税抜)	補聴器と通常通り接続	パート V	電池 PR41(312) PR48(13)	・通信距離12-18cm ・ステレオズーム利用可(V90/V70との仕様で可能) ・耳あな型専用クロス	2015年 11月2日	2019年 12月27日	2024年 12月27日
2016年										
Phonak CROS B-312 フォナック クロス B-312		CROS システム	¥104,500 (税込)	補聴器と通常通り接続	・ボレロ B ・オーデオ B ・ナイダ B ・スカイ B	電池 PR41(312)	・通信距離12-18cm ・ステレオズーム利用可(B90/B70との仕様で可能) ・耳かけ型専用クロス	2016年 12月20日	2020年 3月31日 01/P3/P4/T7 2024年 2月29日 P1/P5/P6/P7/P8	2025年 3月31日 01/P3/P4/T7 2029年 2月28日 P1/P5/P6/P7/P8
Phonak CROS B-13 フォナック クロス B-13		CROS システム	¥104,500 (税込)	補聴器と通常通り接続	・ボレロ B ・オーデオ B ・ナイダ B ・スカイ B	電池 PR48(13)	・通信距離12-18cm ・ステレオズーム利用可(B90/B70との仕様で可能) ・耳かけ型専用クロス	2016年 12月20日	2020年 3月31日 01/P3/P4/T7 2023年 9月29日 P1/P5/P6/P7/P8	2025年 3月31日 01/P3/P4/T7 2028年 9月29日 P1/P5/P6/P7/P8
2018年										
Phonak CROS B Custom-312/13 フォナック クロス B カスタム-312/13		CROS システム	¥132,000 (税込)	補聴器と通常通り接続	パート B	電池 PR41(312) PR48(13)	・通信距離12-18cm ・ステレオズーム利用可(B90/B70との仕様で可能) ・耳あな型専用クロス	2018年 1月18日	2022年 2月28日 ホワイト 2024年 2月29日 レッド/ブルー ページュ/クリア	2022年 12月28日 ホワイト 2029年 2月28日 レッド/ブルー ページュ/クリア
TV Connector テレビコネクター		インターフェース	¥18,000 (税抜)	補聴器とAirStream™接続	・オーデオ B-ダイレクト ・マーベル ・パラダイス ・ルミティ	AC アダプタ	光デジタルケーブル&3.5mmヘッドフォン端子ケーブル付き	2018年 1月18日	2019年 5月31日	2024年 5月31日
Remote App リモートアプリ		アプリ	無料 Appストア/ Googleプレイ からダウンロード	補聴器とBluetooth*接続	オーデオ B-ダイレクト	-	・オーデオB-ダイレクト専用アプリ ・左右別の音量調整が可能 ・Android / iOS 対応	2017年 9月11日 配信開始	2020年 1月31日 配信終了	
Phonak CROS B-R フォナック クロス B-R		CROS システム	¥121,000 (税込)	補聴器と通常通り接続	オーデオ B-R	充電電池	・通信距離12-18cm ・ステレオズーム利用可(B90/B70との仕様で可能) ・オーデオ B-R専用クロス	2018年 8月2日	2020年 3月31日 01/P3/P4/T7 2022年 6月30日 P1/P5/P6/P7/P8	2025年 3月31日 01/P3/P4/T7 2027年 6月30日 P1/P5/P6/P7/P8
2019年										
TV Connector D テレビコネクター D		インターフェース	¥22,000 (税込)	補聴器とAirStream™接続	・オーデオ B-ダイレクト ・マーベル ・パラダイス ・ルミティ	AC アダプタ	・光デジタルケーブル&3.5mmヘッドフォン端子ケーブル付き ・電源オン/オフボタン可能 ・音量調整可能 ・DOLBY Digital 5.1 対応 ・ファームウェア：～Ver. 1.1	2019年 6月6日		
myPhonak App マイフォナックアプリ		アプリ	無料 Appストア/ Googleプレイ からダウンロード	補聴器とBluetooth*接続	・オーデオ B-ダイレクト ・マーベル* ・パラダイス ・ルミティ* *スカイを除く	-	・左右別の音量設定が可能 ・低/中/高音域の利得設定が可能*1 ・指向性の設定が可能*1 ・雑音抑制の設定が可能*1 ・リモートサポート対応*1 ・Android / iOS 対応 ・ヘルス機能*1*2 *1オーデオ B-ダイレクトを除く *2充電式パラダイス / ルミティのみ	2019年 7月25日 配信開始		

機種名	写真	アクセサリー カテゴリ	発売時価格 ^{*2}	補聴器、その他機器との グルーピングおよび接続方法	互換性がある 補聴器シリーズ	電源供給	その他/機能	発売開始	販売終了	修理対応 終了日
2020年										
Phonak PartnerMic フォナック パートナーマイク		インターフェース	¥52,800 (税込)	補聴器とAirStream™接続	・マーベル ・パラダイス ・ルミティ	充電電池	・通信距離約25m ・集音範囲約20cm ・指向性マイクロホン ・ファームウェア：～Ver. 1.1	2020年 1月15日		
Phonak RemoteControl フォナック リモートコントロール		リモコン	¥19,800 (税込)	補聴器とBluetooth*接続	・マーベル ・パラダイス ・ルミティ	電池 (CR2032)	・通信距離50cm ・Bluetooth LE接続	2020年 1月15日		
D-Dry+ ディードライプラス		乾燥機	¥10,800 (税込)	-	全機種 (内部寸法に収まるもののみ)	AC アダプタ	・電気加熱による乾燥(142分) ・2つのUV-Cライトによる除菌効果(8分) ・計150分で完了	2020年 1月24日	2023年 6月21日	2024年 6月28日
2021年										
myRogerMic App マイロジャーマイク アプリ		アプリ	無料 Appストア/ Googleプレイ からダウンロード	ロジャー送信機とBluetooth*接続	・ロジャー オン ・ロジャー オン IN ・ロジャー オン V2 ・ロジャー オン IN V2	-	・マルチビームテクノロジー 2.0のオンオフ ・範囲拡張機能のオンオフ ・マイクモードの切替え ・集音方向の変更 ・ミュート/ミュート解除 ・充電残量の確認 ・最大2つのカスタム設定 ・Android / iOS 対応	2021年 7月1日 配信開始		
myPhonak Junior App マイフォナック ジュニア アプリ		アプリ	無料 Appストア/ Googleプレイ からダウンロード	補聴器とBluetooth*接続	・マーベル ^{*1} ・パラダイス ^{*1} ・ルミティ ^{*2} *1バートを除く *2スリムを除く	-	・音量調整やプログラム変更 ・指向性の設定が可能 ・雑音抑制の設定が可能 ・充電残量*や装用時間の確認 ・リモートサポート対応 ・Android / iOS 対応 *充電タイプの補聴器のみ	2021年 7月15日 配信開始		
Phonak CROS P-R フォナック クロス P-R		CROS システム	¥144,100 (税込)	補聴器と通常通り接続	オーディオ P-R	充電電池	・ステレオズーム利用可* ・タップコントロール利用可* ・オーディオ P-R専用クロス *P90/P70との使用で可能	2021年 11月24日	2024年 2月29日	2029年 2月28日
Phonak CROS P-13 フォナック クロス P-13		CROS システム	¥132,000 (税込)	補聴器と通常通り接続	オーディオ P-13T	PR48(13)	・ステレオズーム利用可(P90/P70との仕様で可能) ・オーディオ P-13T専用クロス	2021年 11月24日		
2023年										
Phonak CROS L-R フォナック クロス L-R		CROS システム	¥162,800 (税込)	補聴器と通常通り接続	・オーディオ L-R ・ナイーダ L-PR ・スカイ L-PR	充電電池	・ステレオズーム 2.0利用可* ・タップコントロール利用可* *90/70との使用で可能	2023年 9月27日		

注：コムパイロットをコアシリーズ補聴器と使用する際は、ジェネリックモードにすれば使用可能です（リモコン機能は失われます）。
通信機能のない耳あな型補聴器、バセオ、パート V/B-10 0、ボレロ B-PR、ナイーダ B-R RIC、オーディオ B-ダイレクト、ヴィータス/ヴィータス+、
マーベルシリーズ、パート P-312、オーディオ P-312/P-RL、ナイーダ P-PR/UP、ルミティシリーズはCROS送信機を使用することができません。
ミニコントロールを使用できる機種は、nano、10 NW 0、チタンのみです。
^{*1} インターフェースをジェネリックモードにする必要があります。
^{*2} 発売時価格は、2021年3月末以前に販売終了となった製品は税抜価格、2021年4月以降も販売の続いた製品は10%の税込価格です。