

世代	補聴器の種類 (耳あな型は通信機能を持つ器種のみ)	ロジャー ダイレクト	フォナック補聴器対象 一体型タイプ		オーディオショー + ユニバーサルタイプ (MLxi/ロジャー エックス)	MyLink+(FM) ロジャー マイリンク	フォナック マイコム フォナック コムパイロット フォナック コムパイロットII + MLxi/ロジャー エックス
		ロジャー	FM	ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー
	クラロ 耳かけ型	-	■ MicroLink ML8	-	-	■	-
	クラロ 耳あな型	-	-	-	-	■	-
	アエロ 耳かけ型	-	-	-	■ AS4-MLx	■	-
	アエロ 耳あな型	-	-	-	-	■	-
	スーベロ 耳かけ型	-	-	-	■ AS5-MLx	■	-
	ベルセオ 耳かけ型	-	■ MicroLink ML8	-	-	■	-
	ベルセオ 耳あな型	-	-	-	-	■	-
	マックス 耳かけ型	-	-	-	■ AS4-MLx	■	-
	パワーマックス 耳かけ型	-	-	-	■ AS4-MLx	■	-
	ヴァレオ 耳かけ型	-	-	-	■ AS4-MLx	■	-
ヴァレオ 耳あな型	-	-	-	-	■	-	
dB	サヴィア 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-
	サヴィア 耳あな型	-	-	-	-	■	-
	エレヴァ 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-
	エレヴァ 耳あな型	-	-	-	-	■	-
	エクストラ 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-
	エクストラ 耳あな型	-	-	-	-	■	-
	マイクロパワー 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	■	-
	ソロT 耳かけ型	-	-	-	■ AS5-MLx	■	-
	サヴィア アート 耳かけ型 マイクロ	-	-	-	-	■	-
	サヴィア アート 耳かけ型 マイクロ CRT	-	-	-	-	■	-
サヴィア アート 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-	
サヴィア アート 耳あな型	-	-	-	-	■	-	
ウナ 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-	
ウナ 耳あな型	-	-	-	-	■	-	
オーディオ 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	■ (IIIを除く)	-	
コア	ナイーダ 耳かけ型 SP	-	■ ML11i	■ ロジャー11	■ AS11	■	■
	ナイーダ 耳かけ型 UP	-	■ ML10i	■ ロジャー10	■ AS10	■	■
	エクセリア 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	■
	エクセリア 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■
	エクセリア 耳あな型 312プチ	-	-	-	-	■	-
	エクセリア 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■
	ベルサータ 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	■
	ベルサータ 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■
	ベルサータ 耳あな型 312プチ	-	-	-	-	■	-
	ベルサータ 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■
	セルティナ 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	■
	セルティナ 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■
	セルティナ 耳あな型 312プチ	-	-	-	-	■	-
	セルティナ 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■
	オーディオ YES 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	-	■
	オーディオ SMART 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	-	■
	オーディオ MINI 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	-	-
	エクセリア アート 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	■
	エクセリア アート 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■
	エクセリア アート 耳あな型 312プチ	-	-	-	-	■	-
エクセリア アート 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■	
オーケープラス 耳かけ型 M/SP	-	■ ML11i	■ ロジャー11	■ AS11	■	-	
オーケープラス 耳かけ型 UP	-	■ ML10i	■ ロジャー10	■ AS10	■	-	

世代	補聴器の種類 (耳あな型は通信機能を持つ器種のみ)	ロジャー ダイレクト	フォナック補聴器対象 一体型タイプ		オーディオショー + ユニバーサルタイプ (MLxi/ロジャー エックス)	MyLink+(FM) ロジャー マイリンク	フォナック マイコム フォナック コムパイロット フォナック コムパイロットII + MLxi/ロジャー エックス	
		ロジャー	FM	ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー	
コア	ミロ/ミロプラス 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	-	
	ミロ/ミロプラス 耳かけ型 SP	-	■ ML11i	■ ロジャー11	■ AS11	■	-	
	ミロ/ミロプラス 耳かけ型 UP	-	■ ML10i	■ ロジャー10	■ AS10	■	-	
	ミロプラス 耳あな型	-	-	-	-	■	-	
	ベルサータ アート 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	■	
	ベルサータ アート 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■	
	ベルサータ アート 耳あな型 312プチ	-	-	-	-	■	-	
	ベルサータ アート 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■	
	セルティナ アート 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	■	
	セルティナ アート 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■	
	セルティナ アート 耳あな型 312プチ	-	-	-	-	■	-	
	セルティナ アート 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■	
	スパイス	オーディオ S SMART	-	-	-	-	-	■
		オーディオ S SMART I	-	-	-	-	-	-
		オーディオ S YES	-	-	-	-	-	■
		オーディオ S MINI	-	-	-	-	-	-
フォナック アンブラ 耳かけ型 microM		-	-	-	-	-	■	
フォナック アンブラ 耳かけ型 microP/SP		-	■ ML13i	■ ロジャー13	■ AS13	■	■	
フォナック アンブラ 耳かけ型 M H20		-	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■	
フォナック アンブラ 耳あな型 312プチ		-	-	-	-	■	-	
フォナック アンブラ 耳あな型 312/13		-	-	-	-	■	■	
フォナック ソラナ 耳かけ型 microM		-	-	-	-	-	■	
フォナック ソラナ 耳かけ型 microP/SP		-	■ ML13i	■ ロジャー13	■ AS13	■	■	
フォナック ソラナ 耳かけ型 M H20		-	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■	
フォナック ソラナ 耳あな型 312プチ		-	-	-	-	■	-	
フォナック ソラナ 耳あな型 312/13		-	-	-	-	■	■	
フォナック カッシーア 耳かけ型 microM		-	-	-	-	-	■	
フォナック カッシーア 耳かけ型 microP/SP		-	■ ML13i	■ ロジャー13	■ AS13	■	■	
フォナック カッシーア 耳かけ型 M H20		-	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■	
フォナック カッシーア 耳あな型 312プチ		-	-	-	-	■	-	
フォナック カッシーア 耳あな型 312/13		-	-	-	-	■	■	
ナイーダ S 耳かけ型 SP		-	■ ML11i	■ ロジャー11	■ AS11	■	■	
ナイーダ S 耳かけ型 UP		-	■ ML10i	■ ロジャー10	■ AS10	■	■	
ナイーダ S CRT 耳かけ型 RIC		-	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■	
ニオス S H20		-	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■	
フォナック ダリア 耳かけ型 microM		-	-	-	-	-	-	
フォナック ダリア 耳かけ型 microP/SP		-	■ ML13i	■ ロジャー13	■ AS13	■	-	
フォナック ダリア 耳かけ型 M H20		-	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	-	
フォナック ダリア 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	-		
クエスト	フォナック ボレロ Q M312	-	-	-	-	-	■	
	フォナック ボレロ Q M13	-	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■	
	フォナック ボレロ Q P/SP	-	■ ML16i	■ ロジャー16	■ AS16	■	■	
	フォナック オーデオ Q 312	-	-	-	-	-	■	
	フォナック オーデオ Q 312T	-	-	-	-	■	■	
	フォナック ナイーダ Q RIC	-	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■	
	フォナック ナイーダ Q SP	-	■ ML11i	■ ロジャー11	■ AS11	■	■	
フォナック ナイーダ Q UP	-	■ ML10i	■ ロジャー10	■ AS10	■	■		

世代	補聴器の種類 (耳あな型は通信機能を持つ器種のみ)	ロジャー ダイレクト	フォナック補聴器対象 一体型タイプ		オーディオショー + ユニバーサルタイプ (MLxi/ロジャー エックス)	MyLink+(FM) ロジャー マイリンク	フォナック マイコム フォナック コムパイロット フォナック コムパイロットII + MLxi/ロジャー エックス
		ロジャー	FM	ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー
ク エ ス ト	フォナック パート Q 312プチ	-	-	-	-	■	-
	フォナック パート Q 312/13	-	-	-	-	■	■
	フォナック ボレロ バセオ Q	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-
	フォナック パート タオ Q	-	-	-	-	■	-
ペ ン チ ャ ー	フォナック オーデオ V-13	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
	フォナック オーデオ V-312T	-	-	-	-	■	■
	フォナック オーデオ V-312	-	-	-	-	-	■
	フォナック ボレロ V M	-	-	-	-	■	■
	フォナック ボレロ V P/SP	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
	フォナック パート V 10 NW O	-	-	-	-	■	-
	フォナック パート V 10 O/10/312/13	-	-	-	-	■	■
	フォナック ナイダ V RIC	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
	フォナック ナイダ V SP	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
	フォナック ナイダ V UP	-	-	■ ロジャー19	■ AS19	■	■
	フォナック スカイ V RIC	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
	フォナック スカイ V P/SP	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
	フォナック スカイ V UP	-	-	■ ロジャー19	■ AS19	■	■
		フォナック オーデオ B 312	-	-	-	-	-
フォナック オーデオ B 312T		-	-	-	-	■	■
フォナック オーデオ B 13		-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
フォナック オーデオ B R		-	-	-	-	-	■
フォナック ボレロ B M		-	-	-	-	■	■
フォナック ボレロ B P		-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
フォナック ボレロ B SP		-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
フォナック ボレロ B PR		-	-	-	-	■	■
フォナック パート B チタン/10 NW O/ 312 NW O		-	-	-	-	■	-
フォナック パート B 10 O/10/312/13		-	-	-	-	■	■
フォナック ヴィータス/ヴィータス+ BTE micro		-	-	-	-	■	-
フォナック ヴィータス/ヴィータス+ BTE P		-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	-
フォナック ヴィータス/ヴィータス+ BTE UP		-	-	■ ロジャー19	■ AS19	■	-
フォナック ヴィータス+ RIC 312T		-	-	-	-	■	-
フォナック ヴィータス+ ITE 10 NW O/312/13		-	-	-	-	■	-
フォナック ナイダ B-R		-	-	-	-	-	■
フォナック ナイダ B-SP		-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
フォナック ナイダ B-UP		-	-	■ ロジャー19	■ AS19	■	■
フォナック スカイ B-P/SP/RIC		-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
フォナック スカイ B-UP		-	-	■ ロジャー19	■ AS19	■	■
マ ー ベ ル	フォナック オーデオ M 312	■	-	-	-	-	-
	フォナック オーデオ M 312T	■	-	-	-	■	-
	フォナック オーデオ M 13T	■	-	-	-	■	-
	フォナック オーデオ M R	■	-	-	-	-	-
	フォナック ボレロ M M	■	-	-	-	■	-
	フォナック ボレロ M PR	■	-	-	-	-	-
	フォナック パート M チタン/10 NW O/312 NW O	-	-	-	-	■	-
	フォナック パート M 312	■	-	-	-	-	-

※ コムパイロット IIはベンチャー/ピロングシリーズで使用可能です。  
 ※ オーデオ、オーディオ MINI、オーディオ S SMART I、オーディオ S MINI、オーディオ Q-10、フォナック ダリア microM、nano、オーディオ B-ダイレクトはロジャー/FMを使用できません。  
 ※ MyLink+/ロジャー マイリンクを使用する際は、補聴器のプログラムをTコイルプログラムに変更する必要があります。  
 ※ Tコイルが搭載されたヴィータス+ ITE、パート V/B/Mは、MyLink+/ロジャー マイリンクを使用することが可能です。(Tコイルは注文時に無償オプションを選択する必要があります)  
 ※ ロジャー ダイレクトは、ロジャー iN マイクロホンから受信機機能をインストールした場合、接続できるロジャー送信機はロジャー セレクト、ロジャー セレクト iN、ロジャー ペン、ロジャー ベン iN、ロジャー テーブルマイクII、ロジャー クリップオン マイクの6機種のみとなります。  
 ※ ロジャー エックスから受信機機能をインストールした場合、全てのロジャー送信機と接続が可能です。