
















製品名	写真	形態	価格(税抜) ※ 発売当時価格	シリーズ名	一体型タイプ対応器種	防塵 防水	販売開始	販売終了	修理対応 終了
2007年以前									
MicroLink RX2	写真なし	箱型	-	75MHz帯利用 FMシステム	-	-	2003年以前		
MicroLink ML8		一体型タイプ	¥72,000 (非課税)	マルチ チャンネルFM	・クラロ ・ベルセオ	-	2003年以前	2008年3月	2013年3月
MicroLink MLx		ユニバーサルタイプ (要オーディオシュー)	¥65,000 (非課税)	マルチ チャンネルFM	-	-	2003年以前	2008年3月	2013年3月
2007年									
MLxS		ユニバーサルタイプ (要オーディオシュー)	¥80,000 (非課税)	マルチ チャンネルFM	-	-	2007年10月	2009年3月	2014年3月
Micro MLxS		ユニバーサルタイプ (要オーディオシュー)	¥88,000 (非課税)	マルチ チャンネルFM	-	-	2007年10月	2009年10月	2014年10月
ML9S		一体型タイプ	¥88,000 (非課税)	マルチ チャンネルFM	・エクセリア ・エクセリアアート ・ベルサータ ・ベルサータアート ・セルティナ ・セルティナアート ・サヴィア アート ・サヴィア ・エレヴァ ・エクストラ ・ウナ	-	2007年10月	2009年12月	2014年12月
MyLink		Tコイル利用タイプ	¥65,000 (非課税)	マルチ チャンネルFM	-	-	2007年10月	2009年12月	2014年12月
2008年									
iLink		FM受信機内蔵型 補聴器	¥210,000 (非課税)	マルチ チャンネルFM	-	-	2008年1月	2009年3月	2014年3月
MicroLink Freedom		コクレア社耳掛け型 Freedom専用	¥98,000 (非課税)	マルチ チャンネルFM	・耳掛け型Freedom	-	2008年1月	2016年9月	2021年9月
MLxi		ユニバーサルタイプ (要オーディオシュー)	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	-	-	2008年11月	2016年12月	2021年12月
ML9i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・エクセリア ・エクセリアアート ・ベルサータ ・ベルサータアート ・セルティナ ・セルティナアート ・サヴィア アート ・サヴィア ・エレヴァ ・エクストラ ・ウナ ・フォナック ポレロ バセオQ	-	2008年11月	2016年12月	2021年12月

製品名	写真	形態	価格（税抜） ※ 発売当時価格	シリーズ名	一体型タイプ対応器種	防塵 防水	販売開始	販売終了	修理対応 終了
2008年									
ML10i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・ナイーダ UP ・ナイーダ S UP ・ナイーダ Q UP ・ミロ/ミロプラス UP	JIS 3級	2008年11月	2016年12月	2021年12月
ML11i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・ナイーダ SP ・ナイーダ S SP ・ナイーダ Q SP ・ミロ/ミロプラス SP	JIS 3級	2008年11月	2016年12月	2021年12月
2010年									
ML12i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	<b>マイクロタイプ</b> ・エクセリア アート ・エクセリア ・ベルサータ アート ・ベルサータ ・セルティナ アート ・セルティナ ・ミロ/ミロプラス	-	2010年2月	2016年12月	2021年12月
MyLink+		Tコイル利用タイプ	¥65,000 (非課税)	ダイナミックFM	-	-	2010年2月	2016年9月	2021年9月
2011年									
ML13i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・フォナック アンブラ microP/SP ・フォナック ソラナ microP/SP ・フォナック カッシーア microP/SP ・フォナック ダリア microP/SP	-	2011年2月	2016年12月	2021年12月
iSense micro		レシーバ内蔵 FM受信機	¥90,300 (課税)	ダイナミックFM	-	-	2011年4月	2016年12月	2021年12月
MyLink+ Short loop		Tコイル利用タイプ	¥65,000 (非課税)	ダイナミックFM	-	-	2011年4月	2016年9月	2021年9月
MLxi Baha		コクレア社骨固定型 骨導補聴器 Baha Divino™専用	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・Baha Divino™	-	2011年8月	2016年9月	2021年9月
ML14i		コクレア社耳かけ型 Nucleus®専用	¥98,000 (非課税)	ダイナミックFM	・Nucleus®5 ・Nucleus®6	IPX4	2011年9月	2016年12月	2021年12月
2012年									
ML15i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・フォナック ボレロ Q-M13 ・フォナック アンブラ M H20 ・フォナック ソラナ M H20 ・フォナック カッシーア M H20 ・フォナック ダリア M H20 ・ナイーダ S CRT ・ニオス S H20 ・フォナック ナイーダ Q-RIC	IP67	2012年2月	2016年12月	2021年12月

製品名	写真	形態	価格(税抜) ※ 発売当時価格	シリーズ名	一体型タイプ対応器種	防塵 防水	販売開始	販売終了	修理対応 終了
2013年									
ML16i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・フォナック ボレロ Q-P/SP	-	2013年1月	2016年12月	2021年12月
ロジャー エックス		ユニバーサルタイプ (要オーディオチュー)	¥92,000 (課税)	ロジャー	-	-	2013年9月		
ロジャー 10		一体型タイプ	¥92,000 (課税)	ロジャー	・ナイーダ UP ・ナイーダ S UP ・フォナック ナイーダ Q UP	IP57	2013年9月	2019/07/31	2024/07/31
ロジャー 11		一体型タイプ	¥92,000 (課税)	ロジャー	・ナイーダ SP ・ナイーダ S SP ・フォナック ナイーダ Q SP	IP57	2013年9月	2019/07/31	2024/07/31
ロジャー 13		一体型タイプ	¥92,000 (課税)	ロジャー	・フォナック アンブラ microP/SP ・フォナック ソラナ microP/SP ・フォナック カッシーア microP/SP ・フォナック ダリア microP/SP	-	2013年9月	2018/11/01	2023/11/01
ロジャー 15		一体型タイプ	¥92,000 (課税)	ロジャー	・フォナック ボレロ Q-M13 ・フォナック アンブラ M H20 ・フォナック ソラナ M H20 ・フォナック カッシーア M H20 ・フォナック ダリア M H20 ・ナイーダ S CRT ・ニオス S H20 ・フォナック ナイーダ Q-RIC	IP67	2013年9月	2018/11/01	2023/11/01
ロジャー 16		一体型タイプ	¥92,000 (課税)	ロジャー	・フォナック ボレロ Q-P/SP	-	2013年9月	2018/09/01	2023/09/01
ロジャー マイリンク		Tコイル利用タイプ	¥65,000 (課税)	ロジャー	-	-	2013年9月		
ロジャー 14		コクレア社耳かけ型 Nucleus®専用	¥98,000 (課税)	ロジャー	・Nucleus®5 ・Nucleus®6	IPX4	2013年11月		
2014年									
ロジャー フォーカス		レシーバ内蔵 ロジャー受信機	¥76,000 (課税)	ロジャー	-	IP57	2014年9月		

製品名	写真	形態	価格(税抜) ※ 発売当時価格	シリーズ名	一体型タイプ対応器種	防塵 防水	販売開始	販売終了	修理対応 終了	
2015年										
ロジャー 18		一体型タイプ	¥92,000 (課税)	ロジャー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フォナック オーデオV-13</li> <li>・フォナック ボレロV-P/SP</li> <li>・フォナック ナイダー V-SP/RIC</li> <li>・フォナック スカイ V-SP/RIC</li> <li>・フォナック オーデオ B-13</li> <li>・フォナック ボレロ B-P/SP</li> <li>・フォナック ヴィータス BTE-P</li> <li>・フォナック ヴィータス+ BTE-P</li> <li>・フォナック ナイダー B-SP</li> <li>・フォナック スカイ B-P/SP/RIC</li> </ul>	IP68	2015年6月	2020/3/31	2025/3/31	01/P2/P3/P4 P9/Q1/Q2/T7 上記8色のみ終売 上記8色のみ終了
2016年										
ロジャー 19		一体型タイプ	¥92,000 (課税)	ロジャー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フォナック ナイダー V-UP</li> <li>・フォナック スカイ V-UP</li> <li>・フォナック ヴィータス BTE-UP</li> <li>・フォナック ヴィータス+ BTE-UP</li> <li>・フォナック ナイダー B-UP</li> <li>・フォナック スカイ B-UP</li> </ul>	IP68	2016年7月	2020/3/31	2025/3/31	01/P2/P3/P4 P9/Q1/Q2/T7 上記8色のみ終売 上記8色のみ終了
2017年										
ロジャー 17		バイオニクス社耳かけ型 ナイダー CI専用	¥98,000 (課税)	ロジャー	・ナイダー CI	IP54	2017年9月			
ロジャー 21		モデル社耳かけ型 SONNET専用	¥98,000 (課税)	ロジャー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・SONNET</li> <li>・SONNET EAS</li> </ul>	IP54	2017年9月			
2019年										
ロジャー 20		コクレア社耳かけ型 Nucleus®専用	¥98,000 (課税)	ロジャー	・Nucleus®7	-	2019年2月			

※ 耳あな型(通信機能のない器種は除く)、充電式補聴器、ボレロ B-M、オーデオ B (312/312T)、オーデオ V (312/312T)、オーデオ Q (10を除く)、オーデオ S (SMART IとMINIを除く)、オーデオ (初代オーデオとMINIを除く)は、フォナック コムパイロット II / フォナック コムパイロット / フォナック マイコム)にユニバーサルタイプ受信機を差して使用することが可能です。

※ オーデオ、オーデオ MINI、オーデオ S SMART I、オーデオ Q-10、フォナック ダリア microM、nano、オーデオ B-ダイレクトはロジャー/FM システムを使用できません。

※ マルチチャンネルFM/ダイナミックFMは169MHz帯、ロジャーは2.4GHz帯。

※ マーベルは補聴器本体に受信機機能をインストールしてご使用いただけます。