



























製品名	写真	シリーズ名	価格*5	用途	マイクロホン	集音距離	指向性切替	MTN機能*1	DSF*2 用マイク	最大使用 可能距離 送受信機間	最大使用 可能時間	充電時間	無線方式	FM チャンネル	特徴	販売開始	販売終了	修理対応 終了	
MicroVox TX2 マイクロボックス TX2		75MHz帯利用 FMシステム	¥74,000 (非課税)	教育現場用	ピンマイク (無指向性)	口元⇄マイク 20cm以内	-	-	-	約10m	33時間	-	75MHz帯 FM	12/15/17	・ピンマイクタイプ(指向性) ・FMチャンネル固定(チャンネル数:3) ・アルカリ単三電池使用	2003年 以前	2008年 3月31日	2013年 3月31日	
2007年																			
Campus SX キャンパス SX		マルチ・チャン ネルFM	¥92,000 (非課税)	教育現場用	ピンマイク (マイクOFF/ 無指向性/ 指向性)	口元⇄マイク 20cm以内	手動	-	-	約30m	12時間	4.5時間	169MHz帯 FM	91/92/96/ 98/99	・ピンマイクタイプ(指向性) ・国内初の169MHz帯利用FMマイクロホン ・使用可能距離が30mと大幅に向上 ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:5)	2007年 10月30日	2009年 3月31日	2014年 3月31日	
2008年																			
ZoomLink ズーム・リンク		マルチ・チャン ネルFM	¥89,000 (非課税)	個人用	マイク内蔵 (高指向性/指 向性/無指向 性)	口元⇄マイク 20cm以内	手動	-	-	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/96/ 98/99	・マイクロホン内蔵タイプ (高指向性/指向性/無指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:5) ・指向性変更可能	2008年 1月21日	2009年 12月31日	2014年 12月31日	
EasyLink イージー・リンク		マルチ・チャン ネルFM	¥66,300 (非課税)	個人用	マイク内蔵 (指向性)	口元⇄マイク 20cm以内	-	-	-	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/96/ 98/99	・マイクロホン内蔵タイプ(指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:5)	2008年 1月21日	2009年 12月31日	2014年 12月31日	
inspiro iLapel インスパイロ アイ・ラベル		ダイナミックFM	¥128,000 (非課税)	教育現場用	ピンマイク (指向性)	口元⇄マイク 20cm以内	-	○ 最大10台	○	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ピンマイクタイプ(指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・首掛け/ベルト装着 ・ファームウェア:~Ver.2.3	2008年 11月21日	2012年 3月31日	2017年 3月31日	
inspiro iBoom インスパイロ アイ・ブーム		ダイナミックFM	¥128,000 (非課税)	教育現場用	耳掛マイク (指向性)	口元⇄マイク 20cm以内	-	○ 最大10台	○	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・耳掛マイクタイプ(指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・首掛け/ベルト装着 ・ファームウェア:~Ver.2.3	2008年 11月21日	2011年 6月30日	2016年 6月30日	
2009年																			
ZoomLink+ ズーム・リンク・プラス		ダイナミックFM	¥98,000 (非課税)	個人用	マイク内蔵 (高指向性/指 向性/無指向 性)	口元⇄マイク 20cm以内	マニュアル	-	-	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・マイクロホン内蔵タイプ (高指向性/指向性/無指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・指向性変更可能	2009年 10月8日	2015年 3月31日	2020年 3月31日	
EasyLink+ イージー・リンク・プラス		ダイナミックFM	¥66,300 (非課税)	個人用	マイク内蔵 (指向性)	口元⇄マイク 20cm以内	-	-	-	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・マイクロホン内蔵タイプ(指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整	2009年 10月8日	2015年 3月31日	2020年 3月30日	
DynaMic ダイナマイク		ダイナミックFM	¥72,000 (非課税)	教育現場用	ハンドマイク (指向性)	口元⇄マイク 20cm以内	-	○ 最大10台	○	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ハンドマイクタイプ(指向性) ・MTNの子機として使用できる補助マイク ・チャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.2.3	2009年 10月8日	2012年 3月31日	2017年 3月31日	
2010年																			
SmartLink+ スマート・リンク・プラス		ダイナミックFM	¥109,000 (非課税)	個人用	マイク内蔵 (高指向性/指 向性/無指向 性)	口元⇄マイク 20cm以内	手動	-	-	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM Bluetooth	91/92/44/ 96/98/99	・マイクロホン内蔵タイプ (高指向性/指向性/無指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・指向性変更可能 ・Bluetooth機能付 ・リモコン機能付	2010年 11月10日	2015年 3月31日	2020年 3月31日	

製品名	写真	シリーズ名	価格*5	用途	マイクロホン	集音距離	指向性切替	MTN機能*1	DSF*2 用マイク	最大使用 可能距離 送受信機間	最大使用 可能時間	充電時間	無線方式	FM チャンネル	特徴	販売開始	販売終了	修理対応 終了	
inspiro EasyBoom インスパイロ イージー・ブーム		ダイナミックFM	¥128,000 (非課税)	教育現場用	ネックバンド マイク (指向性)	口元⇄マイク 20cm以内	-	○ 最大10台	○	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ネックバンドマイクタイプ(指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・首掛け/ベルト装着 ・ファームウェア:~Ver. 2.3	2011年 4月1日	2012年 3月31日	2017年 3月31日	
2012年																			
inspiro Premium iLapel インスパイロ・プレミアム アイ・ラベル		ダイナミックFM	¥128,000 (非課税)	教育現場用	ピンマイク (指向性)	口元⇄マイク 20cm以内	-	○ 最大35台	○	約30m	12時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ピンマイクタイプ(指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・バッテリー容量増量 ・首掛け/ベルト装着 ・ファームウェア:Ver.3.0	2012年 3月14日	2017年 3月31日	2022年 3月31日	
inspiro Premium EasyBoom インスパイロ・プレミアム イージー・ブーム		ダイナミックFM	¥128,000 (非課税)	教育現場用	ネックバンド マイク (指向性)	口元⇄マイク 20cm以内	-	○ 最大35台	○	約30m	12時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ネックバンドマイクタイプ(指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・バッテリー容量増量 ・首掛け/ベルト装着 ・ファームウェア:Ver.3.0	2012年 3月14日	2017年 3月31日	2022年 3月31日	
DynaMic Premium ダイナミック プレミアム		ダイナミックFM	¥72,000 (非課税)	教育現場用	ハンドマイク (指向性)	口元⇄マイク 20cm以内	-	○ 最大35台	○	約30m	12時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ハンドマイクタイプ(指向性) ・MTNの子機として使用できる補助マイク ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・バッテリー容量増量 ・ファームウェア:Ver.3.0	2012年 3月14日	2017年 3月31日	2022年 3月31日	
2013年																			
Roger inspiro ロジャー インスパイロ		ロジャー	¥128,000 (非課税)	教育現場用	ピンマイク (指向性)	口元⇄マイク 20cm以内	-	○ 最大35台	○	FM 約30m Roger 約20m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング 169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・Roger電波とFM電波の両方を送信 ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・首掛け/ベルト装着 ・ピンマイクタイプ(指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.4.1 ・ロジャー インスパイロへのアップデート可	2013年 9月10日	2018年 11月30日	2023年 11月30日	
Roger DynaMic ロジャー ダイナミック		ロジャー	¥72,000 (非課税)	教育現場用	ハンドマイク (指向性)	口元⇄マイク 10cm以内	-	○ 最大35台	○	FM 約30m Roger 約20m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング 169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・Roger電波とFM電波の両方を送信 ・MTNの子機として使用できる補助マイク ・ハンドマイクタイプ(指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.4.1 ・ロジャー ダイナミックへのアップデート可	2013年 9月10日	2018年 9月30日	2023年 9月29日	
2014年																			
Roger Pen ロジャー ペン		ロジャー	¥119,900 (税込)	個人用	マイク内蔵 (環境適応型 指向性/無指 向性)	首かけ 20cm以内 インタビュ ー 4m以内 卓上 2m以内	自動 手動	○ 最大10台	-	約15m	7時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング Bluetooth (HSP/HFP)	-	・3つの装着スタイル (首掛/インタビュー/卓上) ・加速度センサーによるマイクロホンモードの 自動変更(手動切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・Bluetooth機能 ・充電スタンドでのTV鑑賞 ・マイクロホン内蔵タイプ (環境適応型指向性/無指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver. 2.0	2014年 10月14日	2021年 12月28日	2026年 12月28日	
Roger Clip-On Mic ロジャー クリップオン マイク		ロジャー	¥66,000 (課税)	個人用	マイク内蔵 (指向性)	口元⇄マイク 15cm以内	-	○ 最大10台	-	約15m	4.5時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・2つの装着スタイル(首掛/クリップ) ・充電スタンドでのTV鑑賞 ・マイクロホン内蔵タイプ(指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver. 2.0	2014年 10月14日	2019年 12月27日	2024年 12月27日	

製品名	写真	シリーズ名	価格*5	用途	マイクロホン	集音距離	指向性切替	MTN機能*1	DSF*2 用マイク	最大使用 可能距離 送受信機間	最大使用 可能時間	充電時間	無線方式	FM チャンネル	特徴	販売開始	販売終了	修理対応 終了
2016年																		
Roger Touchscreen Mic ロジャー タッチスクリーン マイク		ロジャー	¥140,800 (税込)	教育現場用	マイク内蔵 (変向指向性/ 指向性)	首かけ 20cm以内 インタビュ 4m以内 小グループ 2m以内	自動 手動	○ 最大35台	○	約20m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・3つの装着スタイル (首掛/インタビュ/小グループ) ・加速度センターによるマイクロホンモードの 自動変更(手動切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・ミキシング機能 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ ・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・簡単なタッチ操作 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.2.2	2016年 7月20日		
Roger Pass-Around ロジャー パスアラウンド		ロジャー	¥85,800 (税込)	教育現場用	マイク内蔵 (指向性)	手持ち 10cm以内 スタンド使用 90cm以内	-	○ 最大35台	○	約20m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・MTNの子機として使用する補助マイク ・プッシュトーク機能 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ ・ハンドマイクタイプ(指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.1.7	2016年 7月20日		
Roger Multimedia Hub ロジャー マルチメディア ハブ		ロジャー	¥85,800 (税込)	教育現場用	-	-	-	○*3	○	約20m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・単独で受信機と接続することが可能 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ ・オーディオ専用マイクロホン ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.1.7	2016年 7月20日		
2018年																		
Roger Select ロジャー セレクト		ロジャー	¥140,800 (税込)	個人用	マイク内蔵 (変向指向性/ 指向性)	首かけ 20cm以内 卓上/セレクト 1m以内	自動 手動	○ 最大10台	-	約15m	8時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング Bluetooth (HSP/HFP)	-	・3つの装着スタイル (卓上/セレクト/首かけ) ・加速度センターによるマイクロホンモードの 自動変更(手動切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・Bluetooth機能 ・ドッキングステーションでのTV鑑賞 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ ・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・簡単なタッチ操作 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.1.3	2018年 8月2日		
Roger Repeater ロジャー リピーター		ロジャー	¥85,800 (税込)	教育現場用	-	-	-	○	○	受信機 約20m 送信機 約40m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・使用距離延長機器 ・ロジャー タッチスクリーン マイクまたは ロジャー インスパイロと使用可 ・ファームウェア:~Ver.1.6	2018年 8月2日		
2019年																		
Roger Table Mic II ロジャー テーブルマイク II		ロジャー	¥173,800 (税込)	個人用	マイク内蔵 (変向指向性)	卓上/広域 3m以内 卓上/狭域 1.5m以内	-	○ 最大10台	-	約15m	16時間	4時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・マイクロホン複数接続で大人数会議にも対応可 ・2つの收音範囲(広域/狭域) ・リモコン操作 (集音範囲変更/ミュートオン・オフ) ・リモコンの電池はCR2032 ・落下時マイクミュート機能 ・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.1.3	2019年 3月12日		

製品名	写真	シリーズ名	価格*5	用途	マイクロホン	集音距離	指向性切替	MTN機能*1	DSF*2 用マイク	最大使用 可能距離 送受信機間	最大使用 可能時間	充電時間	無線方式	FM チャンネル	特徴	販売開始	販売終了	修理対応 終了
2020年																		
Roger Pen iN ロジャー ペン アイエヌ		ロジャー	オープン 価格	個人用	マイク内蔵 (環境適応型 指向性/無指 向性)	首かけ 20cm以内 インタビュ ー 4m以内 卓上 2m以内	自動 手動	○ 最大10台	-	ロジャーダイレクト 受信機 約50m その他のロジャー 受信機 約25m	8時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・3つの装着スタイル (首掛/インタビュー/卓上) ・加速度センサーによるマイクロホンモードの 自動変更(手動切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・充電スタンドでのTV鑑賞 ・マイクロホン内蔵タイプ (環境適応型指向性/無指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・受信機機能内蔵*4 ・ファームウェア:~Ver. 1.0	2020年 1月15日	2021年 12月28日	2026年 12月28日
Roger Select iN ロジャー セレクト アイエヌ		ロジャー	オープン 価格	個人用	マイク内蔵 (変向指向性 /指向性)	首かけ 20cm以内 卓上/セレクト 1m以内	自動 手動	○ 最大10台	-	ロジャーダイレクト 受信機 約50m その他のロジャー 受信機 約25m	8時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・3つの装着スタイル (卓上/セレクト/首かけ) ・加速度センサーによるマイクロホンモードの 自動変更(手動切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・ドッキングステーションでのTV鑑賞 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ ・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・簡単なタッチ操作 ・自動音量調整 ・受信機機能内蔵*4 ・ファームウェア:~Ver. 1.3	2020年 1月15日		
2022年																		
Roger On ロジャー オン		ロジャー	¥140,800 (税込)	個人用	マイク内蔵 (変向指向性 /指向性)	卓上 1.5m以内 インタビュ ー 4m以内 プレゼンター 20cm以内	自動 手動	○ 最大10台	-	通常時 約25m 範囲拡張機能 使用時* 約50m * マイロジャーマイクア プ必須	ロジャーダイレクト 8時間 従来の受信機 6時間	3時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・マルチビームテクノロジー 2.0搭載*6*7 ・3つの装着スタイル (卓上/インタビュー/プレゼンター) ・加速度センサーによるマイクロホンモードの 自動変更(手動・アプリによる切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ ・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・マイロジャーマイク アプリ対応 ・受信機機能内蔵*4(ロジャー オン iNのみ) ・低電圧お知らせ機能 ・ファームウェア:~Ver. 2.1	2022年 1月26日	2023年 9月29日	2028年 9月29日
Roger On iN ロジャー オン アイエヌ			オープン 価格															
2023年																		
Roger On V2 ロジャー オン ブイツー		ロジャー	¥161,000 (税込)	個人用	マイク内蔵 (変向指向性 /指向性)	卓上 1.5m以内 インタビュ ー 4m以内 プレゼンター 20cm以内	自動 手動	○ 最大10台	-	通常時 約25m 範囲拡張機能 使用時* 約50m * マイロジャーマイクア プ必須	ロジャーダイレクト 8時間 従来の受信機 6時間	3時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・マルチビームテクノロジー 2.0搭載*6*7 ・3つの装着スタイル (卓上/インタビュー/プレゼンター) ・加速度センサーによるマイクロホンモードの 自動変更(手動・アプリによる切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・ドッキングステーションでのTV鑑賞 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ ・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・マイロジャーマイク アプリ対応 ・ヘッドセットモード ・受信機機能内蔵*4(ロジャー オン iN V2のみ) ・低電圧お知らせ機能 ・ファームウェア:~Ver. 2.1	2023年 9月1日		
Roger On iN V2 ロジャー オン ブイツー アイエヌ			オープン 価格															

*1 MTN(マルチ・トーカー・ネットワーク)機能:同じ室内で親機・子機で関係を設定した複数台のマイクロホンを使用する機能
 *2 DSF:Dynamic Sound Fieldの略。人の声を聞くための線音源スピーカー(例:デジマスター5000 / 7000)
 *3 親機として使用する場合は、受信機のみネットワークに紐むことが可能。子機として使用する場合は、他のマイクロホンのネットワークに紐むことが可能(マルチメディアハブはネットワークに2台以上は組めない)
 *4 近距離対応のロジャー送信機のみと互換性のある受信機機能
 *5 表示価格は、発売時価格で2021年3月末以前に販売終了した製品は税抜価格、2021年4月以降も販売の続いた製品は10%の税込価格
 *6 マルチビームテクノロジー 2.0:話し手の方向が分かる機能
 *7 ロジャー オン / ロジャー オン iN / ロジャー オン V2 / ロジャー オン iN V2と接続したロジャーダイレクト対応補聴器を両耳装着した場合のみ利用可能