

世代	補聴器の種類 (耳あな型は通信機能を持つ器種のみ)	ロジャー ダイレクト	フォナック補聴器対象 一体型タイプ		オーディオショー ＋ ユニバーサルタイプ (MLxi/ロジャー エックス)	MyLink+(FM) ロジャー マイリンク ロジャー ネックループ	フォナック マイコム フォナック コムパイロット フォナック コムパイロットII ＋ MLxi/ロジャー エックス
		ロジャー	FM	ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー
	クラロ 耳かけ型	-	■ MicroLink ML8	-	-	■	-
	クラロ 耳あな型	-	-	-	-	■	-
	アエロ 耳かけ型	-	-	-	■ AS4-MLx	■	-
	アエロ 耳あな型	-	-	-	-	■	-
	スーベロ 耳かけ型	-	-	-	■ AS5-MLx	■	-
	ベルセオ 耳かけ型	-	■ MicroLink ML8	-	-	■	-
	ベルセオ 耳あな型	-	-	-	-	■	-
	マックス 耳かけ型	-	-	-	■ AS4-MLx	■	-
	パワーマックス 耳かけ型	-	-	-	■ AS4-MLx	■	-
	ヴァレオ 耳かけ型	-	-	-	■ AS4-MLx	■	-
	ヴァレオ 耳あな型	-	-	-	-	■	-
dB	サヴィア 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-
	サヴィア 耳あな型	-	-	-	-	■	-
	エレヴァ 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-
	エレヴァ 耳あな型	-	-	-	-	■	-
	エクストラ 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-
	エクストラ 耳あな型	-	-	-	-	■	-
	マイクロパワー 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	■	-
	ソロT 耳かけ型	-	-	-	■ AS5-MLx	■	-
	サヴィア アート 耳かけ型 マイクロ	-	-	-	-	■	-
	サヴィア アート 耳かけ型 マイクロ CRT	-	-	-	-	■	-
	サヴィア アート 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-
	サヴィア アート 耳あな型	-	-	-	-	■	-
コア	ウナ 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	-
	ウナ 耳あな型	-	-	-	-	■	-
	オーディオ 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	■ (Ⅲを除く)	-
	ナイーダ 耳かけ型 SP	-	■ ML11i	■ ロジャー11	■ AS11	■	■
	ナイーダ 耳かけ型 UP	-	■ ML10i	■ ロジャー10	■ AS10	■	■
	エクセリア 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	■
	エクセリア 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■
	エクセリア 耳あな型 312ブチ	-	-	-	-	■	-
	エクセリア 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■
	ベルサータ 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	■
	ベルサータ 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■
	ベルサータ 耳あな型 312ブチ	-	-	-	-	■	-
	ベルサータ 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■
	セルティナ 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	■
	セルティナ 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■
	セルティナ 耳あな型 312ブチ	-	-	-	-	■	-
	セルティナ 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■
	オーディオ YES 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	-	■
	オーディオ SMART 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	-	■
	オーディオ MINI 耳かけ型 RIC	-	-	-	-	-	-
	エクセリア アート 耳かけ型 マイクロ	-	■ ML12i	-	■ AS12	■	■
	エクセリア アート 耳かけ型	-	■ ML9i	-	■ AS9-MLxS	■	■
	エクセリア アート 耳あな型 312ブチ	-	-	-	-	■	-
	エクセリア アート 耳あな型 312/13	-	-	-	-	■	■
	オーケープラス 耳かけ型 M/SP	-	■ ML11i	■ ロジャー11	■ AS11	■	-
	オーケープラス 耳かけ型 UP	-	■ ML10i	■ ロジャー10	■ AS10	■	-

世代	補聴器の種類 (耳あな型は通信機能を持つ器種のみ)	ロジャー ダイレクト	フォナック補聴器対 象一体型タイプ		オーディオショー ＋ ユニバーサルタイプ (MLxi/ロジャー エックス)	MyLink+(FM) ロジャー マイリンク ロジャー ネックループ	フォナック マイコム フォナック コムパイロット フォナック コムパイロットⅡ ＋ MLxi/ロジャー エックス
		ロジャー	FM	ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー
コア	ミロ/ミロプラス 耳かけ型 マイクロ	－	■ ML12i	－	■ AS12	■	－
	ミロ/ミロプラス 耳かけ型 SP	－	■ ML11i	■ ロジャー11	■ AS11	■	－
	ミロ/ミロプラス 耳かけ型 UP	－	■ ML10i	■ ロジャー10	■ AS10	■	－
	ミロプラス 耳あな型	－	－	－	－	■	－
	ベルサータ アート 耳かけ型 マイクロ	－	■ ML12i	－	■ AS12	■	■
	ベルサータ アート 耳かけ型	－	■ ML9i	－	■ AS9-MLxS	■	■
	ベルサータ アート 耳あな型 312プチ	－	－	－	－	■	－
	ベルサータ アート 耳あな型 312/13	－	－	－	－	■	■
	セルティナ アート 耳かけ型 マイクロ	－	■ ML12i	－	■ AS12	■	■
	セルティナ アート 耳かけ型	－	■ ML9i	－	■ AS9-MLxS	■	■
	セルティナ アート 耳あな型 312プチ	－	－	－	－	■	－
	セルティナ アート 耳あな型 312/13	－	－	－	－	■	■
スパイス	オーディオ S SMART	－	－	－	－	－	■
	オーディオ S SMART I	－	－	－	－	－	－
	オーディオ S YES	－	－	－	－	－	■
	オーディオ S MINI	－	－	－	－	－	－
	フォナック アンブラ 耳かけ型 microM	－	－	－	－	－	■
	フォナック アンブラ 耳かけ型 microP/SP	－	■ ML13i	■ ロジャー13	■ AS13	■	■
	フォナック アンブラ 耳かけ型 M H20	－	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■
	フォナック アンブラ 耳あな型 312プチ	－	－	－	－	■	－
	フォナック アンブラ 耳あな型 312/13	－	－	－	－	■	■
	フォナック ソラナ 耳かけ型 microM	－	－	－	－	－	■
	フォナック ソラナ 耳かけ型 microP/SP	－	■ ML13i	■ ロジャー13	■ AS13	■	■
	フォナック ソラナ 耳かけ型 M H20	－	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■
	フォナック ソラナ 耳あな型 312プチ	－	－	－	－	■	－
	フォナック ソラナ 耳あな型 312/13	－	－	－	－	■	■
	フォナック カッシーア 耳かけ型 microM	－	－	－	－	－	■
	フォナック カッシーア 耳かけ型 microP/SP	－	■ ML13i	■ ロジャー13	■ AS13	■	■
	フォナック カッシーア 耳かけ型 M H20	－	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■
	フォナック カッシーア 耳あな型 312プチ	－	－	－	－	■	－
	フォナック カッシーア 耳あな型 312/13	－	－	－	－	■	■
	ナイーダ S 耳かけ型 SP	－	■ ML11i	■ ロジャー11	■ AS11	■	■
	ナイーダ S 耳かけ型 UP	－	■ ML10i	■ ロジャー10	■ AS10	■	■
	ナイーダ S CRT 耳かけ型 RIC	－	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■
	ニオス S H20	－	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■
	フォナック ダリア 耳かけ型 microM	－	－	－	－	－	－
	フォナック ダリア 耳かけ型 microP/SP	－	■ ML13i	■ ロジャー13	■ AS13	■	－
	フォナック ダリア 耳かけ型 M H20	－	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	－
	フォナック ダリア 耳あな型 312/13	－	－	－	－	■	－
クエスト	フォナック ボレロ Q-M312	－	－	－	－	－	■
	フォナック ボレロ Q-M13	－	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■
	フォナック ボレロ Q-P/SP	－	■ ML16i	■ ロジャー16	■ AS16	■	■
	フォナック オーデオ Q-312	－	－	－	－	－	■
	フォナック オーデオ Q-312T	－	－	－	－	■	■
	フォナック ナイーダ Q-RIC	－	■ ML15i	■ ロジャー15	■ AS15	■	■
	フォナック ナイーダ Q-SP	－	■ ML11i	■ ロジャー11	■ AS11	■	■
	フォナック ナイーダ Q-UP	－	■ ML10i	■ ロジャー10	■ AS10	■	■
	フォナック パート Q-312プチ	－	－	－	－	■	－
	フォナック パート Q-312/13	－	－	－	－	■	■
	フォナック パセオ Q15	－	■ ML9i	－	■ AS9-MLxS	■	－
	フォナック タオ Q15	－	－	－	－	■	－

世代	補聴器の種類 (耳あな型は通信機能を持つ器種のみ)	ロジャー ダイレクト	フォナック補聴器対象 一体型タイプ		オーディオショー ＋ ユニバーサルタイプ (MLxi/ロジャー エックス)	MyLink+(FM) ロジャー マイリンク ロジャー ネックループ	フォナック マイコム フォナック コムパイロット フォナック コムパイロットⅡ ＋ MLxi/ロジャー エックス
		ロジャー	FM	ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー	FM/ロジャー
ベン チ ャ ー	フォナック オーデオ V-13	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
	フォナック オーデオ V-312T	-	-	-	-	■	■
	フォナック オーデオ V-312	-	-	-	-	-	■
	フォナック ボレロ V-M	-	-	-	-	■	■
	フォナック ボレロ V-P/SP	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
	フォナック パート V-10 NW O	-	-	-	-	■	-
	フォナック パート V-10 O/10/312/13	-	-	-	-	■	■
	フォナック ナイーダ V-RIC/SP	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
	フォナック ナイーダ V-UP	-	-	■ ロジャー19	■ AS19	■	■
	フォナック スカイ V-RIC/SP	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
	フォナック スカイ V-UP	-	-	■ ロジャー19	■ AS19	■	■
ピ ロ ン グ	フォナック オーデオ B-312/R	-	-	-	-	-	■
	フォナック オーデオ B-312T	-	-	-	-	■	■
	フォナック オーデオ B-13	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
	フォナック ボレロ B-M/PR	-	-	-	-	■	■
	フォナック ボレロ B-P/SP	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
	フォナック パート B-チタン/10 NW O/ 312 NW O	-	-	-	-	■	-
	フォナック パート B-10 O/10/312/13	-	-	-	-	■	■
	フォナック ヴィータス/ヴィータス+ BTE-micro	-	-	-	-	■	-
	フォナック ヴィータス/ヴィータス+ BTE-P	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	-
	フォナック ヴィータス/ヴィータス+ BTE-UP	-	-	■ ロジャー19	■ AS19	■	-
	フォナック ヴィータス+ RIC-312T	-	-	-	-	■	-
	フォナック ヴィータス+ ITE-10 NW O/312/13	-	-	-	-	■	-
	フォナック ナイーダ B-R RIC	-	-	-	-	-	■
	フォナック ナイーダ B-SP	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
	フォナック ナイーダ B-UP	-	-	■ ロジャー19	■ AS19	■	■
	フォナック スカイ B-P/SP/RIC	-	-	■ ロジャー18	■ AS18	■	■
	フォナック スカイ B-UP	-	-	■ ロジャー19	■ AS19	■	■
マ ー ベ ル	フォナック オーデオ M-312/R	■	-	-	-	-	-
	フォナック オーデオ M-312T/13T	■	-	-	-	■	-
	フォナック ボレロ M-M	■	-	-	-	■	-
	フォナック ボレロ M-PR	■	-	-	-	-	-
	フォナック パート M-チタン/10 NW O/312 NW O	-	-	-	-	■	-
	フォナック パート M-312	■	-	-	-	-	-
	フォナック ナイーダ M-SP	■	-	-	-	■	-
	フォナック スカイ M-PR	■	-	-	-	-	-
	フォナック スカイ M-M/SP	■	-	-	-	■	-
パ ラ ダ イ ス	フォナック オーデオ P-312/R/RL	■	-	-	-	-	-
	フォナック オーデオ P 13T	■	-	-	-	■	-
	フォナック ナイーダ P-PR	■	-	-	-	-	-
	フォナック ナイーダ P-UP	■	-	-	-	■	-
	フォナック パート P-チタン/10 NW O/312 NW O	-	-	-	-	■	-
	フォナック パート P-312	■	-	-	-	-	-
ル ミ テ ィ	フォナック オーデオ L-R	■	-	-	-	-	-

※ コムパイロットⅡはベンチャー/ピロングシリーズで使用可能です。
※ オーデオ、オーディオ MINI、オーディオ S SMART I、オーディオ S MINI、オーディオ Q-10、フォナック ダリア microM、nano、オーディオ B-ダイレクトはロジャー/FMを使用できません。
※ MyLink+/ロジャー マイリンク/ロジャー ネックループを使用する際は、補聴器のプログラムをTコイルプログラムに変更する必要があります。
※ Tコイルが搭載されたヴィータス+ITE、パート V/B/M/PIは、MyLink+/ロジャー マイリンク/ロジャー ネックループを使用することが可能です。
(Tコイルは注文時に無償オプションを選択する必要があります)
※ ロジャー ダイレクトは、ロジャー iN マイクロホンから受信機機能をインストールした場合、接続できるロジャー送信機はロジャー オン、ロジャー オン iN、ロジャー セレクト、ロジャー セレクト iN、ロジャー ペン、ロジャー ベン iN、ロジャー テーブルマイクⅡ、ロジャー クリップオンマイクの8機種のみとなります。
ロジャー エックスから受信機機能をインストールした場合、全てのロジャー送信機と接続が可能です。