



















製品名	写真	形態	発売時価格※	シリーズ名	一体型タイプ対応器種	防塵防水	販売開始	販売終了	修理対応終了
2007年以前									
MicroLink RX2	写真なし	箱型	-	75MHz帯利用FMシステム	-	-	2003年以前		
MicroLink ML8		一体型タイプ	¥72,000 (非課税)	マルチチャンネルFM	・クラロ ・ベルセオ	-	2003年以前	2008年3月31日	2013年3月31日
MicroLink MLx		ユニバーサルタイプ (要オーディオシュー)	¥65,000 (非課税)	マルチチャンネルFM	-	-	2003年以前	2008年3月31日	2013年3月31日
2007年									
MLxS		ユニバーサルタイプ (要オーディオシュー)	¥80,000 (非課税)	マルチチャンネルFM	-	-	2007年 10月30日	2009年3月31日	2014年3月31日
Micro MLxS		ユニバーサルタイプ (要オーディオシュー)	¥88,000 (非課税)	マルチチャンネルFM	-	-	2007年 10月30日	2009年12月31日	2014年12月31日
ML9S		一体型タイプ	¥88,000 (非課税)	マルチチャンネルFM	・エクセリア・エクセリアアート ・ベルサータ・ベルサータアート ・セルティナ・セルティナアート ・サヴィアアート・サヴィア ・エレヴァ・エクストラ・ウナ	-	2007年 10月30日	2009年12月31日	2014年12月31日
MyLink		Tコイル利用タイプ	¥65,000 (非課税)	マルチチャンネルFM	-	-	2007年 10月30日	2009年12月31日	2014年12月31日
2008年									
iLink		FM受信機内蔵型補聴器	¥210,000 (非課税)	マルチチャンネルFM	-	-	2008年1月	2009年3月	2014年3月31日
MicroLink Freedom		コクレア社耳掛け型Freedom専用	¥98,000 (非課税)	マルチチャンネルFM	・耳掛け型Freedom	-	2008年1月	2016年9月30日	2021年3月31日
MLxi		ユニバーサルタイプ (要オーディオシュー)	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	-	-	2008年 11月21日	2016年12月31日	2021年3月31日
ML9i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・エクセリア・エクセリアアート ・ベルサータ・ベルサータアート ・セルティナ・セルティナアート ・サヴィアアート・サヴィア ・エレヴァ・エクストラ・ウナ ・フォナック ボレロ バセオQ	-	2008年 11月21日	2016年12月31日	2021年3月31日

製品名	写真	形態	発売時価格※	シリーズ名	一体型タイプ対応器種	防塵防水	販売開始	販売終了	修理対応終了
2008年									
ML10i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・ ナイーダ UP ・ ナイーダ S UP ・ ナイーダ Q UP ・ ミロ/ミロプラス UP	JIS 3級	2008年 11月21日	2016年12月31日	2021年3月31日
ML11i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・ ナイーダ SP ・ ナイーダ S SP ・ ナイーダ Q SP ・ ミロ/ミロプラス SP	JIS 3級	2008年 11月21日	2016年12月31日	2021年3月31日
2010年									
ML12i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	マイクロタイプ ・ エクセリア アート ・ エクセリア ・ ベルサータ アート ・ ベルサータ ・ セルティナ アート ・ セルティナ ・ ミロ/ミロプラス	-	2010年 2月2日	2016年12月31日	2021年3月31日
MyLink+		Tコイル利用タイプ	¥65,000 (非課税)	ダイナミックFM	-	-	2010年 2月2日	2016年9月30日	2021年3月31日
2011年									
ML13i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・ フォナック アンブラ microP/SP ・ フォナック ソラナ microP/SP ・ フォナック カッシーア microP/SP ・ フォナック ダリア microP/SP	-	2011年 2月22日	2016年12月31日	2021年3月31日
iSense micro		レシーバ内蔵 FM受信機	¥86,000 (税抜)	ダイナミックFM	-	-	2011年 4月1日	2016年12月31日	2021年3月31日
MyLink+ Short loop		Tコイル利用タイプ	¥65,000 (非課税)	ダイナミックFM	-	-	2011年 4月1日	2016年9月30日	2021年3月31日
MLxi Baha		コクレア社骨固定型 骨導補聴器 Baha Divino™専用	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・ Baha Divino™	-	2011年 8月24日	2016年9月30日	2021年3月31日
ML14i		コクレア社耳かけ型 Nucleus®専用	¥98,000 (非課税)	ダイナミックFM	・ Nucleus®5 ・ Nucleus®6	IPX4	2011年 9月23日	2016年12月31日	2021年3月31日
2012年									
ML15i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・ フォナック ボレロ Q-M13 ・ フォナック アンブラ M H20 ・ フォナック ソラナ M H20 ・ フォナック カッシーア M H20 ・ フォナック ダリア M H20 ・ ナイーダ S CRT ・ ニオス S H20 ・ フォナック ナイーダ Q-RIC	IP67	2012年 2月20日	2016年12月31日	2021年3月31日

製品名	写真	形態	発売時価格※	シリーズ名	一体型タイプ対応器種	防塵防水	販売開始	販売終了	修理対応終了
2013年									
ML 16i		一体型タイプ	¥92,000 (非課税)	ダイナミックFM	・ フォナック ボレロ Q-P/SP	-	2013年 1月21日	2016年12月31日	2021年3月31日
ロジャー エックス	 シルバー シャンパン	ユニバーサルタイプ (要オーディオチュー)	¥101,200 (税込)	ロジャー	-	-	2013年 9月10日	2017年11月 (シルバー)	2022年12月28日 (シルバー)
ロジャー 10		一体型タイプ	¥92,000 (税抜)	ロジャー	・ ナイーダ UP ・ ナイーダ S UP ・ フォナック ナイーダ Q UP	IP57	2013年 9月10日	2019年7月31日	2024年7月31日
ロジャー 11		一体型タイプ	¥92,000 (税抜)	ロジャー	・ ナイーダ SP ・ ナイーダ S SP ・ フォナック ナイーダ Q SP	IP57	2013年 9月10日	2019年7月31日	2024年7月31日
ロジャー 13		一体型タイプ	¥92,000 (税抜)	ロジャー	・ フォナック アンブラ microP/SP ・ フォナック ソラナ microP/SP ・ フォナック カッシーア microP/SP ・ フォナック ダリア microP/SP	-	2013年 9月10日	2018年11月30日	2023年11月30日
ロジャー 15		一体型タイプ	¥92,000 (税抜)	ロジャー	・ フォナック ボレロ Q-M13 ・ フォナック アンブラ M H20 ・ フォナック ソラナ M H20 ・ フォナック カッシーア M H20 ・ フォナック ダリア M H20 ・ ナイーダ S CRT ・ ニオス S H20 ・ フォナック ナイーダ Q-RIC	IP67	2013年 9月10日	2018年11月30日	2023年11月30日
ロジャー 16		一体型タイプ	¥92,000 (税抜)	ロジャー	・ フォナック ボレロ Q-P/SP	-	2013年 9月10日	2018年9月30日	2023年9月29日
ロジャー マイリンク		Tコイル利用タイプ	¥71,500 (税込)	ロジャー	-	-	2013年 9月10日	2021年4月30日	2026年4月30日
ロジャー 14		コクレア社耳かけ型 Nucleus®専用	¥107,800 (税込)	ロジャー	・ Nucleus®5 ・ Nucleus®6	IPX4	2013年 11月20日		
2014年									
ロジャー フォーカス		レシーバ内蔵 ロジャー受信機	¥61,600 (税込)	ロジャー	-	IP57	2014年 10月14日	2021年4月30日	2026年4月30日

製品名	写真	形態	発売時価格※	シリーズ名	一体型タイプ対応器種	防塵防水	販売開始	販売終了	修理対応終了
2015年									
ロジャー 18		一体型タイプ	¥101,200 (税込)	ロジャー	<ul style="list-style-type: none"> ・フォナック オーデオV-13 ・フォナック ボレロV-P/SP ・フォナック ナイーダ V-SP/RIC ・フォナック スカイ V-P/SP/RIC ・フォナック オーデオ B-13 ・フォナック ボレロ B-P/SP ・フォナック ヴィータス BTE-P ・フォナック ヴィータス+ BTE-P ・フォナック ナイーダ B-SP ・フォナック スカイ B-P/SP/RIC 	IP68	2015年 6月1日	2020年3月31日 01/P2/P3/P4 P9/Q1/Q2/T7 上記 8 色のみ終売	2025年3月31日 01/P2/P3/P4 P9/Q1/Q2/T7 上記 8 色のみ終了
2016年									
ロジャー 19		一体型タイプ	¥101,200 (税込)	ロジャー	<ul style="list-style-type: none"> ・フォナック ナイーダ V-UP ・フォナック スカイ V-UP ・フォナック ヴィータス BTE-UP ・フォナック ヴィータス+ BTE-UP ・フォナック ナイーダ B-UP ・フォナック スカイ B-UP 	IP68	2016年 7月20日	2020年3月31日 01/P2/P3/P4 P9/Q1/Q2/T7 上記 8 色のみ終売	2025年3月31日 01/P2/P3/P4 P9/Q1/Q2/T7 上記 8 色のみ終了
2017年									
ロジャー 17		バイオニクス社耳かけ型 ナイーダ CI専用	¥107,800 (税込)	ロジャー	・ナイーダ CI	IP54	2017年 9月7日		
ロジャー 21		メドエル社耳かけ型 SONNET専用	¥107,800 (税込)	ロジャー	<ul style="list-style-type: none"> ・SONNET ・SONNET 2 ・SONNET EAS ・SONNET 2 EAS 	IP54	2017年 9月7日		
2019年									
ロジャー 20		コクレア社耳かけ型 Nucleus®専用	¥107,800 (税込)	ロジャー	・Nucleus®7	-	2019年 2月13日		

製品名	写真	形態	発売時価格※	シリーズ名	一体型タイプ対応器種	防塵防水	販売開始	販売終了	修理対応終了
2021年									
ロジャー フォーカス II ※		レシーバ内蔵 ロジャー受信機	¥83,600 (税込)	ロジャー	-	IP68	2021年 3月17日		
ロジャー ネックループ		Tコイル利用タイプ	¥77,000 (税込)	ロジャー	-	-	2021年 3月23日		
ロジャー フォーカス II-312		レシーバ内蔵 ロジャー受信機	¥61,600 (税込)	ロジャー	-	IP68	2021年 9月1日		

※ 表示価格は、2021年3月末以前に販売終了した製品は税抜価格、2021年4月以降も販売の続いた製品は10%の税込価格です。

※ 耳あな型（通信機能のないB/V/Q/Sシリーズ）、充電式補聴器、ボレロ B-M、オーデオ B（312/312T）、オーデオ V（312/312T）、オーデオ Q（10を除く）、オーデオ S（SMART IとMINIを除く）、オーデオ（初代オーデオとMINIを除く）は、フォナック コムパイロット II / フォナック コムパイロット / フォナックマイコムにユニバーサルタイプ受信機を差して使用することが可能です。

※ オーデオ、オーデオ MINI、オーデオ S SMART I、オーデオ Q-10、フォナック ダリア microM、nano、オーデオ B-ダイレクトはロジャー/FM システムを使用できません。

※ マルチチャンネルFM/ダイナミックFMは169MHz帯、ロジャーは2.4GHz帯です。

※ マーベル、パラダイス、ルミティは補聴器本体に受信機機能をインストールしてご使用いただけます。

※ 充電タイプのロジャー受信機です。充電機（チャージャー Combi BTE）は別売り¥12,650（税込）です。