

Phonak

Charger Case Combi

テクニカルデータ

本体外寸 (L × W × H) :	101.3 × 76.1 × 49 mm
重さ :	90 g
カラー :	シャンパン
使用時の温度条件 :	5 °C ~ 40 °C
輸送・保管時の温度条件 :	-20 °C ~ 60 °C
輸送時の湿度条件 :	90 %以下 (ただし、結露無きこと)
保管時の湿度条件 :	0 % ~ 70 %以下 (ただし、結露無きこと)
使用時の湿度条件 :	0 % ~ 85 %以下 (ただし、結露無きこと)
使用時の気圧条件 :	800 ~ 1500 ヘクトパスカル
付属品 :	AC アダプタ マイクロ USB ケーブル クリーニングツール
外部インターフェース :	マイクロ USB 端子
電池 :	なし (AC 電源のみ)
充電時間 :	なし

電源

入力 :	タイプ : DC 、 安定化電源 5V ± 5% 最大電流値 : 500 mA 過充電されない仕組みとなっていますが、 充電中、高温になることがあります。 《重要!》 専用の AC アダプターを使用して充電する ことをお勧めします。
------	--

