

Phonak

Mini Charger Case

テクニカルデータ

| | |
|--------------------|------------------------------|
| 本体外寸 (L × W × H) : | 65 × 42 × 47 mm |
| 重さ : | 33 g |
| カラー : | シャンパン |
| 使用時の温度条件 : | 5 °C ~ 40 °C |
| 輸送・保管時の温度条件 : | -20 °C ~ 60 °C |
| 輸送時の湿度条件 : | 90 %以下 (ただし、結露無きこと) |
| 保管時の湿度条件 : | 0 % ~ 70 %以下 (ただし、結露無きこと) |
| 使用時の湿度条件 : | 0 % ~ 85 %以下 (ただし、結露無きこと) |
| 使用時の気圧条件 : | 800 ~ 1500 ヘクトパスカル |
| 付属品 : | AC アダプタ USB タイプ C ケーブル |
| 外部インターフェース : | USB タイプ C 端子 |
| 電池 : | なし (AC 電源のみ) |
| 充電時間 : | なし |

電源

| | |
|------|---|
| 入力 : | タイプ : DC 、 安定化電源 5V ± 5% 最大電流値 : 500 mA 過充電されない仕組みとなっておりますが、 充電中、高温になることがあります。 《重要！》 専用の AC アダプターを使用して充電する ことをお勧めします。 |
|------|---|

