

포낙나이다™ M

제품 정보



Love at first sound

자세한 정보는 www.phonakpro.co.kr 에서 확인하실 수 있습니다.

A Sonova brand

PHONAK
life is on

제품 상세 정보




Naída M-SP
Naída M-SP Trial
M90/M70/M50/M30

배터리	13
멀티-기능 버튼	•
텔레코일	•
블루투스®	•
나노 코팅된 하우징	•
IP 등급	IP68
규격	길이(L) x 너비(W) x 높이(D)
	40.0 x 16.9 x 8.5
	무게
	4.4 g

		HE11*	HE11 680*
최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	139	133
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	81	75
주파수 범위 (Hz)		<100 - >5000	<100 - >5000
소비 전류 (mA)		2.1	2.0

피팅 범위



■ HE11 680

* HE11 : 댐퍼 없음 / HE11 680 : 댐퍼 있음

하우징 색상



제품 기능표

	프리미엄 M90	어드밴스드 M70	스탠다드 M50	에센셜 M30
오토센스 OS™ 3.0				
조용한 환경	•	•	•	•
소음 속 어음 환경	•	•	•	•
소음 환경	•	•	•	
음악 환경	•	•		
큰 소음 속 어음 환경	•			
차 안에서의 대화 환경	•			
반향음 환경	•			
스트리밍(어음)+마이크	•	•	•	•
스트리밍(음악)+마이크	•	•	•	•
추가 프로그램				
추가 가능한 프로그램 수	3	3	3	3
반향음 환경	•			
큰 소음 속 어음 환경	•	•		
스피치 인 360°	•	•		
소음 속 어음 환경	•	•	•	•
조용한 환경	•	•	•	•
소음 환경	•	•	•	•
음악 환경	•	•	•	•
음향 전화	•	•	•	•
사용자 프로그램	•	•	•	•
스트리밍 프로그램				
로저 다이렉트 + 마이크	•	•	•	•
파트너마이크 + 마이크	•	•	•	•
블루투스 전화 통화 + 마이크	•	•	•	•

기능	프리미엄 M90	어드밴스드 M70	스탠다드 M50	에센셜 M30
울트라줌	•	•	•	•
SNR-부스트	•	•	•	
듀오폰	•	•	•	
사운드리커버2	•	•	•	•
사용자 선호 조절	•	•	•	•
리얼 이어 사운드	•	•	•	
채널	20	16	12	8
휘슬블럭	•	•	•	•
노이즈블럭	•	•	•	•
윈드블럭	•	•		
에코블럭	•			
사운드릴렉스	•	•		
퀵싱크	•	•	•	•
AOV 벤트	•	•	•	•
이명적응용 잡음발생기	•	•	•	•
자동 적응 관리자	•	•	•	•
환경음 발란스	•	•	•	•
로저 다이렉트™	•	•	•	•
로저와 방향성	•	•	•	

피팅

	Naída M-SP Naída M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Phonak Target	6.2 이상
Noahlink Wireless	•
Noahlink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

음향 변수

출력	후크	투명 색상의 댐퍼 (HE11 680) 및 (HE11)	
	슬림튜브 4.0	좌/우 선택 가능, 5가지 길이 (00,0,1,2,3)	
슬림튜브	돔	Cap dome	
		Open dome	3가지 사이즈 (S, M, L)
		Vented dome	3가지 사이즈 (S, M, L)
		Power dome	3가지 사이즈 (S, M, L)
	슬림팁	아크릴	
		실리콘	
		티타늄	
이어피스	이어몰드		
	이어팁		

나이다 M 블루투스® 버전

다이렉트 전화 / 오디오 스트리밍
블루투스® 4.2 버전 이상 또는 블루투스가 탑재된 휴대전화

무선 포트폴리오

		Naída M-SP Naída M-SP Trial M90/M70/M50/M30
무선 액세서리	TV 커넥터	•
	파트너 마이크	•
	리모트 컨트롤	•
로저	로저 송신기	•
앱	마이포낙	•

Life is on

포낙은 다양한 환경, 상황, 사용자의 난청 정도, 연령, 성별에 상관없이 모든 사람들이 잘 듣고 제약없는 삶을 사는 세상을 위해 노력하고 있습니다.

www.phonakpro.com