

Phonak Virto™ P

포낙 비르토 P 제품 정보



Love at first sound

자세한 정보는 다음 사이트를 참고하시기 바랍니다: www.phonakpro.com

제품 상세 정보

	 Virto P-Titanium P90/P70	 Virto P-10 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 P90/P70/P50/P30
출력				
M	•	•	•	•
P	•	•	•	•
SP	•	•	•	•
UP				•
하드웨어 구성 / 옵션 / 기술				
배터리	10	10	312	312
푸쉬버튼(프로그램/볼륨)	•	•	•	•
이지폰(음향 전화)	•	•	•	
미니컨트롤(프로그램/볼륨)	•	•		
볼륨 조절(휠)		•	•	•
텔레코일	•	•	•	
마이크로폰	전방향성	전방향성	전방향성	방향성
IP 등급 (볼륨 버튼 없을 때)	IP68 ¹	IP68 ¹		
블루투스®				•
양이 음성 스트리밍 기술				•

¹ IP68은 방진 방수 등급으로, IEC60529에 따라 먼지 챔버에서 8시간, 1m의 수압에서 60분을 견디는 것을 의미합니다.

색상

면판 색상


26
핑크


22
코코아


06
블랙

티타늄 쉘 색상: 티타늄 그레이


26
핑크


22
코코아


06
블랙

셸 색상


26
핑크


06
블랙


R
레드


B
블루

셸 스타일

	 Virto P-Titanium	 Virto P-10 NW O	 Virto P-312 NW O	 Virto P-312
IIC	•	•		
CIC	•	•		
MC			•	
ITC			•	•
HS				•
FS				•

제품 기능표

	프리미엄 P90	어드밴스드 P70	스탠다드 P50	에센셜 P30
오토센스 OS™ 4.0	프리미엄	어드밴스드	스탠다드	에센셜
반향음 환경	•			
차 안에서의 대화 환경	•			
큰 소음 속 어음 환경*	•			
음악 환경	•	•		
소음 환경	•	•	•	
소음 속 어음 환경	•	•	•	•
조용한 환경	•	•	•	•
스트리밍-어음+마이크*	•	•	•	•
스트리밍-음악+마이크*	•	•	•	•
추가 프로그램				
추가 가능한 프로그램 수	4	4	4	4
반향음 환경	•			
큰 소음 속 어음 환경*	•	•		
스피치 인 360°*	•	•		
음악 환경	•	•	•	•
소음 환경	•	•	•	•
소음 속 어음 환경	•	•	•	•
조용한 환경	•	•	•	•
음향 전화	•	•	•	•
사용자 프로그램	•	•	•	•
스트리밍 프로그램				
RogerDirect + 마이크*	•	•	•	•
PartnerMic + 마이크*	•	•	•	•
블루투스® 전화 통화 + 마이크*	•	•	•	•

* Virto P-312만 가능


기능	프리미엄 P90	어드밴스드 P70	스탠다드 P50	에센셜 P30
채널	20	20	16	12
울트라줌	프리미엄	어드밴스드	스탠다드	에센셜
다이나믹 소음 제거	•			
어음 향상	•			
에코블럭	•			
윈드블럭	•	•		
사운드릴렉스	•	•		
듀오편	•	•	•	
사운드리커버2	•	•	•	•
사용자 선호 조절	•	•	•	•
휘슬블럭	•	•	•	•
노이즈블럭	•	•	•	•
퀵싱크*	•	•	•	•
AOV 벤트	•	•	•	•
이명 적응용 잡음발생기	•	•	•	•
자동 적응 관리자	•	•	•	•
환경음 조절	•	•	•	•
로저와 방향성*	•	•	•	
로저 다이렉트*	•	•	•	•

피팅

소프트웨어	Phonak Target 7.3 이상
피팅 장비	비르토 P-T, 비르토 P-10 NW O, 비르토 P-312 NW O : Programming cable, HI-PRO, HI-PRO2 비르토 P-312 : Noahlink Wireless, programming cable, HI-PRO, HI-PRO2

음향 변수

출력		M	P	SP	UP**
최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	109	115	119	127
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	40	50	60	70
주파수 범위 (Hz)	2 cc coupler	⟨100- 7000	⟨100- 6700	⟨100- 7000	⟨100- 5200
소비 전류 (mA)	NW*	1.1	1.2	1.1	
	블루투스®**	1.7	1.8	1.7	1.7



무선 포트폴리오

	Virto P-Titanium P90/P70	Virto P-10 NW O P90/P70/P50/P30	Virto P-312 NW O P90/P70/P50/P30	Virto P-312 P90/P70/P50/P30
Y [%]				•
				•
				•
				•
				•

Phonak Audéo™ P

포낙 오데오 P 제품 정보



Love at first sound

자세한 정보는 다음 사이트를 참고하시기 바랍니다: www.phonakpro.com

제품 상세 정보

		 Audéo P-312 P90/P70/P50/P30	 Audéo P-13T P90/P70/P50/P30	 Audéo P-R P90/P70/P50/P30	 Audéo P-RL P90/P70/P50/P30
배터리		312	13	충전식	충전식
멀티-기능 버튼		•	•	•	•
텔레코일			•		
블루투스®		•	•	•	•
나노 코팅된 하우징		•	•	•	•
IP 등급		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
규격	길이x너비x높이	26.8 x 11.2 x 7.1 mm	29.0 x 11.9 x 8.1 mm	28.0 x 11.9 x 8.0 mm	30.0 x 13.1 x 8.8 mm
	무게	1.1 g	1.4 g	2.1 g	2.75 g
충전 시간 ²	0% ~ 100%			3 시간	3 시간
	0% ~ 80%			1.5 시간	1.5 시간
	30 분 피팅			10 분	10 분
S 리시버					
최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	111	111	111	111
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	47	47	47	47
주파수 범위 (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
소비 전류 (mA)		1.4	1.4		
M 리시버					
최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	114	114	114	114
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	51	51	51	51
주파수 범위 (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
소비 전류 (mA)		1.4	1.4		
MAV 리시버					
최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler			119	119
최대 이득 (dB)	2 cc coupler			50	50
주파수 범위 (Hz)				<100 - >8000	<100 - >8000
소비 전류 (mA)					
P 리시버					
최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	122	122	122	122
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	59	59	59	59
주파수 범위 (Hz)		<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300
소비 전류 (mA)		1.5	1.5		
UP 리시버					
최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	132	132	132	132
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	71	71	71	71
주파수 범위 (Hz)		<100 - 6100	<100 - 6100	<100 - 6100	<100 - 6100
소비 전류 (mA)		1.4	1.4		

1 IP68은 방진 방수 등급으로, IEC60529에 따라 먼지 챔버에서 8시간, 1m의 수압에서 60분을 견디는 것을 의미합니다.

2 배터리 충전 시간은 배터리 잔량 및 수명에 따라 상이하지만, 최대 3시간을 초과하지 않습니다.

하우징 색상

							
P1 샌드 베이지	HO 베이지	P3 샌달 우드	P4 체스트넛	P5 샴페인	P6 실버 그레이	P7 그래파이트 그레이	P8 벨벳 블랙

제품 기능표

	프리미엄 P90	어드밴스드 P70	스탠다드 P50	에센셜 P30
오토센스 OS™ 4.0	프리미엄	어드밴스드	스탠다드	에센셜
반향음 환경	•			
차 안에서의 대화 환경	•			
큰 소음 속 어음 환경	•			
음악 환경	•	•		
소음 환경	•	•	•	
소음 속 어음 환경	•	•	•	•
조용한 환경	•	•	•	•
스트리밍-어음+마이크	•	•	•	•
스트리밍-음악+마이크	•	•	•	•
추가 프로그램				
추가 가능한 프로그램 수	4	4	4	4
반향음 환경	•			
큰 소음 속 어음 환경	•	•		
스피치 인 360°	•	•		
음악 환경	•	•	•	•
소음 환경	•	•	•	•
소음 속 어음 환경	•	•	•	•
조용한 환경	•	•	•	•
음향 전화	•	•	•	•
사용자 프로그램	•	•	•	•
스트리밍 프로그램				
RogerDirect + 마이크	•	•	•	•
PartnerMic + 마이크	•	•	•	•
블루투스® 전화 통화 + 마이크	•	•	•	•

기능	프리미엄 P90	어드밴스드 P70	스탠다드 P50	에센셜 P30
채널	20	20	16	12
울트라줌	프리미엄	어드밴스드	스탠다드	에센셜
다이나믹 소음 제거	•			
어음 향상	•			
에코블럭	•			
더블 탭(탭 컨트롤)*				
- 음성 인식 : Siri/구글 어시스턴트	•	•		
- 스트리밍 일시중지/재시작	•	•		
- 전화 수신/종료	•	•		
스테레오줌	•	•		
윈드블럭	•	•		
사운드릴렉스	•	•		
모션 센서 히어링*	•	•	•	
듀오폰	•	•	•	
리얼 이어 사운드	•	•	•	
로저와 방향성	•	•	•	
사운드리커버2	•	•	•	•
휘슬블럭	•	•	•	•
노이즈블럭	•	•	•	•
로저 다이렉트™	•	•	•	•
사용자 선호 조절	•	•	•	•
퀵싱크	•	•	•	•
AOV 벤트	•	•	•	•
이명 적응용 잠음발생기	•	•	•	•
자동 적응 관리자	•	•	•	•
환경음 조절	•	•	•	•






* Audeo P-R, P-RL 제품만 사용 가능한 기능

피팅

	Audéo P-312 P90/P70/P50/P30	Audéo P-13T P90/P70/P50/P30	Audéo P-R P90/P70/P50/P30	Audéo P-RL P90/P70/P50/P30
Phonak Target	7.0 이상	7.0 이상	7.2 이상	7.3 이상
Noahlink Wireless	•	•	•	•
Noahlink		•		
HI-PRO, HI-PRO2		•		

블루투스® 표기 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 상표입니다.

음향 변수

길이	S 리시버	M 리시버	MAV 리시버	P 리시버	UP 리시버
4가지 길이(0, 1, 2, 3), 좌/우 선택 가능	•	•	•	•	•
돔					
캡돔(Cap dome)	•	•		•	
오픈돔(Open dome)	3가지 사이즈 (S, M, L)	•		•	
벤티드돔(Vented dome)	3가지 사이즈 (S, M, L)	•		•	
파워돔(Power dome)	3가지 사이즈 (S, M, L)	•		•	
슬림팁					
아크릴	•	•		•	
티타늄 슬림팁 AV			•		
유니버설 슬림팁 AV	4가지 형태(A, B, C, D)		•		
cShell					
아크릴	•	•		•	•
피팅 범위					
					
	경도 ~ 중고도	경도 ~ 고도	경도 ~ 고도	경도 ~ 고도	중도 ~ 심도

액티브벤트™ 리시버

액티브벤트(MAV)는 두 개의 환기구 옵션이 있어 청취 환경 또는 유입되는 신호에 따라 자동으로 환기구가 열리고 닫히는 리시버입니다. 4가지 형태의 유니버설 슬림팁 AV를 사용하여 시연할 수 있으며, 착용 시에는 고객 맞춤형으로 제작된 티타늄 슬림팁 AV를 권장합니다.

포낙 오데오 P Trial™

오데오 P Trial 보청기는 고객의 요구사항에 맞게 설정하여 사용 가능합니다.
Trial 보청기는 고객의 첫 방문 시 시연할 수 있으며, 수리로 인한 불편함을 해소할 수 있습니다.

포낙 오데오 P 충전기 옵션



포낙 충전 케이스 콤비

포낙 충전 케이스 콤비는 하드 케이스, 충전기, 습기 제거로 구성되어 있으며 Micro-USB 케이블을 사용합니다.



포낙 파워팩

포낙 파워팩은 포낙 충전 케이스 콤비의 하단에 부착하는 충전식 보조배터리입니다.



포낙 충전 케이스 고 (Go)

포낙 충전 케이스 고 (Go)는 오데오 라이프 전용 충전기로 C타입의 USB 케이블을 사용합니다. 충전식 보조배터리가 내장되어 있어 전원 연결 없이 보청기를 최대 3번 충전할 수 있습니다.

포낙 오데오 P 블루투스® 버전

다이렉트전화/오디오 스트리밍	블루투스® 4.2 무선 기술 및 블루투스가 탑재된 대부분의 휴대전화
블루투스® 표기 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 상표입니다.	

무선 통신 포트폴리오

	Audéo P-312 P90/P70/P50/P30	Audéo P-13T P90/P70/P50/P30	Audéo P-R P90/P70/P50/P30	Audéo P-RL P90/P70/P50/P30
무선 액세서리				
TV 커넥터	•	•	•	•
파트너마이크	•	•	•	•
리모트컨트롤	•	•	•	•
로저				
로저 다이렉트™	•	•	•	•
앱				
마이포낙	•	•	•	•

life is on

포낙은, 다양한 환경, 상황, 사용자의 난청정도, 연령, 성별에 상관없이 모든 사람들이
잘 듣고 제약 없는 삶을 사는 세상을 위해 노력하고 있습니다.

www.phonak.com



027-0602-02/V1.00/2020-04/na © 2020 Sonova AG All rights reserved

Phonak Audéo™ Fit

오데오 핏 제품 정보



Love at first sound

자세한 정보는 다음 사이트를 참고하시기 바랍니다: www.phonakpro.com

제품 상세 정보

멀티-기능 버튼	
텔레코일	
블루투스®	
나노 코팅된 하우징	
IP 등급	
규격	길이x너비x높이
	무게
충전 시간 ²	0% ~ 100%
	0% ~ 80%
	30분 피팅
M 리시버	
최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler
최대 이득 (dB)	2 cc coupler
주파수 범위 (Hz)	
P 리시버	
최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler
최대 이득 (dB)	2 cc coupler
주파수 범위 (Hz)	

¹ IP68은 방진 방수 등급으로, IEC60529에 따라 먼지 챔버에서 8시간, 1m의 수압에서 60분을 견디는 것을 의미합니다.
² 배터리 충전 시간은 배터리 잔량 및 수명에 따라 상이하지만, 최대 3시간을 초과하지 않습니다.

	
Audéo P-R Fit P90/P70	
	•
	•
	•
	IP68 ¹
	30.6 x 12.3 x 8.1 mm
	2.23g
	3 시간
	1.5 시간
	10 분
	114
	51
	〈100 - 〉8000
	122
	59
	〈100 - 6300

하우징 색상



P1
샌드 베이지



P4
체스트넛



P6
실버 그레이

제품 기능표

	프리미엄 P90	어드밴스드 P70	기능	프리미엄 P90	어드밴스드 P70
오토센스 OS™ 4.0	프리미엄	어드밴스드	채널	20	20
반향음 환경	•		울트라줌	프리미엄	어드밴스드
차 안에서의 대화 환경	•		다이나믹 소음 제거	•	
큰 소음 속 어음 환경	•		어음 향상	•	
음악 환경	•	•	에코블럭	•	
소음 환경	•	•	더블 탭(탭 컨트롤)		
소음 속 어음 환경	•	•	- 음성 인식 : Siri/구글 어시스턴트	•	•
조용한 환경	•	•	- 스트리밍 일시중지/재시작	•	•
스트리밍-어음+마이크	•	•	- 전화 수신/종료	•	•
스트리밍-음악+마이크	•	•	스테레오줌	•	•
추가 프로그램			원드블럭	•	•
추가 가능한 프로그램 수	4	4	사운드릴렉스	•	•
반향음 환경	•		모션 센서 히어링	•	•
큰 소음 속 어음 환경	•	•	듀오폰	•	•
스피치 인 360°	•	•	리얼 이어 사운드	•	•
음악 환경	•	•	로저와 방향성	•	•
소음 환경	•	•	사운드리커버2	•	•
소음 속 어음 환경	•	•	휘슬블럭	•	•
조용한 환경	•	•	노이즈블럭	•	•
음향 전화	•	•	로저 다이렉트™	•	•
사용자 프로그램	•	•	사용자 선호 조절	•	•
스트리밍 프로그램			퀵싱크	•	•
RogerDirect + 마이크	•	•	AOV 벤트	•	•
PartnerMic + 마이크	•	•	이명 적응용 잡음발생기	•	•
블루투스® 전화 통화 + 마이크	•	•	자동 적응 관리자	•	•
			환경음 조절	•	•

건강 기능

	Audéo Fit	파라다이스오픈형 충전식
좌/우 보청기 착용 시간	•	•
양쪽 보청기의 평균 착용 시간	•	•
청취 환경별 평균 착용 시간	•	•
걸음	•	•
활동량	•	•
걷거나 달린 거리	•	
심박수 추적	•	
착용 시간 목표 설정	•	•
걸음 목표 설정	•	•


피팅

	Audéo P-R Fit P90/P70
Phonak Target	7.3 이상
Noahlink Wireless	●

음향 변수 *

	M 센서 리시버	P 센서 리시버
길이		
4가지 길이(0, 1, 2, 3), 좌/우 선택 가능	●	●
돔		
캡돔 (Cap dome)	●	
오픈돔 (Open dome)	3가지 사이즈 (S, M, L)	
벤티드돔 투명 (Vented dome clear)	3가지 사이즈 (S, M, L)	
cShell		
아크릴	●	●
피팅 범위		

* Audeo Fit 은 센서 리시버 및 센서 cShell만 호환이 가능합니다.



포낙 오데오 핏 Trial™

오데오 핏 Trial 보청기는 고객의 요구사항에 맞게 설정하여 사용 가능합니다(P90/P70). Trial 보청기는 고객의 첫 방문 시 시연할 수 있으며, 수리로 인한 불편함을 해소할 수 있습니다.

포낙 오데오 핏 충전기 옵션



포낙 충전 케이스 콤비

포낙 충전 케이스 콤비는 하드 케이스, 충전기, 습기 제거로 구성되어 있으며 Micro- USB 케이블을 사용합니다.



포낙 파워팩

포낙 파워팩은 포낙 충전 케이스 콤비 하단에 부착하여 보청기를 최대 7번 충전할 수 있습니다.

포낙 오데오 P 블루투스® 버전

다이렉트전화/오디오 스트리밍	블루투스® 4.2 무선 기술 및 블루투스가 탑재된 대부분의 휴대전화
-----------------	---------------------------------------

블루투스® 표기 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 상표입니다.

무선 통신 포트폴리오

Audéo P-R Fit P90/P70	
무선 액세서리	
TV 커넥터	•
파트너마이크	•
리모트컨트롤	•
로저	
로저 다이렉트™	•
앱	
마이포낙	•

life is on

포낙은, 다양한 환경, 상황, 사용자의 난청정도, 연령, 성별에 상관없이 모든 사람들이
잘 듣고 제약 없는 삶을 사는 세상을 위해 노력하고 있습니다.

www.phonak.com



027-0656-02/V1.00/2022-01/na © 2022 Sonova AG All rights reserved

Phonak Naída™ P




포낙 나이다P 제품 정보



함께하는 모든 순간이 파라다이스

자세한 정보는 다음 사이트를 참고하시기 바랍니다: www.phonakpro.com

제품 상세 정보

		 Naída P-PR Naída P-PR Trial		 Naída P-UP Naída P-UP Trial	
배터리				675	
멀티-기능 버튼		•		•	
텔레코일				•	
블루루스® 4.2 무선 기술		•		•	
나노 코팅된 하우징		•		•	
IP 등급		IP68 ¹		IP68 ¹	
규격	길이x너비x높이	36.7 x 16.4 x 8.5 mm		42.6 x 18.8 x 8.6 mm	
	무게	3.68g		4.60 g	
충전 시간 ²	0% ~ 100%	3 시간			
	0% ~ 80%	1.5 시간			
	30분 피팅	10 분			
		SlimTube 4.0		HE11 680	
최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	129	130	141	134
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	69	68	84	78
주파수 범위 (Hz)		〈 100 - 〉 7100	〈 100 - 〉 5700	〈 100 - 〉 4700	〈 100 - 〉 4700
소비 전류 (mA)				3.3	2.8
피팅 범위		 경도 ~ 중고도		 고심도	
					

하우징 색상

						
P1	H0	P4	P5	P6	P7	P8
샌드 베이지	베이지	체스트넛	샴페인	실버 그레이	그라파이트 그레이	벨벳 블랙

1. IP68은 방수 방진 등급으로, IEC60529에 따라 1m의 수압에서 60분, 그리고 먼지 챔버에서 8시간 견디는 것을 의미합니다.

2. 배터리 충전 시간은 배터리 잔량 및 수명에 따라 상이하지만, 최대 3시간을 초과하지 않습니다.

제품 기능표

	프리미엄 P90	어드밴스드 P70	스탠다드 P50	에센셜 P30	기능	프리미엄 P90	어드밴스드 P70	스탠다드 P50	에센셜 P30
오토센스 OS 4.0	프리미엄	어드밴스드	스탠다드	에센셜	울트라줌	●	●	●	●
반향음 환경	●				다이나믹 소음 제거	●			
차안에서의 대화 환경	●				어음 향상	●			
큰 소음 속 어음 환경	●				에코블럭	●			
음악 환경	●	●			탭 컨트롤(더블 탭)*				
소음 환경	●	●	●		- 음성 인식 : Siri/구글 어시스턴트	●	●		
소음 속 어음 환경	●	●	●	●	- 스트리밍 일시중지/재시작	●	●		
조용한 환경	●	●	●	●	- 전화 수신/종료	●	●		
스트리밍 어음 + 마이크	●	●	●	●	스테레오줌	●	●		
스트리밍 음악 + 마이크	●	●	●	●	윈드블럭	●	●		
추가 프로그램					사운드릴렉스	●	●		
추가 가능한 프로그램 수	4	4	4	4	보션 센서 히어링*	●	●	●	
반향음 환경	●				듀오폰	●	●	●	
큰 소음 속 어음 환경	●	●			리얼 이어 사운드	●	●	●	
스피치 인 360°	●	●			로저와 방향성	●	●	●	
음악 환경	●	●	●	●	사운드리커버2	●	●	●	●
소음 환경	●	●	●	●	휘슬블럭	●	●	●	●
소음 속 어음 환경	●	●	●	●	노이즈블럭	●	●	●	●
조용한 환경	●	●	●	●	로저 다이렉트	●	●	●	●
음향 전환	●	●	●	●	사용자 선호 조절	●	●	●	●
사용자 프로그램	●	●	●	●	퀵싱크	●	●	●	●
스트리밍 프로그램					AOV 벤트	●	●	●	●
로저다이렉트 + 마이크	●	●	●	●	이명 적응용 잠음발생기	●	●	●	●
파트너마이크 + 마이크	●	●	●	●	자동 적응 관리자	●	●	●	●
블루투스 전화통화 + 마이크	●	●	●	●	환경음 조절	●	●	●	●
					채널	20	20	16	12

* Naída P-PR 제품만 사용 가능

피팅

	Naída P-PR Naída P-PR Trial P90/P70/P50/P30	Naída P-UP Naída P-UP Trial P90/P70/P50/P30
Phonak Target	7.1 이상	7.1 이상
Noahlink Wireless	●	●
NOAHLink		●
HI-PRO, HI-PRO2		●

무선 통신 포트폴리오

	Naída P-PR Naída P-PR Trial P90/P70/P50/P30	Naída P-UP Naída P-UP Trial P90/P70/P50/P30
무선 액세서리		
TV 커넥터	●	●
파트너마이크™	●	●
리모트컨트롤	●	●
로저		
로저 다이렉트™	●	●
앱		
마이포낙	●	●

음향 변수



Naída P-PR
Naída P-PR Trial

Naída P-UP
Naída P-UP Trial

음향 변수				
후크	슬림튜브 4.0	댐퍼가 있는 후크 (HE11 680), 댐퍼가 없는 후크 (HE11)	•	•
		좌/우 선택 가능, 5가지 길이 (00,0,1,2,3)	•	
이어피스(+슬림튜브)	돔	Cap dome	•	
		Open dome 3가지 사이즈 (S,M,L)	•	
		Vented dome 3가지 사이즈 (S,M,L)	•	
		Power dome 3가지 사이즈 (S,M,L)	•	
	슬림팁	아크릴	•	
		실리콘	•	
이어피스(+후크)	이어몰드		•	•

포낙 나이다 P Trial™

포낙 나이다 P Trial 보청기는 사용자의 요구사항에 맞게 설정하여 사용할 수 있습니다. 고객의 첫 방문 시 바로 시연할 수 있으며, 고객이 보청기를 수리중일 때 대여해줌으로써 불편함을 해소할 수 있습니다. 나이다 P trial 보청기에는 로저 송신기(02)가 사전에 설치되어 있어 모든 로저 송신기와 연결하여 손쉽게 로저를 시연할 수 있습니다.

포낙 충전기 BTE RIC

나이다 P-PR은 충전의 이점뿐만 아니라 파라다이스의 모든 기능을 가지고 있습니다. 고객은 스트리밍*을 포함하여 하루 종일 청취가 가능합니다.

포낙 충전기 BTE RIC

- 이어몰드를 위한 넉넉한 공간
- USB-C 케이블
- 충전 중 보청기 상태표시등



* 블루투스 클래식 스트리밍 (전화통화, 음악 청취 등) 4시간, TV커넥터 스트리밍 4시간을 포함하여 총 16시간 사용이 가능합니다. 배터리 사용 시간은 사용자의 청력, 피팅 상태 등에 따라 상이할 수 있습니다.



027-0623-02/V1.00/2020-11/hc © 2020 Sonova AG. All rights reserved.

