



① Gegevens

Firma naam:		Audicien:	
Adres:		Besteldatum:	Opdracht nummer:
PC:	Plaats:	Naam cliënt:	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> V
E-mail:		Cliënt nummer:	

② Hoe voorkom ik vertraging van mijn bestelling?

- Voeg een audiogram toe voor AOV of geef zelf een venting aan. Indien niet bijgevoegd loopt de bestelling vertraging op.
 - Zorg dat alle velden zijn ingevuld. Bij onvolledig ingevuld formulier loopt de bestelling vertraging op.
 - Let op!!!! Bij air bone gap wordt AOV afgeraden. Kijk in de Target software wat de voorgestelde venting is.
 - Maak een goede afdruk. Tip: Gebruik de **EasyView Otoblock** voor een beter resultaat. Kijk op www.phonakpro.nl voor meer info.
 - Geef Phonak toestemming om hoortoestel één schaaltype groter te maken als gekozen schaaltype niet mogelijk is.
- Akkoord dat hoortoestel één schaaltype groter wordt
 Niet akkoord dat hoortoestel één schaaltype groter wordt. Het risico is dat de bestelling vertraging oploopt

③ Venting

Eigen keus	R <input type="checkbox"/> ____ mm L <input type="checkbox"/> ____ mm Zie Target software voor voorgestelde venting
AOV voeg audiogram toe	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L Let op!!!! bij air bone gap wordt AOV afgeraden

④ Prestatie niveau M90 M70 M50 M30

⑤ Uitvoering

Optie <input checked="" type="checkbox"/> =Standaard optie	
Drukknop	<input checked="" type="checkbox"/>
Afstandsbediening optie	<input checked="" type="checkbox"/>
Volumeregelaar	<input type="checkbox"/>
Power level	
M	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L
P	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L
SP	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L
UP	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L
Schaaltype	
ITC/HS=kanaal/half concha	Wordt altijd zo klein mogelijk uitgevoerd R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L
FS=concha	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L

⑥ Kleur =Standaard optie

Kleur faceplate	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart <input type="checkbox"/> Pink <input type="checkbox"/> Cacao <input type="checkbox"/> Bruin
Kleur schaal	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart <input type="checkbox"/> Pink <input type="checkbox"/> Cacao <input type="checkbox"/> Bruin <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Transparant <input type="checkbox"/> Transparant rood/blauw (R/L)
Filter	<input type="checkbox"/> C-stop <input type="checkbox"/> Anders:
Trekkoord	<input type="checkbox"/>

⑦ Uw opmerkingen:



① Gegevens

Firma naam:		Audicien:	
Adres:		Besteldatum:	Opdracht nummer:
PC:	Plaats:	Naam cliënt:	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> V
E-mail:		Cliënt nummer:	

② Hoe voorkom ik vertraging van mijn bestelling?

- Voeg een audiogram toe voor AOV of geef zelf een venting aan. Indien niet bijgevoegd loopt de bestelling vertraging op.
- Zorg dat alle velden zijn ingevuld. Bij onvolledig ingevuld formulier loopt de bestelling vertraging op.
- Let op!!!! Bij air bone gap wordt AOV afgeraden. Kijk in de Target software wat de voorgestelde venting is.
- Maak een goede afdruk. Tip: Gebruik de **EasyView Otoblock** voor een beter resultaat. Kijk op www.phonakpro.nl voor meer info.
- Geef Phonak toestemming om hoortoestel één schaaltype groter te maken als gekozen schaaltype niet mogelijk is.

Akkoord dat hoortoestel één schaaltype groter wordt

Niet akkoord dat hoortoestel één schaaltype groter wordt. Het risico is dat de bestelling vertraging oploopt

③ Venting

Eigen keus	R <input type="checkbox"/> ____ mm L <input type="checkbox"/> ____ mm	Zie Target software voor voorgestelde venting
AOV voeg audiogram toe	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L	Let op!!!! bij air bone gap wordt AOV afgeraden

④ Prestatie niveau M90 M70 M50 M30

⑤ Uitvoering

M-312 NW O

M-10 NW O

Optie	Één optie mogelijk	Één optie mogelijk
EasyPhone/Drukknop/Ringleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EasyPhone/Drukknop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MiniControl/RingLeiding		<input type="checkbox"/>
MiniControl		<input type="checkbox"/>
Volumeregelaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Power level

M	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L
P	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L
SP	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L

Schaaltype

IIC=onzichtbaar in kanaal		R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L
CIC=compleet in kanaal		R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L
MC=mini kanaal	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L
ITC=kanaal	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L
HS=half concha	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L
FS=concha	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L

⑥ Kleur

Kleur faceplate	<input type="checkbox"/> Pink <input type="checkbox"/> Cacao <input type="checkbox"/> Bruin (<input type="checkbox"/> Zwart alleen voor M-10 NW O model)
Kleur schaal	<input type="checkbox"/> Pink <input type="checkbox"/> Cacao <input type="checkbox"/> Bruin <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Transparant <input type="checkbox"/> Transparant rood/blauw (R/L)
Filter	<input type="checkbox"/> C-stop <input type="checkbox"/> Anders:
Trekkoord	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> Lang (+5mm)

⑦ Uw opmerkingen: