

NVAB lijst Gehoorbescherming 2021

Zie blad 2 voor filters en filter eigenschappen

Phonak Serenity Choice™ Universeel

Uitvoering	Omschrijving	NVAB
Music 	Bescherm de oren bij concerten, clubs, uitgaansgelegenheden enz. Optimaal comfort. Minimale occlusie	101216
Hunting & Shooting 	Bescherm de oren tegen het piek-geluidsdrukkniveau van gewerschoten, explosieven, vuurwerk enz. Maakt het luisteren naar stemmen en achtergrondlawaai mogelijk. Minimale occlusie	101218
Motorsport 	Vermindert motorlawaai, lawaai door wind en luchturbulentie. Voorkomt gehoorschade tijdens motorsportevenementen	101220
Work 	Vermindert lawaai van zware apparatuur, machines en gereedschap. Geschikt voor doe-het-zelf-werk, tuinieren, schoonmaken	101217
Sleep 	Vermindert lawaai van liften, feestvierders, keukenlawaai, straatlawaai en de effecten van een snurkende partner	101219
Comfort 	Verbeter het concentratievermogen, vermindert stress en vermindert achtergrondlawaai	101221

Phonak Serenity Choice™ Plus Maatwerk

Uitvoering	Omschrijving		NVAB
Music 	Bescherm de oren bij concerten, clubs, uitgaansgelegenheden enz. Optimaal comfort. Minimale occlusie Opties: Mini (kanaal). Verschillende kleuren mogelijk	Acryl	101286
		Siliconen	101287
Hunting & Shooting 	Bescherm de oren tegen het piek-geluidsdrukkniveau van gewerschoten, explosieven, vuurwerk enz. Maakt het luisteren naar stemmen en achtergrondlawaai mogelijk. Minimale occlusie Opties: Full Shell, Mini (kanaal). Verschillende kleuren mogelijk	Acryl	101288
		Siliconen	101289
Motorsport 	Vermindert motorlawaai, lawaai door wind en luchturbulentie. Voorkomt gehoorschade tijdens motorsportevenementen Opties: Mini (kanaal). Verschillende kleuren mogelijk	Siliconen	101285
Work 	Vermindert lawaai van zware apparatuur, machines en gereedschap. Geschikt voor doe-het-zelf-werk, tuinieren, schoonmaken Opties: Full Shell, Mini (kanaal). Verschillende kleuren mogelijk	Acryl	101292
		Siliconen	101293
Sleep 	Vermindert lawaai van liften, feestvierders, keukenlawaai, straatlawaai en de effecten van een snurkende partner Opties: Mini (kanaal).	Siliconen	101290
Comfort 	Verbeter het concentratievermogen, vermindert stress en vermindert achtergrondlawaai Opties: Mini (kanaal). Verschillende kleuren mogelijk	Siliconen	101282
Swim 	Voorkomt binnendringen van water in het oor Opties: Full Shell.	Siliconen	101291
Fly 	Vermindert ruis en druk op het oor Opties: Full Shell, Mini (kanaal). Verschillende kleuren mogelijk	Acryl	101283
		Siliconen	101284

Phonak Serenity Choice™ Lektest

Uitvoering	Omschrijving	NVAB
ALT 	Met de ALT (<i>Acoustic Leakage tester</i>) kan u meten of de gehoorbescherming goed in het oor zit door middel van een lek test. De ALT werkt in combinatie met de Phonak ALT App. Alleen beschikbaar voor IOS (9.3>) producten. <i>LET OP!!! Bij nieuwe iPhone's is er een lightning naar 3.5 jack adapter nodig.</i>	N.V.T.
ALT - Met iPod 	Het is ook mogelijk om de ALT in combinatie met een iPod te bestellen. Dit als u niet in bezit bent van Apple producten of een complete oplossing gewenst is.	N.V.T.

Bestelformulier voor Serenity Choice™ Plus is te vinden via www.PhonakHelpdesk.nl onder 'Documenten'

Phonak Serenity Choice™ Maatwerk filters

Toepassing	Filter	T.b.v.	Aantal	NVAB
Music	Laag	KM 15  Acryl, Siliconen	per 10	101301
	Medium	KM 20  Acryl, Siliconen	per 10	101303
	Hoog	KM 25  Acryl, Siliconen	per 10	101304
Hunting & Shooting	Hoog (impuls)	KIM 9  Acryl, Silicone	per 10	101299
Motorsport	Medium	KI 20  Siliconen	per 10	101296
	Hoog	KI 25  Siliconen	per 10	101297
Work	Medium	KI 20  Acryl, Siliconen	per 10	101296
	Hoog	KI 25  Acryl, Siliconen	per 10	101297
	Max	KI 30  Acryl, Siliconen	per 10	101298
Comfort	Laag	KM 10  Siliconen	per 10	101300
Swim	Water	KR 5  Siliconen	per 10	101305
Fly	Laag	KM 16  Acryl, Siliconen	per 10	101302

Phonak Serenity Choice™ Maatwerk filter eigenschappen

Toepassing	Filter	T.b.v.	SNR* (dB)	Demping laag (dB)	Demping midden (dB)	Demping hoog (dB)	NRR** (dB)
Music	KM 15	Acryl	15	13	12	15	8
	KM 15	Siliconen	15	12	12	14	8
	KM 20	Acryl	17	18	17	15	10
	KM 20	Siliconen	17	18	17	15	9
	KM 25	Acryl	21	21	20	18	14
	KM 25	Siliconen	21	20	19	18	12
Motorsport	KI 20	Siliconen	22	19	20	23	16
	KI 25	Siliconen	25	21	22	25	17
Work	KI 20	Acryl	26	21	24	27	19
	KI 20	Siliconen	22	19	20	23	16
	KI 25	Acryl	28	23	25	30	21
	KI 25	Siliconen	25	21	22	25	17
	KI 30	Acryl	30	25	27	31	22
	KI 30	Siliconen	26	23	24	25	18
Comfort	KM 10	Siliconen			N.V.T.		
Swim	KR 5	Siliconen			N.V.T.		
Fly	KM 16	Acryl	15	13	12	15	8
	KM 16	Siliconen	15	12	12	14	8
				IPIL***			
				133dB	150dB	166dB	
Hunting & Shooting	KIM 9	Acryl		24	31.2	36.7	
	KIM 9	Siliconen		22.1	27.8	32.4	

*Singel Number Rating

**Noise Reduction Rating

***Impulsive Peak Insertion Loss

Bestelformulier voor Serenity Choice™ Plus is te vinden via www.PhonakeHelpdesk.nl onder 'Documenten'