

Phonak Fast Facts



Phonak Mini Charger

Hva er det?

Mini Charger er et lite og kompakt ladealternativ for Phonak Belong™ oppladbare høreapparater. På grunn av størrelsen tar den liten plass, slik at det er en ideell, liten lader å ta med seg som en ekstralader.

Hvorfor bruke den?

For kunder som ønsker en lader som er liten, kompakt og mer praktisk å ta med seg er Mini Charger den ideelle løsningen.

Hvordan brukes den?

Høreapparatene lades enkelt ved å koble dem til sporene i Mini Charger, og de slår seg av automatisk. Det grønne indikatorlyset blinker langsomt for å indikere lading. Når lysene slutter å blinke og lyser sammenhengende, er høreapparatene fulladet og klare til bruk. Ladetiden for et helt utladet høreapparat er 3 timer.



Hvis du ønsker mer informasjon om Phonak Belong oppladbare høreapparater og lademuligheter, kan du se mer på www.phonakpro.com/audeo-b eller ta kontakt med en representant fra Phonak.