

Når du kan fokusere på jobb,
ikke på å høre, life is on

Kommuniser

Den moderne arbeidsplassen kan være et utfordrende lyttemiljø. Det er også et sted der vellykket kommunikasjon er vesentlig for å lykkes.

Delta

Når du er rammet av hørselstap, blir du en ekspert i å unngå situasjoner hvor det er vanskelig å høre. Dette kan være tidkrevende og følelsesmessig utfordrende, og det begrenser ofte evnen til å delta og engasjere deg fullt ut med kollegene dine.

Bidra

Roger trådløse mikrofoner kan brukes sammen med moderne høreapparater, en løsning som hever din prestasjon og som gjør det enklere å samhandle på jobben.

Ny banebrytende MultiBeam Technology

Roger Select og Roger Table Mic II har MultiBeam Technology. Ved å bruke flere mikrofoner i ett og samme produkt, som peker i seks forskjellige retninger, beregnes og sammenlignes tale i en radius på 360°. Retningen med mest tydelig tale velges automatisk.

Life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi utviklet banebrytende hørselsløsninger som kan endre menneskers liv, sosialt og følelsesmessig. Life is on.

www.phonak.no



Roger™ trådløse
løsninger på jobb

Løser utfordrende lyttesituasjoner

Selv de kraftigste høreapparatene har begrensninger. Roger-porteføljen består av trådløse mikrofoner og mottakere. De plukker opp stemmen til den eller de som snakker, og sender lyden til mottakere(n) som er koblet til høreapparatene dine, slik at du hører tale tydelig både på avstand og i støy.

Roger-mikrofoner



Roger Table Mic II

Designet for møter. Flere mikrofoner kan kobles sammen for å dekke møter med mange deltakere.



Roger Select™*

En allsidig mikrofon som automatisk velger å ta inn talelyden fra personen som snakker, den har også Bluetooth® for telefonsamtaler.



Roger Pen™

En praktisk mikrofon med et bærbart design og Bluetooth for telefonsamtaler.

Roger-mottakere



Roger designintegreert

Festes på Phonak-høreapparater og utvalgte implantater.



Roger X

Universell minimottaker.




Roger MyLink

Halsslyngemottaker for høreapparater eller implantater med telespole.

I situasjoner med bakgrunnsstøy eller med avstand til lydkilden, utmerker Roger seg:

Møter med få deltakere




Selv møter med få deltakere kan være overveldende for de som bruker høreapparater. Plasser én bordmikrofon på møtebordet, og hør kollegene dine tydelig.

Møter med mange deltakere



I møter med mange deltakere vil flere Roger Table Mic II sørge for å plukke opp alle stemmer.

Møter med foredragsholdere



Når foredragsholderen har en Roger-mikrofon som fungerer med bordmikrofonen, kan du høre talen tydelig fra alle deltakerne.


Ytterligere situasjoner der Roger kan bidra til å overvinne kommunikasjonsutfordringer:

Samtaler på tomannshånd og i støy




Ved forstyrrende støy kan du henge en Roger-mikrofon rundt halsen til den du snakker med, eller feste den på kragen til vedkommende.

Multimedia



Videokonferansesystemer og Internett-samtaler brukes ofte på arbeidsplassen. Da kan du enkelt koble til din Roger-mikrofon med lydkabelen.

Telefonsamtaler



Ved å koble Roger Pen eller Roger Select til telefonen via Bluetooth kan du motta samtaler direkte gjennom høreapparatet eller implantatet.

* Roger Select er på tidspunktet denne brosjyren ble trykket ikke tilgjengelig via NAV.