



Roger™ i utfordrende lyttesituasjoner

Hør bedre i støy og på avstand

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Løser utfordrende lyttesituasjoner

Dagens høreapparatteknologi gjør en utmerket jobb med å forbedre taleoppfattelsen, men selv de kraftigste høreapparatene har sine begrensninger – spesielt i støyende omgivelser eller ved større avstander. I slike tilfeller kreves det fleksible trådløse mikrofoner som øker ytelsen og bistår deg med å høre bedre i utfordrende lyttesituasjoner. Det er her Rogers digitale trådløse portefølje utmerker seg.

Porteføljen består av mikrofoner og mottakere som fanger opp stemmen til den eller de som snakker, og overfører lyden trådløst til lytteren, samtidig som bakgrunnsstøy reduseres. Du hører tydeligere hva som blir sagt i møter eller sosiale sammenkomster, noe som gjør det lettere å oppfatte det som blir sagt.





Roger i utfordrende lyttesituasjoner

Enten du befinner deg i en restaurant, på jobb eller i avslappende omgivelser hjemme, vil taleforståelse være viktig for å leve et tilfredsstillende liv. Roger-teknologien kan hjelpe deg med å delta fullt ut i samtaler, uten at det oppstår stress og misforståelser som følge av forstyrrende bakgrunnsstøy.

Roger på jobb

I dag stilles det høye krav, spesielt til menneskers evne til å kommunisere. Møter medfører ofte krevende lyttesituasjoner for personer med hørselstap. Noen av de største utfordringene oppstår ved parallelle samtaler, støyende omgivelser eller når det er avstand mellom deg og de andre deltakerne rundt bordet.

Roger i privatlivet

Mange mennesker med hørselstap ønsker å høre bedre for å kunne oppfatte tale i travle, sosiale situasjoner. I disse situasjonene er Roger en ideell løsning for å hjelpe deg å holde kontakt med omverdenen, uavhengig av lyttesituasjon.

Hør bedre i støyende situasjoner med MultiBeam Technology


I teorien er det enkelt: Jo flere talte ord du kan forstå, desto mer glede vil du ha av kommunikasjonen.

MultiBeam Technology er en innovativ funksjon på Roger-mikrofonene fra Phonak. Den gjør det mulig for deg å oppleve svært god taleoppfattelse i gruppesamtaler, som for eksempel i forretningsmøter eller i støyende restauranter.

Ved å bruke flere mikrofoner i ett og samme produkt, som peker i seks forskjellige retninger, beregnes og sammenlignes tale i en radius på 360°. Retningen med mest tydelig tale velges automatisk. Resultatet: Taleoppfattelsen forbedres med opptil 61 % i en gruppesamtale med 75 dBA støy, sammenlignet med å bruke høreapparater alene¹.

MultiBeam Technology er nå tilgjengelig i Roger Table Mic II og Roger Select™.

¹ Basert på foreløpige data. Artikkel gjennomgått av fagfeller og Field Study News i forberedelse, er tilgjengelig i slutten av 2018 på www.phonakpro.com/evidence



MultiBeam Technology benytter flere mikrofoner i ett og samme produkt. Mikrofonene peker i seks ulike retninger, og velger automatisk å ta inn talelyden fra den personen som snakker.

Når du kan fokusere på jobb, ikke på å høre, life is on

Roger Table Mic II er en mikrofon dedikert til yrkesaktive som deltar i ulike møter.

Delta fullt ut i møter med mange deltakere

For å dekke et møte med mange deltakere, kan flere Roger Table Mic II jobbe sammen i et MultiTalker-nettverk. Med en rekkevidde på mer enn 20 meter, kan du delta fullt ut og ikke gå glipp av noe.

Velg lyttemetode i møter med mange deltakere

Noen møter er mer støyende enn andre. Med den justerbare rekkevidden kan du tilpasse lyttekomforten og selv velge hvordan du vil høre. Velg bred/stor rekkevidde ved lite bakgrunnsstøy, eller en fokusert/liten rekkevidde ved mye bakgrunnsstøy.



Designet for brukervennlighet

Roger Table Mic II kan fungere helautomatisk, noe som gjør den enkel å bruke. Med en batterilevetid på 16 timer*, vil den lett vare en hel arbeidsdag.

Designet gjør at den blir et naturlig supplement til resten av møteutstyret. For ytterligere diskret bruk kan du velge å betjene bordmikrofonen med en fjernkontroll.

* Med 16 timers batterilevetid varer Roger Table Mic II en full arbeidsdag, se datablad for Roger Table Mic II.

Vær i sentrum av samtalen, life is on

Roger Select* er en allsidig mikrofon som er ideell for stasjonære situasjoner med bakgrunnsstøy, som for eksempel i en restaurant.

Vær en del av hele samtalen

Når mikrofonen plasseres midt på bordet, velger den automatisk den personen som snakker, og bytter sømløst fra én taler til en annen.

Ha styringen, velg hvem du skal lytte til

I situasjoner der flere samtaler finner sted samtidig, kan du ved ett enkelt tastetrykk, selv velge hvilken(-n) person(er) du vil lytte til, og dermed velge hvilken samtale du ønsker å fokusere på.

* Roger Select er på tidspunktet denne brosjyren ble trykket ikke tilgjengelig via NAV.



Nyt verdifulle øyeblikk

Venner og familie kan enkelt feste Roger Select på klærne eller henge den rundt halsen, slik at du tydelig kan delta og nyte alle verdifulle øyeblikk.

Se på TV og bruk telefonen handsfree

Roger Select har bredbånds-Bluetooth® for telefonsamtaler, og den kan streame lyd fra TV-er, musikkspillere, datamaskiner og mer.

Flere Roger-mikrofoner

I tillegg til de nye mikrofonene: Roger Table Mic II og Roger Select, finnes det også andre fleksible Roger-mikrofoner som kan være løsningen for dine behov.



Roger Pen™

Roger Pen er en praktisk mikrofon for ulike lytte-situasjoner. Takket være det bærbare designet, kan den enkelt brukes over lengre avstander og i situasjoner med mye støy. Den har bredbånds-Bluetooth for telefon-samtaler.



Roger EasyPen

Roger EasyPen er en effektiv, men enkel mikrofon med kun to knapper. Dette passer for deg som ønsker en enkel og intuitiv mikrofon, uten å kompromisse med full Roger-ytelse.



Roger Clip-On Mic

Roger Clip-On Mic er en liten mikrofon designet for samtaler på tomannshånd. Den er utstyrt med en retningsmikrofon som gjør at du kan fokusere på det samtalepartneren din sier.





Roger-mottakere

Med tre forskjellige mottakere finnes det nesten alltid en tilgjengelig Roger-løsning for deg, uansett hvilken type/merke høreapparater eller implantater du har.



Roger designintegreerte mottakere

Disse er konstruert for å kunne festes på Phonak-høreapparater. De er også tilgjengelige for utvalgte cochleaimplantater fra Advanced Bionics, Cochlear og MED-EL.



Roger X

Denne lille universelle Roger-mottakeren er kompatibel med mange bak-øret-apparater, cochleaimplantater og streamere.



Roger MyLink

Denne Roger-mottakeren med halsslynge fungerer med alle høreapparater og cochleaimplantater som har telespole.

Roger på jobb

Uansett hvilken situasjon du er i, er Roger-mikrofoner alltid enkle å bruke. De gjør det mulig for deg å kommunisere, delta og bidra fullt ut på jobb.



Møter med få deltakere


Selv møter med få deltakere kan bli overveldende for de som bruker høreapparater. Plasser én bordmikrofon på møtebordet, og du vil høre kollegene dine bedre*.

* Basert på foreløpige data. Artikkel gjennomgått av fagfeller og Field Study News i forberedelse, er tilgjengelig i slutten av 2018 på www.phonakpro.com/evidence



Møter med mange deltakere

Hvis du deltar i møter med mange deltakere, vil bruk av flere bordmikrofoner samtidig sørge for å plukke opp alle stemmene rundt bordet. Du kan kombinere så mange Roger Table Mic II som nødvendig. De overfører tale til høreapparatene dine, uavhengig av hvor stemmen kommer fra.




Møter med foredragsholdere

Foredragsholdere står ofte langt unna møtebordet. Når foredragsholderen har en Roger-mikrofon som fungerer med bordmikrofonen, kan du høre talen tydelig både fra foredragsholderen og møtedeltakerne.




Samtaler på tomannshånd og i støy

Ved forstyrrende støy er det mest effektivt å henge en Roger-mikrofon rundt halsen til den du snakker med, eller feste den på kragen til vedkommende.



Multimedia

Teknologier som videokonferansesystemer og Internettssamtaler, brukes ofte på arbeidsplassen. Roger-mikrofoner gjør det enkelt å høre lyd også fra multimediaeenheter. Du kobler enkelt til Roger-mikrofonen ved hjelp av den medfølgende lyd-kabelen, og får dermed lyden rett i ørene.



Telefonsamtaler

Telefonsamtaler kan være en stor utfordring for personer med hørselstap. Ved å koble Roger Pen eller Roger Select til telefonen eller datamaskinen via Bluetooth eller kabel, kan du motta samtaler direkte gjennom høreapparatet eller cochleaimplantatet.

Roger i privatlivet

Roger-teknologi gir gnisten tilbake til det sosiale livet ditt, og hjelper deg med å kommunisere uansett bakgrunnsstøy eller lyttemiljø.



Middag med venner og familie

Middagsbord og restauranter kan ofte skape lytteutfordringer takket være den komplekse blandingen av prat, bakgrunnsmusikk og klirring med bestikk og glass. Roger Select reduserer disse distraherende støykildene betraktelig, for at du skal få med deg hvert ord som blir sagt.




På fest

Når musikk spilles samtidig som folk snakker og ler, leverer Roger samtalen direkte inn i ørene dine. Roger Pen er ideell for slike lyttesituasjoner. Med sitt penn-lignende design er den både diskret og enkel å bruke.



Hjemme

I hjemmet reduserer en Roger-mikrofon distraherende bakgrunnsstøy, som skrangling med kjøkkenutstyr eller bråk fra TV-en. Dette lar deg nyte samtaler med familiemedlemmer og venner.



Telefonsamtaler

Bli glad i å snakke i telefonen ved å koble Roger Pen eller Roger Select til telefonen eller datamaskinen, via Bluetooth eller kabel.



I bilen

Motorlyder, støy fra trafikken og passasjerer som er vendt bort fra deg, gjør det utfordrende å gjennomføre en samtale. Ved å lede talerens ord direkte inn i øret ditt, hjelper Roger deg med å overvinne kommunikasjonsutfordringer. Å ha en samtale i bilen blir hyggelig igjen.



Se på TV

Roger-mikrofoner kan enkelt kobles til TV-ens lydutgang. På denne måten kan du høre favorittprogrammene dine uten å måtte skru opp volumet på TV-en.

Finn ut hvilken Roger-mikrofon som passer for dine lyttebehov



Ta det neste steget for å finne ut hvilket Roger-system som er best for deg. Snakk med din audiograf, eller les mer på www.easyguide.phonakpro.com





Neste trinn

Delta og bidra i samtalen uten problemer i situasjoner som involverer kolleger, venner og familie. Roger sørger for at du hører lyd av høy kvalitet, slik at du kan fokusere på samtalen og ikke på å høre.

Økonomisk dekning

Roger-systemer som behøves i jobbsammenheng, dekkes av staten for alle som har høreapparat. I Norge dekker staten også hørselsteknisk utstyr til bruk i privat sammenheng. Hjelpemiddelsentralen, hørselskontakten i din kommune og/eller audiografen din kan hjelpe deg med å søke.

Ønsker du å vite mer om hvilke Roger-løsninger som dekker dine behov? Snakk med din audiograf, eller les mer på **www.phonak.no**

Life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi utviklet banebrytende hørselsløsninger som kan endre menneskers liv, sosialt og følelsesmessig. Life is on.

www.phonak.no