

# Formularz zamówienia wkładek indywidualnych Ermold 4.0

## Krok 1 - szczegóły zamówienia

Nazwa firmy: \_\_\_\_\_


Telefon kontaktowy: \_\_\_\_\_

Data zamówienia: \_\_\_\_\_

Kod pacjenta: \_\_\_\_\_

Nazwisko protetyka: \_\_\_\_\_

## Krok 2 - audiogram



## Krok 3 - rodzaj wkładki

	Kanałowa (CU) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P
	Pazur (CL) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P
	Odwrotny pazur (HL) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P
	Pólszkieletowa (SS) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P
	Szkieletowa (SK) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P
	Wydrążona półmatłżowina (HC) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P
	Pełna wybrana (SC) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P
	Pełna (SU) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P
	CROS B (CB) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P

## Krok 4 - opcje

Materiał	Akrylowa (062-0001)	<input type="checkbox"/>
	Silikonowa (062-0018)	<input type="checkbox"/>
Kolor	Przezroczysta (21)	<input checked="" type="checkbox"/> (S)
	Różowa (T)	<input type="checkbox"/>
Łącznik	Brązowa przezroczysta (N)	<input type="checkbox"/>
	QuickSnap (TLG)*	<input type="checkbox"/>
	Kołanko klasyczne (ATC)	<input type="checkbox"/>
Dźwiękowód	Plastikowa blokada dźwiękowodu (TRS)**	<input type="checkbox"/>
	Standardowy (13M)	<input checked="" type="checkbox"/> (S)
	Gruby (13T)	<input type="checkbox"/>
	Suchy (13D)	<input type="checkbox"/>
SlimTube	Suchy, gruby (13W)	<input type="checkbox"/>
	SlimTube Cut (STC4)	<input type="checkbox"/>
Wielkość otworu wentylacyjnego	AOV (wprowadź audiogram)	<input checked="" type="checkbox"/> (S)
	Niestandardowy	Lewy: _____ mm Prawy: _____ mm
Uchwyt do wyjmowania (RF)	Przezroczysty (21)	<input type="checkbox"/>
	Wydłużony o 5 mm (RFE)	<input type="checkbox"/>
Długość dźwiękowodu SlimTube	Długość 00/0/1/2/3	Lewy: _____ Prawy: _____

\*Kompatybilny z przewodami łączącymi 13M i 13T

\*\*Kompatybilna z przewodami łączącymi 13T i 13W (tylko silikonowe)

## Krok 5 - preferencje

Wskaż, z jakim aparatem dopasowano zamówioną wkładkę.

Model: \_\_\_\_\_

Dodatkowe instrukcje:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Formularz zamówienia wkładek indywidualnych Ermold 4.0

## Dodatkowe informacje

### Akustycznie optymalizowana wentylacja (AOV)


Zalecamy wybranie AOV. Dobierzemy odpowiednią średnicę i rodzaj otworu wentylacyjnego na podstawie audiogramu / kształtu małżowiny / reduktora sprężenia zwrotnego i wymaganego wzmocnienia niskich częstotliwości. Do obliczenia AOV wymagany jest audiogram pacjenta.

### Długość trzpienia

Krótki trzpień — do pierwszego zakrętu

Średni trzpień — między pierwszym a drugim zakrętem

Długi trzpień — do drugiego zakrętu




### SlimTube Cut (STC4)

Do małych uszu z wąskimi przewodami słuchowymi oferujemy dźwiękowód typu SlimTube Cut.

SlimTube Cut (STC4) to dźwiękowód typu slim bez łącznika. Dźwiękowód SlimTube Cut jest kompatybilny z aparatami słuchowymi Marvel i nowszymi. Nie jest kompatybilny wstecznie z aparatami słuchowymi Belong i starszymi.

### Długość dźwiękowodu

Zmierz długość dźwiękowodu i wybierz odpowiedniej długości dźwiękowód SlimTube. W przypadku obuusznego dopasowania zmierz długość dla obojga uszu.



### Łącznik QuickSnap (TLG)

System QuickSnap to wymienny dźwiękowód wkładki indywidualnej z łącznikiem. System jest odpowiedni zarówno do silikonowych, jak i akrylowych wkładek indywidualnych oraz jest kompatybilny z przewodami łączącymi 13M i 13T.

### Kolanko klasyczne (ATC)

Kolanko klasyczne to małe kolanko do łączenia dźwiękowodu. Jest użyteczne zwłaszcza w przypadku małych uszu z wąskimi przewodami. ATC można wykorzystywać zarówno z wkładkami silikonowymi, jak i akrylowymi. Jest on kompatybilny ze wszystkimi rodzajami dźwiękowodów.

### Plastikowa blokada dźwiękowodu (TRS)

Do silikonowych wkładek oferujemy plastikową blokadę dźwiękowodu. Jest przeznaczona do połączenia dźwiękowodu bez użycia kleju.

### Specjalne kolory

Na życzenie oferujemy wkładki w różnych kolorach. Wystarczy nas o tym poinformować w polu komentarza.

### Preferencje

Jeśli masz jakieś specjalne wymagania, poinformuj nas o tym.

**Administratorem** Państwa danych osobowych jest Sonova Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa nr tel. 22 7491900.

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, firma i jej adres, zawód) zostały nam podane bezpośrednio przez Państwa (w przypadku, gdy prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza) lub przez Państwa pracodawcę (w przypadku wykonywania pracy na rzecz podmiotu będącego naszym kontrahentem), jako dane kontaktowe w celach związanych z łączącą nas (bądź z Państwa pracodawcą) współpracą handlową. Informacje te mogą być przekazywane drogą telefoniczną, pocztą bądź za pośrednictwem e-mail.

**Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych** w wyżej wymienionym celu jest łącząca nas umowa (w przypadku, gdy Państwo prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą) lub nasz prawnie uzasadniony interes (w przypadku, gdy przetwarzamy dane Państwa jako pracownika naszego kontrahenta oraz gdy dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń).

Co do zasady **Państwa dane osobowe przechowujemy** do czasu zakończenia współpracy handlowej, w ramach której zostały zebrane lub do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto dane osobowe mogą być przechowywane do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, **mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec** przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa sprzeciw zostanie uwzględniony, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności.

**Mają Państwa prawo także:** (1) zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych, (2) zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących Państwa danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane, (3) otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam Państwo przekazali oraz - o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany, (4) zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy, (5) zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, (6) zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi, (7) wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: dane.osobowe@sonova.com lub adres siedziby Administratora podany powyżej.

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora. Podane dane osobowe nie podlegają żadnej czynności profilowania.

**Odbiorcami** przetwarzanych przez Administratora danych osobowych mogą być spółki z grupy kapitałowej do której należy Administrator, w tym także spółki mające siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie tych danych następuje jedynie w wewnętrznych celach korporacyjnych lub w celu zapewnienia technicznej obsługi serwisu SAP.

W takich przypadkach dopilnujemy stosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu chronienia Państwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów prawnych, takich jak Standardowe klauzule umowne UE.