

**Krok 1 - Dane**

Dane firmy:

Telefon kontaktowy: \_\_\_\_\_



Nazwisko protetyka: \_\_\_\_\_

Kod użytkownika: \_\_\_\_\_

Data zamówienia: \_\_\_\_\_

Data dostarczenia: \_\_\_\_\_

**Krok 2 - Audiogram WYMAGANY do AOV !**



Struktura małżowiny Miękka Średnia Szttywna

Poziom doświadc. 0-6 m-cy 0,5 - 3 lat 3 - 6 lat 6 lat +

**Krok 3 - Poziom możliwości**  Q15  Q10

Brak f. bezprzewodowych  
Brak modelu nano IIC

Strona	Styl obudowy					Rodzaj aparatu	Poziom mocy				Opcje		
	CIC	MC	ITC	HS	FS		M (40/112)	P (50/118)	SP (60/122)	UP (70/130)	PS	VC	TC
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>10 Wszekhier.</b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>312 Kierunkowy</b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<b>13 Kierunkowy</b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Standard  Opcja PS = Przelącznik programów TC = Cewka indukcyjna VC = Potencjometr

Bezprzewodowe akcesoria

Odbiornik MyLink +



Wymagana cewka indukcyjna

**Krok 4 - opcje produktów**

Kolor płytki:  Różowy 26  Kakaowy 22  Jasnobrązowy 14  Brązowy 28

Kolor obudowy:  Różowy 26  Kakaowy 22  Jasnobrązowy 14  Brązowy 28  Nieb./Czerw.

Uchwyt do wyjmowania:  Przejrzysty 21  Brązowy 28  Jasnobrązowy 14

Wentylacja:  AOV | **wymagany audiogram\***  Określona \_\_\_\_\_ mm \_\_\_\_\_ mm

Filtry:  SmartGuard \*  Cerustop

\* niedostępne dla SP i UP

**Krok 5 - Specjalne instrukcje, potrzeby, życzenia**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Krok 1 – Szczegóły zamówienia**

Prosimy wypełnić dokładnie dane zamówienia

**Krok 2 – Audiogram ! Wymagany do AOV !**

AOV = Akustycznie Optymalizowana Wentylacja

Phonak ustali właściwą średnicę i rodzaj wentylacji uwzględniając: audiogram/ kształt kanału/ tłumik sprzężenia oraz wymagane wzmocnienie niskich częstotliwości.


AOV to zalecany rodzaj wentylacji. Obowiązkowo należy podać dane audiometryczne.

Prosimy też ocenić strukturę małżowiny.

**Krok 3 – Poziom możliwości**

Najpierw wybierz poziom możliwości : Q15

Wybierz model aparatu zaczynając od żądanego rozmiaru baterii oraz bezprzewodowych opcji.

Wybierz stronę: 

a następnie styl obudowy:

(IIC / CIC / MC / ITC / HS / FS)

Wybierz poziom mocy: S / M / P / SP / UP

i opcje kontroli:

przełącznik programów, głośność, T-cewka

**Krok 4 – Opcje produktu**

Określ dla obudowy i płytki czołowej

Kolory / Wentylację/ System przeciwwoskowinowy



**Krok 5 – Specjalne instrukcje, potrzeby, życzenia**

Określ swoje preferencje, które pomogą przyspieszyć proces produkcyjny i zredukują liczbę rozmów telefonicznych prowadzonych w celach wyjaśniających

**Styl obudowy**



**Poziom mocy**



Poziomy mocy - wskazówki

Kiedy decydować się na inny poziom mocy i jakie są skutki uboczne;

- M Ubytki od lekkiego do średniego (mniejsza słuchawka pozwala na większą wentylację i najlepszą miniaturyzację aparatu)
- P Ubytki od średniego do ciężkiego (średnia wentylacja w połączeniu ze średnią mocą dają najlepszy efekt estetyczny)
- SP Ubytki ciężkie (słuchawka power zapewnia dodatkowe wzmocnienie) powinna być użyta tylko w tej klasie ponieważ większa słuchawka może mieć wpływ na wielkość aparatu
- UP Głębokie ubytki (słuchawka takich rozmiarów może być stosowana w modelach HS i FS)

**Administratorem** Państwa danych osobowych jest Sonova Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa nr tel. 22 7491900.

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, firma i jej adres, zawód) zostały nam podane bezpośrednio przez Państwa (w przypadku, gdy prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza) lub przez Państwa pracodawcę (w przypadku wykonywania pracy na rzecz podmiotu będącego naszym kontrahentem), jako dane kontaktowe w celach związanych z łączącą nas (bądź z Państwa pracodawcą) współpracą handlową. Informacje te mogą być przekazywane drogą telefoniczną, pocztą bądź za pośrednictwem e-mail.

**Podstawą przetwarzania** Państwa danych osobowych w ww. celu jest łącząca nas umowa (w przypadku, gdy Państwo prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą) lub nasz prawnie uzasadniony interes (w przypadku, gdy przetwarzamy dane Państwa jako pracownika naszego kontrahenta oraz gdy dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń).

Co do zasady Państwa **dane osobowe przechowujemy** do czasu zakończenia współpracy handlowej, w ramach której zostały zebrane lub do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto dane osobowe mogą być przechowywane do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, **mogą Państwo wnieść sprzeciw** wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa sprzeciw zostanie uwzględniony, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności.

**Mają Państwa prawo** także: (1) zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych, (2) zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących Państwa danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane, (3) otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam Państwo przekazali oraz - o ile jest to technicznie możliwe - zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany, (4) zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy, (5) zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, (6) zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi, (7) wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: **dane.osobowe@sonova.com** lub adres siedziby Administratora podany powyżej.

**Odbiorcami** przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora. Podane dane osobowe nie podlegają żadnej czynności profilowania.

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych mogą spółki z grupy kapitałowej do której należy Administrator, w tym także spółki mające siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie tych danych następuje jedynie w wewnętrznych celach korporacyjnych lub w celu zapewnienia technicznej obsługi serwisu SAP. W takich przypadkach dopilnujemy stosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu chronienia Państwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów prawnych, takich jak Standardowe klauzule umowne UE.