

### Krok 1 - Szczegóły zamówienia



Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Nazwisko protetyka:

Kod użytkownika:

Data zamówienia:



HL = próg słyszenia UCL = próg dyskomfortu

### Krok 2 - Opcje produktu

Poziom możliwości:  B90

B70

Kolor płytki czołowej:  Czarny (06)

Różowy (26)

Kakaowy (22)

Powierzchnia obudowy:  Standardowa

Zwiększona szorstkość

Uchwyt do wyjmowania  Żyłka

Żyłka wydłużona o + 5 mm

#### Najmniejszy możliwy

#### Opcje na zaciemnionym tle zwiększają rozmiar urządzenia

Poziom mocy:  M

P

SP

Wygląd:  Najmniejszy możliwy rozmiar, niezależnie od symetrii (SX)

Obudowa symetryczna (SY)

Titanium FitGuide (FG) Lewy: \_\_\_\_\_ Prawy: \_\_\_\_\_

System antywoszczynowy:  Cerustop (CS)

SmartGuard (SG)

HF 3 (H3)

Wentylacja:  AOV (Akustycznie Optymalizowana Wentylacja)

AOV-O (otwarta - redukcja okluzji)

Zewnętrzna (ekwiwalentna do 0,8 mm)


Dopasowane do pacjenta Lewy: \_\_\_\_\_ mm Prawy: \_\_\_\_\_ mm

Opcje wejścia:

Cewka telefoniczna (TC)

Mini Control bez przycisku (DT5)

EasyPhone z przyciskiem (DT6)



Wraz z zamówionym aparatem zamawiam 1 szt. EasyView Otoblock za 1PLN netto w rozmiarze:

L  M  S

Nie zamawiam

Specjalne wymagania:

Proszę o telefon

### Krok 1 - Szczegóły zamówienia

- Prosimy wypełnić dane zamówienia
- Wpisać datę zamówienia
- Wpisać audiogram (wymagany przy AOV i AOV-O)

### Krok 2 - Opcje produktu

- Wybierz poziom możliwości
  - B90 = Klasa pierwsza
  - B70 = Klasa biznes
- Wybierz kolor płytki czołowej
- Wybierz opcje produktu indywidualnego
- Wykorzystaj krótszą ścieżkę, by w szybszy sposób zamówić możliwie najmniejszy produkt
- Opcje na zacienionym tle zwiększają rozmiar urządzenia
- Wpisz informacje na temat specjalnych wymagań

### AOV/AOV-O

AOV = Akustycznie Optymalizowana Wentylacja  
Phonak ustali odpowiednie parametry wentylacji na podstawie audiogramu /kształtu obudowy/przeciwdziałania sprężeniom i wymaganego wzmocnienia niskich częstotliwości.

AOV-O = Akustycznie Optymalizowana Wentylacja Otwarta  
Ta szczególna wentylacja jest bardziej otwarta i rekomendowana dla początkujących użytkowników oraz pacjentów wrażliwych na okluzję.

### Symetryczna/asymetryczna obudowa

Ludzkie przewody słuchowe nie są symetryczne. Dlatego też obuusznie dopasowane wewnętrzne aparaty słuchowe nie zawsze będą tego samego rozmiaru. Nie zawsze też będą umieszczone w tym samym miejscu w uchu.

Jako opcję możemy zaprojektować dwa aparaty słuchowe, które będą podobnie wyglądały w uchu, co może spowodować, że jeden z nich nie będzie tak mały jak to jest możliwe. Można to zaznaczyć w opcji „Obudowa symetryczna (SY)”.

Typ obudowy:


- IIC
- CIC



### Poziom mocy

Aparaty słuchowe Virto B-Titanium są zaprojektowane tak, by były możliwie najmniejsze

- Poziom mocy P/SP zwiększa rozmiar
- AOV-O można stosować do ubytków słuchu nie przekraczających 40dB



### Titanium FitGuide


Zmierz głębokość możliwego umieszczenia. Aparat będzie wykonany z uwzględnieniem wyznaczonej wartości FitGuide.

- Strona M - Dla aparatów ze słuchawką M
- Strona P - Dla aparatów ze słuchawką P
- Modele ze słuchawką SP wykonywane będą bez informacji z FitGuide

### Pobieranie wycisku

Rekomendacje dotyczące pobierania głębokiego wycisku:

- 1 Użyj EasyView Otoblock
- 2 Użyj masy Dreve Otoform A softX 25 shore A (#2956)
- 3 Zawsze wypełnij masą wyciskową całą małżowinę
- 4 Wcięcie międzyskrawkowe musi być widoczne
- 5 Długość wycisku musi być co najmniej równa wyznaczonej wartości FitGuide



**Administratorem** Państwa danych osobowych jest Sonova Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa nr tel. 22 7491900.

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, firma i jej adres, zawód) zostały nam podane bezpośrednio przez Państwa (w przypadku, gdy prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza) lub przez Państwa pracodawcę (w przypadku wykonywania pracy na rzecz podmiotu będącego naszym kontrahentem), jako dane kontaktowe w celach związanych z łączącą nas (bądź z Państwa pracodawcą) współpracą handlową. Informacje te mogą być przekazywane drogą telefoniczną, pocztą bądź za pośrednictwem e-mail.

**Podstawą przetwarzania** Państwa danych osobowych w ww. celu jest łącząca nas umowa (w przypadku, gdy Państwo prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą) lub nasz prawnie uzasadniony interes (w przypadku, gdy przetwarzamy dane Państwa jako pracownika naszego kontrahenta oraz gdy dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń).

Co do zasady Państwa **dane osobowe przechowujemy** do czasu zakończenia współpracy handlowej, w ramach której zostały zebrane lub do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto dane osobowe mogą być przechowywane do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, **mogą Państwo wnieść sprzeciw** wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa sprzeciw zostanie uwzględniony, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności.

**Mają Państwa prawo** także: (1) zażądać, abyśmy udzieliли bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych, (2) zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących Państwa danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane, (3) otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam Państwo przekazali oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany, (4) zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy, (5) zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, (6) zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi, (7) wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail:

**dane.osobowe@sonova.com** lub adres siedziby Administratora podany powyżej.

**Odbiorcami** przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora. Podane dane osobowe nie podlegają żadnej czynności profilowania.

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych mogą spółki z grupy kapitałowej do której należy Administrator, w tym także spółki mające siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie tych danych następuje jedynie w wewnętrznych celach korporacyjnych lub w celu zapewnienia technicznej obsługi serwisu SAP. W takich przypadkach dopilnujemy stosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu chronienia Państwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów prawnych, takich jak Standardowe klauzule umowne UE.