

# Phonak Fast Facts



## Phonak Audéo™ B-Direct

### Czym jest?

Phonak Audéo™ B-Direct to pierwszy aparat Made For All (MFA) marki Phonak zapewniający bezpośrednią łączność z dowolnym telefonem komórkowym\* bez konieczności wykorzystania noszonego na ciele urządzenia do przekazu strumieniowego. Wykorzystujący SWORD™ - stworzony przez markę Phonak chip radiowy 2,4 GHz - oraz platformę Belong, Audéo™ B-Direct rozszerza ofertę Phonak o rozwiązanie z bezpośrednią łącznością.

### Dlaczego warto go używać?

Audéo™ B-Direct zapewnia:

- bezpośrednie połączenie z dowolnym telefonem z Bluetooth\*, niezależnie od marki czy zastosowanego w nim systemu operacyjnego
- rozmowy telefoniczne bez użycia rąk. Użytkownicy słyszą dzwoniący telefon bezpośrednio w aparatach słuchowych i mogą odebrać rozmowę nawet nie dotykając telefonu
- automatyczne połączenie z TV Connector co pozwala na odbiór doskonałej jakości sygnału stereo z TV
- balans środowiskowy, który pozwala dostosować poziom głośności otaczających dźwięków w stosunku do sygnału strumieniowego.



### Jak go używać?

Audéo B-Direct jest programowany za pomocą urządzenia Noahlink wireless oraz programu Target w wersji 5.2 lub nowszej. Po zaprogramowaniu jest gotowy do bezpośredniego połączenia z dowolnym telefonem komórkowym\* z Bluetooth. Aby odebrać lub odrzucić połączenie wystarczy przycisnąć przycisk zmiany programów aparatu słuchowego. Jeśli telefon pozostaje w zasięgu, możliwe jest wykonywanie rozmowy bez użycia rąk. Połączenie z TV jest niezwykle proste, wystarczy połączyć i korzystać. Aparaty będące w zasięgu, automatycznie łączą się z urządzeniem TV Connector zapewniając doskonałe wrażenia słuchowe.

\*z technologią Bluetooth® 4.2 i większością starszych telefonów z Bluetooth

Aby uzyskać więcej informacji o Phonak Audéo™ B-Direct przejdź do [www.phonakpro.pl/audeo-b-direct](http://www.phonakpro.pl/audeo-b-direct) lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem marki Phonak.