

# Phonak – fakty



## iCube II

### Czym jest?

iCube II to bezkablone urządzenie do dopasowania przekazujące beprzewodowo dane dopasowania z komputera do aparatów słuchowych pacjenta. Może być używane z każdym bezprzewodowym aparatem słuchowym firmy Phonak (Venture, Quest, Spice+ oraz Spice).

### Dlaczego warto używać?

Dzięki iCube II cały proces dopasowania przebiega szybko, sprawnie i bez kabli. Ulepszona stabilność działania urządzenia pozwala pacjentom cieszyć się większą wolnością - mogą swobodnie poruszać się po pomieszczeniu, nie będąc ograniczonymi kablami.

Dedykowany adapter USB ułatwia połączenie iCube II z komputerem - jest to tak proste jak zainstalowanie beprzewodowej myszy. Nowa pętla, zapinana na środku, ułatwia zakładanie i noszenie iCube II. Znacząco zoptymalizowane zużycie baterii pozwala na 12-godzinne działanie bez ładowania.

### Jak używać?

iCube II to urządzenie "Plug&Play" z gotowym adapterem USB. Wystarczy podłączyć adapter USB do portu w komputerze, by zacząć go używać. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie kiedy iCube II zostanie wybrany jako urządzenie do dopasowania w programie Phonak Target 4.0 (lub nowszym).

Można go także podłączyć przez kabel USB lub beprzewodowo przez Bluetooth do dowolnego komputera lub tabletu.



Więcej informacji na stronie:  
[www.phonakpro.com/icube](http://www.phonakpro.com/icube)