



Roger™ w trudnych sytuacjach słuchowych

A Sonova brand

PHONAK
life is on



Wypełnia luki w rozumieniu

Obecnie używane aparaty słuchowe pozwalają doskonale rozumieć mowę. Mimo to 31% użytkowników aparatów słuchowych w dalszym ciągu miewa problemy ze słyszeniem w głośnych miejscach.¹

Właśnie w takich sytuacjach urządzenia z serii Roger są wręcz niezastąpione. Te nowoczesne, bezprzewodowe mikrofony zwiększają możliwości aparatów słuchowych i wypełniają luki w rozumieniu.

Lepsze rozumienie mowy w hałasie i na odległość

Działanie mikrofonów Roger polega na wychwytywaniu głosu osoby mówiącej i bezprzewodowym przekazywaniu go do aparatów słuchowych przy jednoczesnym tłumieniu szumów z otoczenia.

Niezależnie od tego, czy jesteś w restauracji, w pracy czy w domu, technologia Roger sprawia, że słuchanie jest przyjemnością, nawet jeśli wokół panuje hałas lub Twój rozmówca znajduje się w oddali.

¹ Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. *Hearing Review*, 22(6), 16.



Wyjątkowe funkcje urządzeń Roger

Lepsze rozumienie mowy²

Technologia stosowana w urządzeniach Roger stale mierzy poziom hałasu w otoczeniu i automatycznie dostosowuje głośność. Gdy poziom hałasu, wzrasta, działanie systemu Roger dostosowuje się odpowiednio do sytuacji, by głos rozmówcy jeszcze bardziej wyróżniał się na tle dźwięków otoczenia.

Lepsze rozumienie mowy w rozmowach grupowych³

Technologia MultiBeam umożliwia doskonałe rozumienie mowy w rozmowach grupowych. Dzięki zastosowaniu wielu mikrofonów działających w 6 kierunkach urządzenie przetwarza i porównuje mowę w zakresie 360°. Kierunek, z którego dochodzi najgłośniejsza mowa, jest wybierany automatycznie.

Kontakt z wieloma rozmówcami

Dzięki w pełni automatycznej sieci MultiTalker, stosowanej wyłącznie w systemach Roger można jednocześnie korzystać z kilku mikrofonów Roger, co umożliwia słyszenie wielu rozmówców jednocześnie w dowolnej sytuacji.

² Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210

³ Based on preliminary data. Peer-reviewed article and Field Study News in preparation, available end of 2019 at www.phonakpro.com/evidence.

Odpowiedni system Roger dla Ciebie

Phonak oferuje szeroki wybór mikrofonów Roger, dzięki czemu każdy może znaleźć rozwiązanie odpowiednie dla swoich potrzeb.



Roger Select™

Wielofunkcyjny mikrofon, który sprawdza się doskonale w zamkniętych pomieszczeniach z hałasem w tle. Ustawiony pośrodku stołu automatycznie i niezauważalnie wykrywa osobę mówiącą i sprawnie przełącza się pomiędzy kolejnymi rozmówcami. Gdy w otoczeniu toczą się inne rozmowy, użytkownik aparatów może sam zdecydować, którą osobę chce słyszeć najlepiej.



Roger Table Mic II

Mikrofon idealnie sprawdzi się w biurze, zamkniętym pomieszczeniu w pracy, podczas spotkań, czy konferencji. Mikrofon wykrywa osobę, która mówi, i automatycznie przełącza się pomiędzy uczestnikami spotkania. Istnieje możliwość utworzenia sieci MultiTalker poprzez połączenie ze sobą wielu mikrofonów.



Roger Pen™

Poręczny mikrofon odpowiedni do różnych sytuacji słuchowych. Jego konstrukcja i kształt umożliwiają łatwe i wygodne korzystanie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest dodatkowa pomoc w słyszeniu w hałasie i na odległość.



Połączenie idealne

Bezpośrednie połączenie technologii Roger z aparatami słuchowymi Marvel jest teraz możliwe dzięki rozwiązaniu RogerDirect™.

RogerDirect marki Phonak to pierwsze w branży rozwiązanie, które pozwala mikrofonom Roger na bezpośrednie przesyłanie strumieniowe sygnałów do aparatów słuchowych Marvel. Brak konieczności mocowania zewnętrznego odbiornika z pewnością docenią osoby, które szukają dyskretnych i atrakcyjnych rozwiązań*.

* Aby korzystać z funkcjonalności wymienionych powyżej przy innych aparatach słuchowych niż Marvel i implantach niezbędne jest korzystanie z odpowiedniego odbiornika. Więcej na str. 11 oraz na www.phonak.pl

Wszechstronność rozwiązań systemów Roger



Kolacja ze znajomymi

Kolacja w domu czy restauracji wiąże się z uciążliwym hałasem i różnymi dźwiękami w tle. Rozwiązanie Roger Select umożliwia wytłumienie rozpraszającego hałasu, aby osoba słuchająca mogła bez problemu wychwycić każde słowo i czynnie uczestniczyć w rozmowie.



Spotkania towarzyskie

Mikrofon Roger Pen idealnie sprawdzi się podczas spotkań towarzyskich, szczególnie wtedy, gdy w tle gra muzyka i słyszać rozmowy innych osób. Wystarczy nakierować mikrofon w stronę osoby mówiącej.




Telewizor i urządzenia multimedialne

Mikrofony Roger można z łatwością podłączać do telewizorów, systemów wideokonferencyjnych i innych urządzeń multimedialnych.



Małe i duże spotkania biznesowe

Rozwiązania Roger sprawdzą się również podczas rozmów odbywanych w trakcie spotkań biznesowych. Umieść w pomieszczeniu co najmniej jeden mikrofon Roger Table Mic II, aby przekazywał do Twojego aparatu słuchowego mowę z dowolnego miejsca, w którym toczy się rozmowa. Rozwiązanie to znacznie ułatwia uczestniczenie w małych i dużych spotkaniach. Możesz skupić się na omawianych kwestiach.



Spotkania z partnerami

Osoba prowadząca prezentację zwykle znajduje się w pewnej odległości od uczestników. W tej sytuacji należy przypiąć jej jeden mikrofon, a drugi zamieścić na stole, by doskonale słyszeć wszystkich uczestników spotkania.



Przebywanie w samochodzie

Rozwiązania Roger pomagają pokonywać bariery komunikacyjne podczas podróży. Ograniczają one hałas z otoczenia i przekazują głos rozmówcy bezpośrednio do aparatów słuchowych. Dzięki temu możesz brać udział w rozmowach w samochodzie i obserwować to, co się dzieje wokół Ciebie.



Rozwiązania Roger dla Ciebie

Systemy Roger są kompatybilne z aparatami słuchowymi i implantami innych producentów. Skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu, aby znaleźć rozwiązanie Roger, które będzie łączyć się z Twoim aparatem słuchowym i które uwzględni Twoje potrzeby komunikacyjne.

Do systemów Roger stosowanych w pracy czy życiu osobistym możesz uzyskać dofinansowania. Jeśli kwalifikujesz się do otrzymania dofinansowania, Twój protetyk słuchu może pomóc Ci w złożeniu odpowiednich wniosków.

Więcej informacji na temat produktów Roger można znaleźć w witrynie internetowej www.phonak.pl

Life is on

W firmie Phonak wierzymy, że dobre słyszenie jest niezbędne, aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat oferujemy pionierskie rozwiązania wspomagające słyszenie, które - pozwalając osobom niedosłyszącym realizować się towarzysko i emocjonalnie - zmieniają ich życie. Żyj bez ograniczeń. Life is on.

www.phonak.pl