

Roger™ przegląd odbiorników

(Opcja 02/03)

roger

Kolory



		Roger 10 AS10	Roger 11 AS11	Roger 14	Roger 15 AS15	Roger 16 AS16	Roger 17	Roger 18 AS18	Roger 19 AS19	Roger 20	Roger 21
Piaskowy	P1										
Bursztynowy	P2										
Drzewo sandałowe	P3										
Kasztanowy	P4										
Szampański	P5										
Srebrnoszary	P6										
Grafitowoszary	P7										
Aksamitna czerń	P8										
Ruby	P9										
Petrol	Q1										
Elektryzująca zieleń	Q2										
Pirat z Karaibów	Q3										
Smoczy oranż	Q4										
Różowy puder	Q5										
Przezroczysty błękit laguny	Q6										
Przezroczysta królewska purpura	Q7										
Droгоценny róż	T3										
Beż	01										
Brązowy	03										
Jasnoszary	04										
Czarny	06										
Bezbarwny przezroczysty	13										
Niebieski przezroczysty	37										
Fioletowy przezroczysty	38										
Szary	23										
Jasnorożowy	33										
Jasnoniebieski	34										
Szarobrązowy	35										
Kasztanowy	50										
Palladowo-czarny	70										
Czekoladowy	E5										
Klif	E6										
Mid Gray	E8										
Szarość lodowca	E9										
Szarość klifu	F0										
Sterling	F3										
Brązowy	L0										
Biały	L8										
Czarny	L9										
Beżowy	M1										
Węgiel drzewny	M2										
Mokka	T1										
Przydymiony	T2										
Alpejska biel	XN/T7										
Księżniczkowy róż	XP										
Czerwień lawy	M6										
Błękit oceanu	M7										
Królewska purpura	M8										
Antracyt	V1										
Beż	V2										
Czarny	V3										
Heban	V4										
Nordic Grey	V5										
Biały	V6										

Przewodnik kompatybilności odbiorników Roger – Aparaty słuchowe

		Zintegrowane kształtem do aparatów Phonak		Uniwersalne					
		Roger 19	Roger 18	Roger X	Stopka audio	Roger MyLink			
Hearing aids	Belong	Pediatriczne	Phonak Sky B-M			• ¹		•	
			Phonak Sky B-P		•	•	AS18		•
			Phonak Sky B-SP		•	•	AS18		•
			Phonak Sky B-UP	•		•	AS19		•
			Phonak Sky B-RIC		•	•	AS18		•
			Phonak Sky B-PR			• ¹			•
		Power	Phonak Naída B-SP		•	•	AS18		•
			Phonak Naída B-UP	•		•	AS19		•
			Phonak Naída B-R RIC			• ¹			
		BTE	Phonak Bolero B-M			• ¹			•
			Phonak Bolero B-P		•	•	AS18		•
			Phonak Bolero B-SP		•	•	AS18		•
	Phonak Bolero B-PR				• ¹			•	
	Phonak Audéo B-13			•	•	AS18		•	
	Phonak Audéo B-312T				• ¹			•	
	RIC	Phonak Audéo B-312			• ¹				
		Phonak Audéo B-10			• ¹				
		Phonak Audéo B-R			• ¹				
		Phonak Audéo B-Direct							
		Phonak Vitus+ BTE-micro						•	
		Phonak Vitus+ BTE-P		•	•	AS18		•	
	BTE	Phonak Vitus+ BTE-UP	•		•	AS19		•	
		Phonak Vitus BTE-micro						•	
		Phonak Vitus BTE-P		•	•	AS18		•	
		Phonak Vitus BTE-UP	•		•	AS19		•	
		RIC	Phonak Vitus+ RIC-312T						•
			Indywidual.	Phonak Vitus+ ITE-10 NW O					• ²
	Phonak Vitus+ ITE-312							• ²	
	Phonak Vitus+ ITE-13						• ²		
	Venture	Pediatriczne	Phonak Sky V-M			• ¹		•	
			Phonak Sky V-P		•	•	AS18		•
			Phonak Sky V-SP		•	•	AS18		•
			Phonak Sky V-UP	•		•	AS19		•
			Phonak Sky V-RIC		•	•	AS18		•
			Phonak Naída V-SP		•	•	AS18		•
		Power	Phonak Naída V-UP	•		•	AS19		•
			Phonak Naída V-RIC		•	•	AS18		•
			Phonak Bolero V-M			• ¹			•
		BTE	Phonak Bolero V-P		•	•	AS18		•
			Phonak Bolero V-SP		•	•	AS18		•
			Phonak Audéo V-13		•	•	AS18		•
		RIC	Phonak Audéo V-312T			• ¹			•
Phonak Audéo V-312					• ¹				
Phonak Audéo V-10					• ¹				
Phonak Virto B-10 NW O								• ²	
Phonak Virto B-10 O					• ¹			• ²	
Phonak Virto B-10					• ¹			• ²	
Indywidual.	Phonak Virto B-312			• ¹			• ²		
	Phonak Virto B-13			• ¹			• ²		
	Phonak Virto V-10 O			• ¹			• ²		
	Phonak Virto V-10			• ¹			• ²		
	Phonak Virto V-312			• ¹			• ²		
	Phonak Virto V-13			• ¹			• ²		

1 Roger X musi być użyty z urządzeniem ComPilot lub ComPilot IIr

2 Wyłącznie z cewką

			Zintegrowane kształtem do aparatów Phonak				Uniwersalne			
			Roger 16	Roger 15	Roger 11	Roger 10	Roger X	Audio shoe	Roger MyLink	
Hearing aids	Quest	Pediatrycz.	Phonak Sky Q-M13	•				•	AS15	•
		Phonak Sky Q-SP			•		•	AS11	•	
		Phonak Sky Q-UP				•	•	AS10	•	
		Phonak Sky Q-RIC		•			•	AS15	•	
		Power	Phonak Naída Q-SP			•		•	AS11	•
		Phonak Naída Q-UP				•	•	AS10	•	
		Phonak Naída Q-RIC		•			•	AS15	•	
		BTE	Phonak Bolero Q-M 312				• ¹			
		Phonak Bolero Q-M 13		•			•	AS15	•	
		Phonak Bolero Q-P	•				•	AS16	•	
	Phonak Bolero Q-SP	•				•	AS16	•		
	Basic	Phonak Baseo Q-M 13				•	AS9	•		
	Phonak Baseo Q-P					•	AS9	•		
	Phonak Baseo Q-SP					•	AS9	•		
	RIC	Phonak Audéo Q 312T				• ¹			•	
	Phonak Audéo Q 312					• ¹				
	Indywidual.	Phonak Virto Q 10							• ²	
	Phonak Virto Q 312					• ¹			• ²	
	Phonak Virto Q 13					• ¹			• ²	

1 Roger X musi być użyty z urządzeniem ComPilot lub ComPilot II
2 Wyłącznie z cewką

Przewodnik kompatybilności odbiorników Roger – Implanty

			Zintegrowane kształtem do implantów				Uniwersalne		
			Roger 14	Roger 17	Roger 20	Roger 21	Roger X	Interfejs Roger X	Roger MyLink
Implanty	AB	Naída CI Q		•			• ¹		•
		Harmony / Auria					•	iConnect	•
		Neptune					•	Neptune Connect	
	Cochlear	Nucleus 7			•		•	Mini Microphone 2+	•
		Nucleus 5	•				•	Euro accessory adapter	•
		Nucleus 6	•				•	Euro accessory adapter	•
		Baha 5					•	Mini Microphone 2+	
		Baha 4					•		•
		Baha BP100 / BP110					•		•
		Freedom							•
		SONNET				•	•	FM battery pack cover	•
	MED-EL	RONDO					•	Mini battery pack	•
		RONDO 2							•
		OPUS 2					•	FM battery pack cover	•
	Oticon Medical	Neuro One					•		•
		Ponto 3 / Ponto 3 Power / Ponto 3 SuperPower					•	Oticon Medical Streamer	
		Ponto Plus / Plus Power					•	Oticon Medical Streamer	
		Ponto Pro / Ponto Pro Power							• ²

1 Roger X musi być użyty z urządzeniem ComPilot lub ComPilot II
2 Wymagana zewnętrzna cewka Oticon

Life is on

W firmie Phonak wierzymy, że dobre słyszenie jest niezbędne, aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat pozostajemy wierni naszej misji i oferujemy pionierskie rozwiązania wspomagające słyszenie, które pozwalając osobom niedosłyszącym realizować się towarzysko i emocjonalnie, zmieniają ich życie.

Żyj bez ograniczeń. Life is on.

www.phonakpro.pl