

Phonak

Fast Fact

TV Connector

Czym jest?

TV Connector to łatwy do podłączenia streamer, który łączy kompatybilne aparaty Phonak z dowolnym telewizorem lub odtwarzaczem multimedialnym, bez konieczności noszenia dodatkowego urządzenia do przekazu strumieniowego. Dzięki technologii AirStream™, TV Connector dostarcza najwyższej jakości sygnał strumieniowy z telewizora lub systemów stereo.



Dlaczego warto go używać?

Korzyści dla użytkownika

- Łatwa instalacja - typu Plug and Play
- Kompatybilność z Dolby™
- Łatwe przesyłanie sygnału do wielu słuchaczy znajdujących się w zasięgu 15m
- 3 tryby aktywacji (automatyczny, manualny i manualny z bipem)
- Sterowanie za pomocą nowych przycisków on/off i głośności

Jak go używać?

TV Connector jest gotowy do użycia od razu po wyjęciu z pudełka i połączeniu z dowolnym telewizorem wyposażonym w wyjście optyczne (cyfrowe) lub jack 3,5 mm (analogowe). Po włączeniu telewizora i urządzenia TV Connector, jeśli użytkownik znajduje się w zasięgu (15 m) strumieniowanie rozpocznie się automatycznie. Protetyk słuchu może również

zmienić tryb aktywacji, by dostosować się do potrzeb użytkownika. Połączenie wielu słuchaczy jest możliwe po naciśnięciu przycisku parowania na urządzeniu TV Connector. Użytkownicy znajdujący się w zasięgu 1 m od urządzenia TV Connector zostaną automatycznie połączeni.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę: www.phonakpro.pl/tvconnector lub skontaktuj się z przedstawicielem marki Phonak.



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories