

Выберите RIC

Phonak Audéo™ B – удовлетворит потребности ваших клиентов

Легкость использования

Phonak Audéo B-R

- Перезаряжаемый аккумулятор
- Легко заряжать и использовать
- Binaural VoiceStream Technology™ – улучшенное восприятия звуков при бинауральном слухопротезировании
- Совместим с устройствами CROS B-R

Каким клиентам подойдет?

- Ценят удобство и не хотят испытывать проблемы с одноразовыми батарейками
- Хотят положиться на слуховой аппарат, и быть уверенными, что он не разрядится в самый неудобный момент



Литий-ионный аккумулятор

Прямое подключение к ТВ и смартфону

Phonak Audéo B-Direct

- Прямое подключение к ТВ
- Прямое подключение к смартфонам¹ по Bluetooth®
- Hands-free звонки²
- Легко подключаться и пользоваться

Каким клиентам подойдет?

- Хотят простое решение для просмотра ТВ с превосходным качеством звука
- Хотят принимать звонки одним касанием кнопки слухового аппарата
- Хотят управлять своими слуховыми аппаратами с помощью приложения



13

TV Connector³

¹ Смартфоны с технологией Bluetooth® 4.2 или более поздних версий, а также большинство старых телефонов с Bluetooth

² С англ. hands-free – без использования рук

³ Временно недоступен в РФ

Незаметность

Phonak Audéo B-10/312

- Самый миниатюрный RIC в семействе Belong от Phonak
- Все уровни функциональности
- Binaural VoiceStream Technology™ – улучшенное восприятия звуков при бинауральном слухопротезировании
- Совместим с устройствами CROS B-R

Каким клиентам подойдет?

- Ценят эстетику и минимальный размер устройства
- Хотят простое в использовании решение, обеспечивающее качественную разборчивость речи в повседневных ситуациях прослушивания



10



312

Функциональность

Phonak Audéo B-312T/13

- Индукционная (телефонная) катушка
- Больше контроля, батарея большей ёмкости
- Совместим с Roger
- Все уровни функциональности
- Binaural VoiceStream Technology™ – улучшенное восприятия звуков при бинауральном слухопротезировании
- Совместим с устройствами CROS B

Каким клиентам подойдет?

- Проводят много времени в группах и когда важна разборчивость в ОЧЕНЬ шумных ситуациях
- Хотят пользоваться функцией «телефонной катушки» в общественных и административных местах



312T



13