

Прочная основа



За 70 лет бренд Phonak зарекомендовал себя как мировой лидер в разработке решений для слуха, известных своей инновационностью, новейшими технологиями и надежностью.

Благодаря нашим официальным представительствам и партнёрам более чем в 100 странах мира, мы становимся ближе к тем, кто нуждается в наших решениях.

С Phonak и вашим специалистом-сурдологом вы в надёжных руках на пути к хорошему слуху.

Родом из Швейцарии

Мы в Phonak гордимся нашим Швейцарским наследием. В нашем головном офисе, расположенном рядом с Цюрихским озером, аудиологи и инженеры с 1947 года создают ведущие в отрасли слуховые аппараты. Среди них - одни из самых маленьких и самых мощных аппаратов на рынке. Phonak всегда был сторонником совершенства, высочайшего качества и надёжности.



Жизнь в действии

Мы чутко относимся к потребностям тех, кто полагается на наши знания, идеи и заботу. Творчески преодолевая технологические ограничения, мы разрабатываем инновационные решения, которые помогают людям услышать и ощутить в полной мере богатство звукового диапазона жизни.

Общайтесь свободно. С уверенностью. Без ограничений. Жизнь в действии.

www.phonak.ru



Phonak Baseo™ Q

Базовый класс: отличный звук, отличная цена



sonova
HEAR THE WORLD

A Sonova brand

PHONAK
life is on

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Современные слуховые аппараты вас приятно удивят. Громоздкие свистящие приборы, которые вы можете помнить с прежних времен, ушли в прошлое. Наши новые слуховые аппараты – это незаметные высокотехнологичные цифровые устройства с превосходным качеством звучания.

Даже в базовом классе наши слуховые аппараты Phonak Baseo Q могут предложить вам преимущества современного качественного продукта:

- Отличное звучание
- Комфорт в шуме
- Проверенная надёжность

Phonak Baseo Q

В семействе Phonak Baseo Q семь заушных моделей — каждая в прочном современном корпусе. Baseo Q компенсируют широкий диапазон нарушений слуха от лёгкой до тяжёлой степени.

Незаметные цвета в тон кожи и волос



Бежевый

Чёрный

Серо-коричневый

Серый

Технология Phonak Quest: ваши преимущества

Наслаждайтесь отличным звучанием

Слуховые аппараты Phonak Baseo Q основаны на той же передовой технологии Phonak Quest, что и слуховые аппараты Phonak более высокого технологического уровня.

Аппараты Baseo Q программируются с помощью компьютера в соответствии с индивидуальными показателями вашего слуха. Далее, основываясь на ваших личных предпочтениях, специалист может уточнить настройку в двух, трёх или четырёх частотных полосах. Такой подход позволяет добиться гораздо большей точности настройки, чем у любого слухового аппарата, настраиваемого механическими регуляторами.

Наслаждайтесь комфортным звучанием — даже в шуме

Phonak Baseo Q (функциональные уровни Q15 и Q10) обладают наиболее эффективной технологией, позволяющей улучшить понимание речи в шуме: направленными микрофонами. Они снижают фоновый шум и позволяют вам гораздо лучше понимать находящегося перед вами собеседника, например, в заполненном людьми ресторане.

Проверенная надёжность

Аппараты Baseo Q помещены в прочные, проверенные временем корпуса, более миллиона которых уже было продано по всему миру. Мы сделали их еще лучше — чтобы они стали вашими верными и надёжными спутниками в повседневных делах. Им больше не страшны ни дождь, ни пот, ни пыль.

Функции Phonak Baseo Q15/Q10/Q5

Ключевые функции	Q15	Q10	Q5
Частотные каналы	4	3	2
Точная компьютерная настройка	•	•	•
Направленные микрофоны	•	•	-
T-катушка	•	-	-
Phonak BassBoost™	•	-	-
Дополнительное низкочастотное усиление			

Другие функции

Phonak WhistleBlock	•	•	•
Подавление обратной связи			
Phonak NoiseBlock Basic	•	•	•
Подавление шума			
Ручные программы	4	3	2
Варианты цветов корпуса Baseo Q	4	3	2
Совместимость с Roger	•	-	-
Водозащищённость IP57*	•	•	•

*Индекс IP57 означает, что слуховой аппарат устойчив к воздействию воды и пыли. Он может выдержать 30-минутное погружение в воду на глубину до 1 метра и 8-часовое пребывание в пылевой камере без ущерба для функциональности.

Превосходные элементы управления:

- Кнопка
- Регулятор громкости
- Выступ дверцы батарейного отсека

Защита микрофонов с нанопокрытием

Меньше засоряется, чем предыдущее поколение слуховых аппаратов

Металлический соединитель рожка

Для большей надёжности и длительного срока службы

