

Описание моделей



Sky M-M
Sky M-M Trial
M90/M70/M50/M30

Батарея	312
Многофункциональная кнопка	•
Телефонная катушка	•
Bluetooth®	•
Нанопокрытие	•
Индекс IP	IP68
Размеры (Д x Ш x Г) мм	31.3 x 14.1 x 7.3
	1.23 x 0.56 x 0.29"
Вес г	2.18
	3.71
Время зарядки	0% до 100%
	0% до 80%
	30 мин. настройки
ВУЗД90	куплер 2 куб.см
Макс. усиление	дБ УЗД
Диапазон частот	Гц
Рабочий ток	мА



Sky M-PR
Sky M-PR Trial
M90/M70/M50/M30


Батарея	встроенная перезаряжаемая
Многофункциональная кнопка	•
Телефонная катушка	•
Bluetooth®	•
Нанопокрытие	•
Индекс IP	IP68
Размеры (Д x Ш x Г) мм	36.7 x 16.4 x 8.5
	1.44 x 0.65 x 0.33"
Вес г	3.71
	3 ч
Время зарядки	0% до 100%
	0% до 80%
	10 мин.
ВУЗД90	куплер 2 куб.см
Макс. усиление	дБ УЗД
Диапазон частот	Гц
Рабочий ток	мА




Sky M-SP
Sky M-SP Trial
M90/M70/M50/M30

Батарея	13
Многофункциональная кнопка	•
Телефонная катушка	•
Bluetooth®	•
Нанопокрытие	•
Индекс IP	IP68
Размеры (Д x Ш x Г) мм	40 x 16.9 x 8.5
	1.57 x 0.67 x 0.33"
Вес г	4.4
	3 ч
Время зарядки	0% до 100%
	0% до 80%
	30 мин. настройки
ВУЗД90	куплер 2 куб.см
Макс. усиление	дБ УЗД
Диапазон частот	Гц
Рабочий ток	мА


Диапазон настройки



Легкая - умеренно тяжелая степень потери слуха, все аудиометрические конфигурации



Легкая - тяжелая степень потери слуха, все аудиометрические конфигурации



Легкая - глубокая степень потери слуха, все аудиометрические конфигурации

■ SlimTube 4.0
■ HE11 680

Цвета корпуса и рожка

* Цвета P3, P4 и P5 недоступны для моделей аппаратов функционального уровня M30

Корпус



Рожок

