

SlimTip/CROS Tip 4.0

Steg 1 - Orderdetaljer

Beställare:

Email/telefon:

Patientnamn:


 Kön /ålder: ☐ M ☐ K Ålder: _____

 Erfarenhet: ☐ Förstagångsanv. ☐ Erfaren anv.

Leveransdatum:

Beställarreferens:

Steg - Audiogram



Steg 3 - SlimTip-modell



SlimTip Acryl (062-0006)

☐ V ☐ H

Skaltyp: Urholkad

Standardfärg: Transparent (21)

Övriga färger: 19, 22, 26, 28, R, B



SlimTip Silicone (062-0007)

☐ V ☐ H

Skaltyp: Solid

Standardfärg: Transparent (21)

Övriga färger: N, T



SlimTip Titanium AV (062-0049)

☐ V ☐ H

Skaltyp: Urholkad

Färg: Titanium gray (UO)



CROS Tip (062-0016)

☐ V ☐ H

Skaltyp: Urholkad, öppen tip

Standardfärg: Transparent (21)

Övriga färger: 19, 22, 26, 28, R, B

*Längd OO endast till SlimTube

**Inte möjligt till Titanium

Steg 4 - Alternativ

Skalfärg	Standardfärg	☒ S
	Övriga färger	Kod:
Koppling	S Receiver	V ☐ H ☐
	M Receiver	V ☐ H ☐
	P Receiver	V ☐ H ☐
	SlimTube	V ☐ H ☐
Längd	Längd OO*/0/1/2/3	Vänster: Höger:
Vent.storlek	AOV (ange audiogram)**	☒ S
	Eget val **	Vänster: _____ mm Höger: _____ mm
Vent.typ	Kavitet (Y)	☒ S
	Standard (P)	☐
Vaxsystem	Cerustop (CS)	☒ S
	Förlängd ht-slang (ER)	☐
	Förl. ht-sl. + Vaxspiral (WE)	☐
	Vaxspiral (WS)	☐
	Utan vaxsystem (X)	☐
Utdragstråd	Utdragstråd (standard)	☒ X
	Utökad tråd + 5 mm (RFE)	☐
Titaniumyta	Extra kvarhållning (ERS)	☐

Steg 5 - Önskemål

Om nödvändigt, får vi ändra följande:

 SlimTip med SlimTube kommer att byggas som ☒ Ja ☐ Nej
 SlimTip Cut (STC4) pga örats anatomi.

Speciella instruktioner:

☐ Kontakta mig

SlimTip/CROS Tip 4.0 Order Form


Ytterligare information

Akustiskt optimerad vent (AOV)

Vi rekommenderar att man väljer AOV. Vi väljer rätt diameter och typ beroende på audiogram / skalstorlek och återkopplingshantering och behov av lågfrekvensförstärkning. Patientens audiogram krävs för beräkning av AOV.


Venttyper

Det finns två typer av vent för SlimTips.



Standard:

- Klassisk vent.lösning
- Fast diameter (kan inte ökas)



Kavitet:


- Optimerad för bästa passform
- Enkel att utöka

SlimTube Cut (STC4)

SlimTube Cut (STC4) = SlimTube med borttagen anslutning. För små öron med trånga hörselgångar finns SlimTube Cut. Vi använder detta alternativ, om utrymmet i örat inte är tillräckligt för vanlig SlimTube.

Slanglängd

Mät slanglängden för rätt SlimTube. Mät båda öronen vid en binaural anpassning.



Vaxsystem

Alla receivers levereras med CeruShield i receivern. Ett ytterligare vaxsystem kan byggas in i insatserna. OBS att ActiveVent använder HF3.

SlimTip Titanium AV

Denna variant av SlimTip är gjord för ActiveVent™ (AV) och är bara kompatibel med MAV receiver (MAV = Medium ActiveVent). Ingen ytterligare vent krävs. Den är gjord i hållbart titan för bästa passform och komfort. Vår SlimTip Link AV connector gör det enkelt att ansluta MAV Receiver. ActiveVent är kompatibel med Paradise laddningsbara RIC- hörselapparater.

Extra kvarhållande yta (ERS)

Du kan välja en grovare yta till Titanium. Denna yta kan förbättra kvarhållningen i örat.

Kompatibla hörselapparater

SlimTip 4.0 är kompatibel med Marvel hörselapparater eller nyare. De är inte bakåtkompatibla med Belong eller tidigare generationer.

Färgkoder

Kod	Färg
19	White
21	Transparent
22	Cocoa
26	Pink
28	Brown
R/B	Red/Blue
UO	Titanium Gray
N	Transparent Brown
T	Rose Tint

Önskemål

Låt oss veta om du har speciella önskemål.