

Steg 1 – Kundinfo

Audionom: _____

Hörcentral: _____

E-post: _____

Datum: _____

Patientnamn: _____

☐ K ☐ M

Leveransdatum: _____

Erfarenhetsnivå:


☐ Förstagångsanv.

☐ Erfaren


Personnr: _____

Audiogram:

☐ Vänster:



☐ Höger:



Steg 2 – Funktionsnivå

☐ B90 ☐ B70

Steg 3 – Produktalternativ

Styrkenivå:

☐ M

Alternativ i skuggat fält ökar storleken

☐ P ☐ SP

Vaxsystem:

☒ Cerustop (CS)

☐ Inget vaxsystem (X)
☐ Förl. hörtelefonsl. (ER)
☐ Vaxfjäder (WS)

☐ HF3 (H3)
☐ HF4 (H4)

Venttyp*:

☒ AOV-Akustiskt optimerad vent (AOV)

☐ AOV-O; Open – fokus ocklusionsminskning (OO)
☐ Du väljer: vä _____ mm hö _____ mm

Övrigt:

Binaural best.

☒ Så liten som möjligt – oavsett symmetri (SX)

☐ Symmetriskt byggd (SY)

Telespole:

☐ Telespole – (modell ändras till CIC)

Utdragstråd:


☒ (RF)

☐ Utöka utdragstråd +5mm (RFE)

☒ EasyPhone med tryckknapp (DT6)



☐ MiniControl utan tryckknapp (DT5)



Specialinstruktioner:

☐ Vill bli kontaktad

Serienummer på tidigare

Phonak i-örat :

Steg 1

- Fyll i kund- och klientuppgifter
- Ange önskat leveransdatum
- Ange erfarenhetsnivå
- Fyll i audiogram (obligatoriskt)
- Välj hö/vä

Steg 2

- Välj funktionsnivå :
B90 Premium, B70 Avancerad
- Välj användarkontroller

Steg 3

- Välj önskade alternativ
- Alternativ i det skuggade fältet ökar storlek

AOV = Akustisk optimerad vent –

Phonak bestämmer ventstorlek och typ i relation till audiogram / skalgeometri / återkopplingshantering och behov av lågfrekvensförstärkning – detta är den rekommenderade venttypen.

AOV-O = Akustiskt optimerad vent - Open

Denna vent är öppnare och rekommenderas till **förstagångsanvändare** och klienter med "oklusionsproblem".

- Skriv in speciella önskemål

Andra aspekter

Hörselgångarna är inte helt symmetriska. Därför kan inte binaurala apparater alltid byggas i samma storlek och med samma vent.

Som ett alternativ kan vi bygga apparaterna så att de ser lika ut i örat. .

Ange detta i «symmetriskt byggd» (SY).

Modeller

IIC



Utan knapp


CIC




Med telespole

Styrkenivå

Virto B-Titanium är gjord för minsta möjliga storlek. AOV-O används endast för hns bättre än 40dB(se graf).



Avtryck



Rekommendationer:

- EasyView Otoblock
- Dreve Otoform A softX 25 shore A (#2956)
- Fyll ut hela conchan

