

Virto B i-örat

Beställningsblankett

Beställare & klinik:

E-post / telefon:

Personnr:

Användare:

Adress:

Beställningsdatum:

Leveransdatum:

Beställningsid:

Vänster: Luftl. dB
Benl. dB
250 500 1000 2000 4000 Hz

Höger: Luftl. dB
Benl. dB
250 500 1000 2000 4000 Hz

Örat är: ☐ Mjukt ☐ Medel ☐ Fast

Erfarenhet: ☐ 0-6 mån. ☐ 6 mån-3 år
(med hörapparater) ☐ 3-6 år ☐ 6 år+

Funktionsnivå: ☐ B90 ☐ B70 ☐ B50

Skalstorlek							Modell		Styrka				Tillval			
Sida	IIC	CIC	MC	ITC	HS	FS			M	P	SP	UP				
									40/109	50/115	60/119	70/127	PB	VK	EP	T-spole
☐ V ☐ H	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Virto B-10 NW O		☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
☐ V ☐ H		☐	☐	☐	☐	☐	Virto B-312 NW O		☐	☐	☐		☐ PB	☐ VK	☐ EP	☐
☐ V ☐ H		☐	☐	☐	☐	☐	Med trådlös funktion	Virto B-10 O	☐	☐	☐		☐ PB	☐ EP	☐ VK	☐ T-spole
☐ V ☐ H			☐	☐	☐	☐		Virto B-10	☐	☐	☐		☐	☐	☐ Förhöjd	☐
☐ V ☐ H				☐	☐	☐		Virto B-312	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ Förhöjd	☐
☐ V ☐ H				☐	☐	☐		Virto B-13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ Förhöjd	☐

Frontplatta: ☐ Beige 26 ☐ Cocoa 22 ☐ Brown 28 ☐ Tan 14 ☐ Black 06 (IIC bara)

Skal: ☒ Beige 26 ☐ Cocoa 22 ☐ Brown 28 ☐ Blue/Red Transparent ☐ White 19 ☐ Transparent 21
Phonak IIC standard

Utdragstråd: ☒ Transparent 21 ☐ Brown 28 ☐ Förlängd utdragstråd +5mm

Ventstorlek: ☒ AOV Audiogram krävs ☐ Jag väljer: Vänster _____ mm Höger _____ mm

Vaxsystem: ☐ Cerustop ☐ SmartGuard
inte till SP & UP

☒ Standard

PB = Tryckknapp VK = Volymkontroll EP = EasyPhone

Specialinstruktioner:

- ☐ Kontakta mig
☐ Trådlös modell utan tryckknapp

Trådlösa tillbehör till Belong

ComPilot II



ComPilot Air II



TV-link II



RemoteMic



PilotOne II



MiniControl



(endast till Titanium & Virto B 10 NW O)