

Phonak CROS B



Livskvalitet är när du kan delta i samtal oavsett från vilken riktning de kommer

A Sonova brand



PHONAK
life is on



”Mina CROS-
hörapparater gav
mig ljudet och livet
tillbaka.”



Angie Aspinall, Phonak
CROS-användare





Ensidig hörsel

Om du befinner dig i ett bullrigt rum och inte kan höra din partner, dina vänner eller dina kollegor eftersom de befinner sig på fel sida om ditt hörande öra, eller om du talar i telefonen och förlorar kontakten med din omgivning kan Phonak CROS B vara en smart lösning för dig.

Hur kan Phonak CROS B förändra ditt liv?

- Delta i samtal i lugna och bullriga miljöer utan att behöva byta plats
- Fokusera på och höra röster, till och med i bullriga miljöer
- Delta i samtal som sker på sidan där du inte har hörsel
- Inga kirurgiska ingrepp behövs

Belong hörapparat
från Phonak

Trådlös överföring

Phonak CROS B



Från dålig till bra

CROS B överför ljud och röster så att ditt hörande öra lyssnar åt båda dina öron. Om du har hörsel i ett öra och ingen hörsel på det andra kan CROS B fungera för dig.



CROS står för "Contralateral Routing of Signal" (kontralateral signalöverföring) och består av två delar:

- CROS-apparaten med en mikrofon som fångar upp ljud och röster från det döva örat och överför dem trådlöst till hörapparaten på andra sidan
- Hörapparaten som tar emot signalen från det döva örat och överför den till ditt hörande öra



Därför är CROS B smart


Phonak CROS B bygger på Phonak Belong™-teknik. När CROS B har anpassats med en Belong hörapparat kan du tydligt höra tal och följa samtal oavsett från vilken riktning de kommer. Med hjälp av Binaural VoiceStream Technology™ från Phonak kan CROS B överföra ljudet från det döva örat till hörapparaten på det hörande örat. Ett resultat av CROS B är mycket bättre taluppfattning vid bakgrundsbuller.¹

Det som gör Belong hörapparater så speciella är ett unikt operativsystem som heter AutoSense OS™. Det läser av din omgivning och justerar din hörapparat, varje steg på vägen. Det är bara att starta dem – resten sker automatiskt.

Det gör ingen skillnad var du är eller vad du gör. CROS B och Belong hörapparater skapades för att förenkla ditt liv.

¹ Ebbing, S. & Omisore, D. (2015). Phonak CROS II - Improved speech understanding thanks to binaural beamforming. Phonak Field Study News, hämtat den 14 juni 2017 från <https://www.phonakpro.com/us/en/resources/information-forms/evidence.html>.





Du behöver bara slå på dem

CROS B är lättanvänd och kan användas direkt. Till skillnad från benförankrade hörapparater som kräver kirurgiska ingrepp och lång läketid är det bara att slå på CROS B när den har anpassats och kunna höra från båda sidor.

Med CROS B kan du omedelbart känna dig delaktig i samtal under alla förutsättningar.

Rätt passform

CROS B finns i två diskreta bakom-öratmodeller.



CROS B-312



CROS B-13

Användare som föredrar i-örat apparater kan välja mellan två modeller.



CROS B-312 i-örat



CROS B-13 i-örat

Färgmatchning

Välj mellan 9 färger så att den matchar din Belong hörapparat på örat med bättre hörsel.



Sand Beige
P1



Sandalwood
P3



Chestnut
P4



Champagne
P5



Silver Gray
P6



Graphite Gray
P7



Velvet Black
P8



Alpine White
T7



Beige
01

Phonak CROS B i olika situationer

Samtal i buller



Din CROS B kan zooma in på röster som kommer framifrån och minska bakgrundsbullret. **Du hör mer av det du vill höra, mindre av det du vill slippa.**

Samtal medan du kör bil



Om din resepartner är på samma sida som ditt döva öra är det nästan omöjligt att samtala. **Med CROS B hör du utan ansträngning** eftersom ljudet överförs till ditt hörande öra.

Var medveten om din omgivning



Med CROS B blir du mer **medveten om ljud** eftersom du hör ljud från båda riktningar. Samtalen underlättas eftersom du inte måste ha personerna på samma sida.

Våra bästa tips

Oavsett om det är din första CROS eller om du uppgraderar från äldre CROS-hörapparater är dessa våra bästa tips som ger dig full utdelning av Phonak CROS B.

1. Rådfråga din audionom

Din audionom kan hjälpa dig att justera dina inställningar så att de är bekväma. Tveka inte till att gå tillbaka till din audionom om ljudet känns för starkt eller "bara inte rätt". Din audionom vill att du ska vara nöjd så var inte rädd att gå på återbesök tills det känns rätt.

2. Ha tålamod

Det tar tid att vänja sig vid något nytt, oavsett om det är ett par nya skor eller en ny bil. Det är samma sak att vänja sig vid CROS B. Allt kommer att låta annorlunda i början, så ha tålamod.

3. Testa ständigt nya miljöer

Börja med bekanta situationer och prova sedan nya miljöer. Undviker du vissa platser på grund av din hörselnedsättning? Upptäck hur mycket bekvämare och roligare det är med CROS B.

4. Berätta för dina nära och kära

Låt dina bekanta veta att du vänjer dig vid nya hörapparater och att det kan ta tid för dig att vänja dig.

5. Ta en paus då och då

Om du har haft ensidig hörsel länge kan det ta ett tag för hjärnan att vänja sig. Detta är helt normalt. Ta en paus vid behov, men kom ihåg att det blir bättre ju mer du använder din nya CROS B.

6. För anteckningar

Det är en helt ny värld av ljud. Om ljudet känns fel i vissa situationer kan du göra en anteckning och diskutera det med din audionom som kan hjälpa dig att ställa in CROS B på ett sätt som passar dig.





Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar våra användares liv, socialt och känslomässigt. Life is on.

www.phonak.se