

Phonak CROS B

Produktinformation



Phonak CROS B är en produkt för klienter med ensidig hörselnedsättning som inte kan behandlas med hörapparat. Den bärs på örat utan hörapparat tillsammans med en Belong™-hörapparat på det hörande örat. CROS B överför signalen från mikrofonen till hörapparaten. Hörapparaten tar emot signalen och överför den till det hörande örat, så att ljud som kommer från sidan utan hörapparat kan höras. CROS B har ingen akustisk utsignal.

CROS B är kompatibel med hörapparater på samtliga funktionsnivåer som använder Phonak Belong-plattformen. Den kan anpassas med Phonak Target 5.2 och senare versioner.

Produktbeskrivning

				
	CROS B-312	CROS B-13	CROS II-312 i-örat	CROS II-13 i-örat
Batteristorlek	312	13	312	13
Strömförbrukning (mA)	2,6	2,6	2,1	2,1
Tryckknapp	•	•	•	•
Volymkontroll		•	Tillval	Tillval
Barnsäker batterilucka		•		
Nanohölje	•	•	•	•
IP-märkning	IP68 ¹	IP68 ¹		
Mått (L x B x D)	26,6 x 10,8 x 6,9 mm (1,05 x 0,43 x 0,27 ")	31,6 x 14,4 x 8,4 mm (1,24 x 0,57 x 0,33 ")		
Vikt:	1,3 g	2,15 g		
Kompatibilitet	Belong RIC/bakom örat	Belong RIC/bakom örat	Belong, i-örat apparat	Belong, i-örat apparat

¹ IP68 visar att hörapparaten är vatten- och dammskyddad. Den har blivit godkänd i tester där den har nedsänkts i 1 meter djupt vatten i 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i åtta timmar, enligt föreskrifter i IEC60529. Det fanns inga spår av damm i höljet.

Färger

								
P1	P3	P4	P5	P6	P7	P8	T7	O1
Sand Beige	Sandalwood	Chestnut	Champagne	Silver Gray	Graphite Gray	Velvet Black	White	Beige
								
14	22	26	28	19	21	36	37	
Tan	Cocoa	Pink	Brown	White	Clear Transparent	Red Transparent	Blue Transparent	
								
14	22	26	28					
Tan	Cocoa	Pink	Brown					

Hållare

CROS demohållare

- Slangfäste som används för att hålla CROS på örat vid anpassning och demonstration
- Endast i demonstrationssyfte
- Medföljer varje Phonak CROS-enhet

CROS SlimTube

- Standard SlimTube för CROS-enheter
- Tillgänglig som vänster, höger och i fyra olika längder (0, 1, 2, 3)
- Dome måste användas. Finns som öppen och stängd dome, samt power dome i tre storlekar (S, M, L)

CROS slangfäste

- Slangfäste för att fästa en individuell öroninsats med standardslang till CROS -13-modeller
- Finns endast för CROS -13-modeller
- Medföljer samtliga CROS -13-enheter eller kan beställas separat (ordernummer: 048-0261)

CROS Tip

- Specialtillverkad öroninsats för CROS-enheter
- Tillgänglig som vänster, höger och i fyra olika längder (0, 1, 2, 3)

Anpassning

Programvara	Phonak Target 5.1 eller senare, 5.2 för CROS B, i-öratapparater
Gränssnitt	iCube II, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

Phonak CROS B är aktiv vid anpassning med iCube II. Klienterna kan omedelbart uppleva fördelarna hos CROS-lösningen och ge återkoppling vid anpassningstillfället.

Trådlöst kommunikationssortiment

Alla trådlösa tillbehör kan anslutas och användas med hörapparaten på det hörande örat. Om en signal från streamer tas emot av hörapparaten placeras signalen från CROS automatiskt i kö. Anslutningen till CROS B återupptas automatiskt när överföringen från tillbehöret upphör.

Viktiga funktioner

Demonstration av CROS vid anpassningen

CROS B är aktiv vid anpassning med iCube II. Detta leder till en snabbare och mer noggrann anpassningsprocess, eftersom klienten kan ge återkoppling direkt angående balansen mellan enheterna och ljudkvaliteten.

StereoZoom

Zoomar in på en enda röst i en diffus bullermiljö och ger upp till 60 % bättre taluppfattning¹. StereoZoom är tillgängligt för funktionsnivåerna 90 (manuellt och automatiskt program) och 70 (manuellt program).

¹ StereoZoom: Förbättrad taluppfattning även med öppna anslutningar.
Phonak Field Study News, april 2011

CROS volymkontroll

Volymkontrollen för CROS B ger bättre komfort i buller genom att klienten kan justera CROS-signalens volym individuellt.

Lägre strömförbrukning

Strömförbrukningen för CROS B är densamma som för CROS II. Det innebär att CROS B också använder 30 % mindre ström jämfört med den första generationen, Phonak CROS.

AutoSense OS

AutoSense OS känner automatiskt av klientens exakta lyssningsmiljö i realtid. Den använder flera olika funktioner och blandar dem på ett korrekt sätt för att skapa över 200 olika inställningar.

CROS B funktion

CROS B erbjuder också Tal i starkt buller-programmet med StereoZoom. Det finns tillgängligt tillsammans med hörapparater med funktionsnivåerna B90 och B70. För lägre funktionsnivåer ger CROS B Real Ear Sound och läge för rundupptagande mikrofon.

På det hörande örat gynnas CROS B-användare av alla Belong-funktioner som AutoSense OS. Det ger sömlösa övergångar och optimala inställningar för olika lyssningssituationer.

Hörapparatens funktionsnivå	Tillgängliga mikrofonlägen för CROS B			
	Automatisk StereoZoom	Manuell StereoZoom	Real Ear Sound	Rundupptagande
Premium (B90)	•	•	•	•
Avancerad (B70)		•	•	•
Standard (B50)			•	•

Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar våra användares liv, socialt och känslomässigt. Life is on.

www.phonakpro.se