

Phonak Fast Facts

röger

Roger för undervisning

Nya möjligheter för kommunikation

Vad är det?

Roger är den nya digitala standarden som ger nya möjligheter för kommunikation, i buller och vid avstånd, genom att trådlöst sända talarens röst direkt till lyssnaren. Roger-system har en eller flera trådlösa mikrofoner, använda av talaren, och diskreta Roger-mottagare som ansluts till hörapparaten eller till cochlea implantatet.

Varför använda det?

Roger sänder lärarens ord direkt till örat, vilket förbättrar taluppfattningen och inläringen.

• Oslagbar prestanda

Roger erbjuder branschens bästa tal-i-buller-prestanda någonsin, med bevisade förbättringar på upp till 35% över Dynamic FM och 54% över andra FM-system*.

• Enkelt

Roger eliminerar tidigare kanalhanteringsproblem. Det finns ingen frekvensplanering, ingen programmering, ingen gräns för hur många nätverk som kan användas på en plats, och enheter ansluts med en enda knapptryckning.

• Universell kompatibilitet

Roger-system finns tillgängliga för så gott som alla hörapparater, cochlea-implantat och Baha och högtalarsystem. Användare av dagens inspiro Premium-lärlarmikrofon kan till och med uppgradera denna produkt till Roger utan kostnad, vilket ger talare möjligheten att samtidigt sända sitt tal till brukare av Roger-mottagare, FM-mottagare och Dynamic SoundField-lyssnare.

*Comparison of Speech Recognition with Adaptive Digital and FM Wireless Technology by Listeners who use Hearing Aids, Professor Linda Thibodeau PhD.

För mer detaljerad information, besök
www.phonak.se/roger