

Trådlösa tillbehör från Phonak till Venture/Belong hörapparater

		DECT II	EasyCall II	ComPilot II	ComPilot Air II	PilotOne II	Appen RemoteControl	TVLink II basstation	TV- och musikpaket	Samtalspaket	RemoteMic
Användningssituation											
Telefonsamtal	Hemtelefon	•									
	En mobiltelefon		•	•	•				•	•	
	Flera mobiltelefoner			•	•				•	•	
	VoIP (Skype)/kontorstelefon			•③	•③				•③	•③	
Samtal på avstånd	Lugn miljö									•	•②
	I begränsat buller									○④	○④
Ljudöverföring	TV/musik upp till 3 timmar om dagen			•	•①			•②	•	•①	
	TV/musik mer än 3 timmar om dagen			•①				•②	•		
Fjärrkontroll				•	•	•	•②		•	•	

Ytterligare information

Anslutningsmöjligheter/ ljudkällor som stöds	Bluetooth		•	•	•				•	•	
	Eurokontakt (Roger/FM)			•					•		
	3,5 mm kontakt			•				•	•		
	Digital optisk/koaxial							•	•		

Telefonlösning		Ljudöverföringslösning		Lösning för samtal på avstånd	
Phonak DECT II	Lösning för fast telefoni, telefoner i hemmet och på små kontor.	ComPilot II	Används för ljudöverföring under längre tid, till exempel när man ser på film eller lyssnar på musik.	Phonak RemoteMic	Används för att lyssna på en talare på avstånd i lugna situationer.
Phonak EasyCall II	Till alla mobiltelefoner.	ComPilot Air II	Används för upp till 4 timmars överföring om dagen, till exempel om man ser på TV under kortare tid eller för telefonsamtal.	Phonak Roger-mikrofoner	Används för att lyssna och samtala på avstånd i bullriga miljöer.
Phonak ComPilot II eller ComPilot Air II	a) Kan anslutas till 2 mobiltelefoner parallellt eller om man växlar mellan mobiltelefoner. b) För hands-free, t ex vid bilkörning				

① kräver TVLink II för att användas till att se på TV

② kräver en Phonak-streamer (ComPilot II eller ComPilot Air II)

③ kräver en USB-adapter 076-0856/telefonadapter 076-0031

④ Vi rekommenderar Roger-mikrofoner för samtal på avstånd i starkt buller

Kompatibilitetsöversikt för trådlösa produkter

		Hörapparatsgeneration								
		Kompatibel med Phonak Venture/Belong					Kompatibel med Phonak Quest/Spice			
		PilotOne II	ComPilot II	ComPilot Air II	DECT II	EasyCall II	EasyCall	PilotOne	ComPilot	DECT CP1
										
Utdöda överföringslösningar	TVLink S 		•	Överföring OK, laddningskontakten passar inte					•	
	TVLinkII 		•	•					•	
	RemoteMic 		•	•					•	
	Appen RemoteControl 		•	•						

① Du hittar ett sortiment med hårda telefonskal för EasyCall på <http://www.phonak.se/easycall>

② Appen RemoteControl kan köras på Apple iOS7 eller Android 4.0 eller senare versioner.