

Roger Focus II



Fokusera på det som är viktigt

Mer information finns på www.phonakpro.se/rogerfocus

Produktbeskrivning



Roger Focus II

Batterityp	
Flerfunktionsknapp	
Flerfunktionsknapp, volymjustering	
Indikatorljus	
Färger	
Nanohölje	
IP-klass	
Dimensioner	L x B x D
	Vikt
Laddningstider	0 % till 100 % 0 % till 80 %
Max. utnivå	
Frekvensområde (Hz)	
Strömförbrukning (mA)	

Inbyggt uppladdningsbart
•
-8 dB <-> +8 dB (2 dB steg)
•
10
•
IP68*
36,7 x 16,4 x 8,5 mm
3,71 g
3 tim
1,5 tim
SlimTube 4.0
90 dBA, fritt fält
<100 – >7000
1,5

Roger-egenskaper

Frekvens
Antenn
Backlink RF-effekt

2,4 Ghz inklusive adaptiv automatisk frekvenshoppning
inbyggd antenn
< 0,02 mW

* IP68 indikerar att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har blivit godkänd i test där den varit kontinuerligt nedsänkt i 1 meter djupt vatten under 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i åtta timmar, enligt föreskrifter för standarden IEC60529.

Färger

Roger Focus II



Q2

Electric Green



Q3

Caribbean Pirate



T3

Precious Pink



T7

Alpine White



M6

Lava Red



M7

Blue Ocean



M8

Majesty Purple



P6

Silver Gray



P8

Velvet Black



H0

Beige

Akustisk koppling

Ljudslang	SlimTube 4.0	Tillgänglig som vänster, höger och i fem olika längder (00, 0, 1, 2, 3)
Öroninsats för SlimTube	Dome	Öppen dome, finns i tre storlekar (S, M, L)

Trådlös kommunikation

Roger™	Roger Focus II
Roger™-mikrofoner	•

Anpassning

Roger Focus II är enbart en Roger-mottagare. Ingen anpassning krävs.

Phonak Charger BTE RIC

Denna laddare är lämplig för Roger Focus II. Den har en USB-C-laddningskontakt, ett indikatorljus och plats för två Roger Focus II.



Phonak RemoteControl

Phonak RemoteControl är lämplig för Roger Focus II. Den möjliggör volymjusteringar och låser volymknappen.



Life is on

Vi på Phonak anser att god hörsel hänger samman med välbefinnande och ligger till grund för att kunna leva livet fullt ut. I mer än 70 år har vi följt vår övertygelse och arbetat för att skapa en värld där alla kan känna "life is on". Våra innovativa hörsellösningar är utvecklade för personer i alla åldrar och med alla typer av hörselnedsättningar, så att de ska kunna knyta an socialt och utvecklas mentalt och emotionellt.

www.phonakpro.se/rogerfocus